

# schülke -+



Trójenzymatyczny preparat (o neutralnym pH) do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów oraz manualnego mycia wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego

## gigazyme® płyn

### Zalety

- posiada doskonałe właściwości myjące
- zapewnia ochronę przed korozją
- nie wytwarza piany
- możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych

### Obszary zastosowania

Nie ma ograniczeń materiałowych odnośnie zastosowania preparatu. Preparat ten przeznaczony jest w szczególności do manualnego oraz półautomatycznego mycia endoskopów i manualnego mycia oprzyrządowania anestezjologicznego oraz instrumentów chirurgicznych. W czasie mycia należy zwracać uwagę na całkowite zanurzenie narzędzi tak, aby puste przestrzenie były wypełnione. Po zakończeniu mycia narzędzia należy dokładnie opłukać wodą. Nie zaleca się stosować do mycia w wodzie o temperaturze powyżej 35°C.

### Właściwości produktu

gigazyme® jest specjalistycznym preparatem do mycia endoskopów, wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, na bazie kompleksu enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych.

### Wskazówki dotyczące stosowania

Stężenie użytkowe:

Przy normalnym zanieczyszczeniu: 0,5-1%

Przy silnym zanieczyszczeniu: do 10%



## Dane produktu

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) 648/2004:  
(5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy,  
kompozycje zapachowe)

### Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 1,00 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Kolor	niebieski
pH	ok. 7 / 20 °C
Tarcie, dynamiczne	nie określono
Temperatura zapłonu	43 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

## Wskazówki szczególne

Nie używać preparatu po upływie terminu ważności.  
Termin ważności: 3 lata

## Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
GIGAZYME płyn 2L FL	5/Karton	132105

## Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GMBH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.



**Dystrybutor**  
Schulke Polska Sp. z o. o.  
Al. Jerozolimskie 132  
02-305 Warszawa, Polska  
Telefon +48 0 22 11-60-700  
Telefax +48 0 22 11-60-701  
www.schulke.pl  
schulke.polska@schuelke.com

**Wytwórca**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Niemcy  
Telefon +49 40 - 52100 - 0  
+49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com