



MEDISEPT



Velox® Spray

Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni

Velox® Spray to alkoholowy płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym i pozamedycznym. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV).

Cechy produktu:

- Do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego.
- Przeznaczony do wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w gastronomii, fryzjerstwie oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością.
- Działa już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota, Noro).
- Nie pozostawia smug i zacieków.
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy.
- Dostępny w dwóch wersjach zapachowych.
- Produkt wpisany na listę VAH.



Korzyści dla użytkownika:

- Gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami.
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni.
- Możliwość zastosowania do wielu powierzchni w obszarze medycznym i pozamedycznym.



Dezynfekuje
powierzchnie



Narzędzia
fryzjerskie
i kosmetyczne



Zapach
tea tonic



Zapach
neutralny

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE
Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ

Velox® Spray

Zastosowanie:

Velox® Spray to płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym. Nadaje się do dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni, a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny - jako wyrób medyczny.

Velox® Spray to płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych – jako produkt biobójczy.

| SPEKTRUM | NORMY WG EN 14885 | OBciążENIE ORGANICZNE | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| | | NISKIE | WYSOKIE |
| Bakterie | EN 13697 | 30 sek. | 60 sek. |
| | EN 13727 | 30 sek. | 30 sek. |
| | EN 16615 | 30 sek. | 30 sek. |
| | EN 17387 | | 5 min |
| Grzyby (C.albicans) | EN 13624 | 15 sek. | 15 sek. |
| | EN 13697 | 30 sek. | |
| | EN 16615 | 30 sek. | 30 sek. |
| | EN 17387 | | 5 min |
| Prątki grzyźlicy (M.terrae) | EN 14348 | 30 sek. | 30 sek. |
| Prątki (M.avium, M.terrae) | EN 14348 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirusy BVDV | EN 14476 | 30 sek. | 30 sek. |
| Wirus Rota | EN 14476 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirus Noro | EN 14476 | 30 sek. | 30 sek. |

Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą.

Skład: substancja czynna w 100 g preparatu:

63,7 g etanol,
6,3 g propan-2-ol.

Wersje zapachowe:

neutral, tea tonic

Opakowanie handlowe:

butelka 1 l ze spryskiwaczem,
kanister 5 l



Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7675/19

Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.
Przeznaczony do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Karta charakterystyki dostępna na stronie www.medisep.pl

Wersja neutral

Wersja tea tonic



Wytwórca:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisep.pl

Data opracowania: 01.2024 rev.1