

Pakiet 36, poz. 4 i 9

Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe do EMG - Technomed

Zaawansowane technologicznie jednorazowe elektrody koncentryczne igłowe zaprojektowane z myślą o komforcie dla pacjenta. Dające bezpieczeństwo i pełną niezawodność.

Zastosowanie kliniczne.

Ten typ elektrod jest używany do badań EMG.

Opakowanie:

Opakowanie zawiera jedną sterylną igłę, gotową do użycia tylko dla jednego pacjenta, nie podlega sterylizacji. Pudełko zawiera 25 igieł

Charakterystyka techniczna:

- 1- igła z ergonomicznym uchwytem
- 2- wyprofilowane ostrze
- 3- marker
- 4- przycisk automatycznie wypinający igłę po wpięciu jej do kontenera na odpady
- 5- osłona łatwa do zdejmowania

Sposób użycia:

Długość i przekrój igły są określane przez kolory

Nie wolno używać igły jeśli opakowanie jest uszkodzone

Otwieranie opakowania zgodnie z instrukcją:

- 1/ Wyjmij igłę z opakowania
- 2/ Włóż igłę do uchwytu
- 3/ Zdejmij plastikową osłonkę z ostrza
- 4/ Można zaczynać badanie
- 5/ Po użyciu zutylizuj igłę

Utylizacja zgodnie z przepisami Szpitalnymi

25mm 0.30 mm (30 Gauge) 0.031 mm ² czerwone	25 szt/ op. TE/B50600-001
25 mm 0.40 mm (27 Gauge) 0.031 mm ² żółte	25 szt/op. TE/B50600-002
30 mm 0.30 mm (30 Gauge) 0.031 mm ² różowe	25 szt/op. TE/B50600-006
37 mm 0.45 mm (26 Gauge) 0.085 mm ² zielone	25 szt/op. TE/B50600-003
50 mm 0.45 mm (26 Gauge) 0.085 mm ² niebieskie	25 szt/op. TE/B50600-004
75 mm 0.60 mm (23 Gauge) 0.085 mm ² fiolet	25 szt/op. TE/B50600-005



Uchwyt do elektrod koncentrycznych:

5-pole DIN

1.25 m

TE/D64-551

5-pole DIN

2.0 m

TE/D64-851

