

Pakiet 36, poz. 2

Przewody EEG do elektrod

Przewód jest przeznaczony do podłączenia elektrod EEG do głowicy aparatu.

Przed użyciem sprawdzić czy przewody są nienaruszone

Po badaniu delikatnie wyjąć z głowicy trzymając uchwyt a nie ciągnąc za przewód.

Czyszczenie:

Czyścić za pomocą gąbki i delikatnego detergentu aby przedłużyć żywotność przewodu.

Delikatnie czyścić wtyk za pomocą szmatki do czyszczenia srebra.

Nie rozciągać czy zwijać przewodów.

Dezynfekcja:

Wyczyścić przewody przed każdą dezynfekcją w następujący sposób:

Przemyj przewody w roztworze etylu lub alkoholu izopropylowego, przetrzyj gąbką namoczoną w wodzie.

Sterylizacja:

Sterylizuj jedynie wtedy gdy jest to konieczne i zalecane przez standardy szpitalne.

Uwaga:

Materiały używane do produkcji przewodów nie są przeznaczone do autoklawowania czy UV sterylizacji



PRZEWODY DŁ. 100 CM, 120 cm, 150 cm, 200 cm, touch proof, 2 mm lub krokodylek

