

Automatyczny reprocessing

THERMO CLEAR

Środek myjąco - płuczący do termicznych myjek do basenów

- Zapobiega powstawaniu kamienia w myjkach
- Zapewnia schnięcie basenów bez tworzenia się plam
- Środek niskopieniący



Opis produktu

THERMO CLEAR jest odpowiedni do chemiczno-termicznego reprocessingu basenów w termicznych myjkach do basenów. Zapewnia schnięcie basenów bez tworzenia się plam, chroni myjki przed osadzaniem się kamienia, jest niskopieniący.

THERMO CLEAR jest biodegradowalny zgodnie z przepisami prawnym EU dotyczącymi detergentów, ponieważ oparty jest na kwasie cytrynowym.

Zakres stosowania

THERMO CLEAR jest odpowiedni do chemiczno-termicznego czyszczenia basenów w termicznych myjkach do basenów wszystkich wiodących producentów. THERMO CLEAR zapobiega osadzaniu się kamienia w myjkach do basenów.

Dozowanie

Zależnie od typu myjki i twardości wody: 1-3 ml/l (patrz instrukcja producenta) (0.1-0.3%)
Dozowanie musi wykonać osoba przeszkolona!

Zastosowanie

Włóż baseny do myjki zgodnie z instrukcją (np. planem higieny). Każda powierzchnia oraz otwór muszą mieć dostęp do płynu do mycia. Użyj THERMO CLEAR po płukaniu zgodnie z instrukcją producenta.

Zwróć uwagę na ustawienia programu: 30 °C.
Nie dodawaj poniżej temperatury 30 °C.

Uwagi dotyczące stosowania

Nie można używać w myjkach do basenów, które nie posiadają termicznego czyszczenia.

Skład

Kwas cytrynowy, inhibitory korozji, środki kompleksujące.

Opinie ekspertów

Posiadamy obszerne raporty ekspertów dotyczące wszystkich naszych produktów. Na życzenie możemy udostępnić interesujące Państwa materiały.

Środki ostrożności i zagrożenia

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Podczas stosowania należy nosić ochronne rękawiczki/ubranie ochronne/ okulary ochronne/maskę ochronną na twarz. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuuj płukanie. Jeśli nadal oczy są podrażnione: należy zasięgnąć porady medycznej.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Produkt	Opakowanie	Zawartość	Op. zbiorcze	REF
THERMO CLEAR	Kanister	5 L	3	00-127-050
Akcesoria	Pompka dozująca	2L/5 L/10 L	1	00-906-000-01
	Kranik	2L/5 L/10 L	10	00-907-000
Dodatki	Otwieracz kanistra	-	10	00-909-050



pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany · T +49 5664 9496-0 · F +49 5664 8444
info@schumacher-online.com · www.schumacher-online.com

Dr. Schumacher Sp. z o.o. · Jeleniogórska 12 · 59-800 Lubań · Polska
T +48 734 183 876 · sales-poland@schumacher-online.pl

