

Manualne czyszczenie i dezynfekcja

ORANGE SOLVENT

Specjalny środek czyszczący do czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych

- Z naturalnego olejku pomarańczowego
- Z dodatkową mocą czyszczenia
- Bez wysiłku usuwa wszelkiego rodzaju pozostałości

Opis produktu

ORANGE SOLVENT to gotowy do użycia roztwór czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości alginianu i cementu, a także drobinek tlenku cynku / eugenolu z instrumentów i sprzętu medycznego i stomatologicznego. Również do usuwania resztek kleju, markerów permanentnych i zadrapań z podłóg. Nawet szczególnie uporczywe plamy można usunąć za pomocą **ORANGE SOLVENT**. Ekonomiczny w użyciu.

Zakres stosowania

Łatwe usuwanie uporczywych naklejek i starych etykiet po krótkim czasie aplikacji oraz łatwe usuwanie resztek kleju.

- Do znacznego usuwania plamek jodu i innych plamek sygnału barwnego.
- Do usuwania uporczywych zadrapań z wykładzin PCV i linoleum, takich jak te spowodowane przez kółka do łóżek.
- Do czyszczenia pasty cynkowej i bandaży gipsowych. Do usuwania pozostałości alginatu i cementu oraz drobinek tlenku cynku/ eugenolu.
- Rozpuszcza tłuste plamy na odzieży, dywanach i poduszkach.

Stosowanie

Nałożyć **ORANGE SOLVENT** na chusteczkę lub jednorazową ściereczkę i przetrzeć czyszczony obszar.

Uwaga dotyczące stosowania

Kompatybilność materiałowa nie jest gwarantowana dla wszystkich polimerów, w szczególności amorficznych termoplastów, takich jak akryl lub poliwęglany. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić kompatybilność na dyskretnym miejscu.

Skład

Ekstrakt ze skórki Citrus Sinensis, limonen, oleinian decylu.

Opinie ekspertów

Posiadamy obszerne raporty ekspertów dotyczące wszystkich naszych produktów. Na życzenie z przyjemnością dostarczymy Państwu portfolio raportów eksperckich.

Zwroty wskazujące środki ostrożności i zagrożenia

Łatwopalna ciecz i opary. Powoduje podrażnienie skóry. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może

powodować poważne skutki. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. Nosić rękawice ochronne/ odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU ZNACZENIA SKÓRY (lub włosów): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłucz skórę wodą/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikaj uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonej firmy zajmującej się utylizacją lub lokalnej zbiórki.

Tylko do użytku profesjonalnego.



Produkt	Pojed.opakowanie	Zawartość	Opak. zb.	REF
ORANGE SOLVENT	Butelka	250ml	9	00-805-0025EXP
	Butelka	500ml	6	00-805-005EXP



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany · T +49 5664 9496-0 · info@schumacher-online.com

www.schumacher-online.com

Dr. Schumacher Sp. z o.o.

Jeleniogórska 12 · 59-800 Lubań · Polska · T +48 734 183 876 · sales-poland@schumacher-online.pl

