

/Treść oznakowania opakowania produktu biobójczego/

MEDIWIPES® PLUS

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji czystych powierzchni i różnego rodzaju wyposażenia odpornego na działanie alkoholu. Zalecane do stosowania w obszarze medycznym, w domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu i tatuażu, przedszkolach, szkołach, w zakładach użyteczności publicznej oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością.

ZASTOSOWANIE

Chusteczki na bazie etanolu do szybkiej dezynfekcji czystych powierzchni i różnego rodzaju wyposażenia odpornego na działanie alkoholu.

SKŁAD CHEMICZNY

Płyn zawarty w chusteczkach:

Substancja czynna: 700 mg/g etanol (Nr CAS: 64-17-5, Nr WE: 200-578-6)

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Chusteczki wykazują działanie:

bakterio-, prątko-, drożdżakobójcze - 1 min. oraz wirusobójcze wobec: HIV/HBV/HCV*, Vaccinia, Adeno, Rota, Noro - 30 sek., Polio - 5 min., Papova SV 40 -15 min.

*wg wytycznych RKI (Instytut Roberta Kocha).

INSTRUKCJA UŻYCIA

Jednorazowe chusteczki gotowe do użycia. Sprawdzić zgodność materiałową. Nie używać na powierzchniach akrylowych. Otworzyć opakowanie i wyjąć chusteczkę. Przetrzeć chusteczką całą, uprzednio umytą, dezynfekowaną powierzchnię. Odczekać zalecany czas ekspozycji: od 30 sekund do 15 minut, w zależności od wymaganego spektrum biobójczego. Nie splukiwać. Pozostawić do wyschnięcia. Pojemnik z chusteczkami szczelnie zamknąć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zawiera etanol. Substancja stała łatwopalna. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Nie stosować po upływie terminu ważności. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Przekazać do koncesjonowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów.

PIERWSZA POMOC

- **W kontakcie ze skórą:** zanieczyszczoną skórę umyć dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.

- **W kontakcie z oczami:** chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez kilka minut. Unikać silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki. Skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

- **W przypadku spożycia:** narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje.

- **Po narażeniu drogą oddechową:** skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

Karta SDS dostępna na www.medilab.pl

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym.....

Produkt biobójczy do dezynfekcji powierzchni .

Preparat do użytku profesjonalnego.

Wyprodukowano w Niemczech.

SERIA I TERMIN WAŻNOŚCI:

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA:

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

„MEDILAB” Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, Polska

Tel. 085 747 93 00, Fax: 085 747 93 01, www.medilab.pl

WYTWÓRCA:

Lysoform Dr.Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str 133, 12247 Berlin, Niemcy

Grzegorz Cessak
Prezes
/dokument podpisany elektronicznie/