

# Mankiet do infuzji ciśnieniowych jednorazowego użytku

Polski

## Opis produktu:

Mankiety do infuzji ciśnieniowych są używane do zwiększania ciśnienia w workach do wlewów dożylnych w celu szybkiego podawania płynów podczas irygacji i infuzji.


Infuzor ciśnieniowy jednorazowego użytku **FMT - DPI / 05** z zaworem odcinającym, 500 ml

Infuzor ciśnieniowy jednorazowego użytku **FMT - DPI / 10** z zaworem odcinającym, 1000 ml

## Instrukcja stosowania:

- 1- Zawiesić mankiet do infuzji na stojaku do wlewów dożylnych za pomocą oczka mankieta do infuzji.
- 2- Ostrożnie włożyć worek z płynem między mankiet do napełniania a rękaw siatkowy. Zawiesić worek z płynem na mankiecie do infuzji, przekładając pasek do zawieszania mocowany na rzep przez górny otwór worka do wlewu dożylnego i mocując go do okrągłej pętli z mocowaniem na rzep. Rurki muszą być skierowane w dół.
- 3- Obrócić ręczkę zaworu w kierunku otwartego odpowietrznika zaworu. (Patrz schemat poniżej).
- 4- Napompować mankiet do infuzji do wymaganego ciśnienia za pomocą gruszki. Sprawdzić ciśnienie na manometrze tłokowym. Manometr tłokowy posiada zawór bezpieczeństwa eliminujący możliwość nadmiernego napompowania i uwalnia powietrze, gdy ciśnienie osiągnie wartość 325 mmHg.
- 5- Aby utrzymać ciśnienie, należy obrócić ręczkę zaworu w górę, w kierunku mankieta do infuzji.
- 6- Aby spuścić powietrze, należy obrócić ręczkę zaworu w dół, w kierunku gruszki do pompowania.

Wybór odpowiedniego rozmiaru mankieta do danego roztworu do irygacji lub infuzji zależy od konkretnego przypadku i jest dokonywany na odpowiedzialność użytkownika. Aby zapewnić optymalne przenoszenie ciśnienia, worek musi być całkowicie przykryty przez napełniony mankiet.



## Ostrzeżenia:

- Mankietu do infuzji jednorazowego użytku nie wolno nigdy używać ponownie.
- Mankiety do infuzji jednorazowego użytku są przeznaczone wyłącznie dla pacjentów przebywających w izolatkach. Po zaprzestaniu izolacji mankiety do infuzji należy wyrzucić. Jeśli pacjent wymaga stałego monitorowania inwazyjnego, należy zastosować mankiety do infuzji wielokrotnego użytku.
- Nazwisko pacjenta należy napisać na mankiecie do infuzji jednorazowego użytku za pomocą markera permanentnego.
- Przed rozpoczęciem infuzji zaleca się prawidłowe przygotowanie zestawu do wlewu dożylnego i usunięcie resztek powietrza z worka z płynem i rurek, aby zminimalizować ryzyko zatoru powietrznego.
- Nigdy nie wolno ponownie używać częściowo zużytych worków z płynami do wlewu dożylnego w połączeniu z infuzorem ciśnieniowym.
- Upewnić się, że manometr tłokowy nie jest zablokowany i może się swobodnie poruszać.
- Maksymalne ciśnienie w mankiecie nie może przekraczać 300 mmHg, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Podczas infuzji należy okresowo sprawdzać ciśnienie w mankiecie do infuzji.
- Nie wolno pompować powietrza powyżej maksymalnego ciśnienia.
- Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem i jego nieprawidłowe użytkowanie mogą mieć wpływ na dokładność pomiaru.
- Nie wolno sterylizować mankietów do infuzji ciśnieniowych w autoklawie, promieniowaniem, parą ani tlenkiem etylenu (EtO).
- Wyroby medyczne powinny być podłączane i uruchamiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie wolno używać uszkodzonych mankietów do infuzji ciśnieniowych.
- Uszkodzone lub zużyte mankiety do infuzji ciśnieniowych należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi odpadów medycznych.

**Uwaga:** Mankiety do infuzji ciśnieniowych FMT są sprzedawane w wersji **NIESTERYLNEJ**.

## Przechowywanie:

Temperatura przechowywania: od 0°C do 50°C

Wilgotność względna: od 20% do 80% (bez kondensacji)

Ciśnienie atmosferyczne: 500–1600 mbar

Podczas przechowywania produkty powinny być chronione przed światłem słonecznym. Do czasu pierwszego użycia zaleca się przechowywanie produktów w oryginalnych opakowaniach.

## Gwarancja:

Mankiety do infuzji ciśnieniowych są objęte trzymiesięczną (3) gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne, licząc od daty pierwotnego zakupu. W okresie gwarancyjnym firma METKO będzie odpowiedzialna za bezpłatną wymianę mankieta do infuzji, jeśli wada zostanie udowodniona. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, które były przedmiotem niewłaściwego użycia, nieprawidłowej sterylizacji, zaniedbania lub wypadku, lub które zostały uszkodzone z przyczyn zewnętrznych względem produktu, lub które były używane niezgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do produktu.

Reklamowany produkt należy przelać do naszej firmy w celu sprawdzenia i określenia problemu. Należy szczegółowo opisać problem oraz podać dane osobowe właściciela. Produkty, które nie będą uznane za „higieniczne”, zostaną odesłane bez żadnych czynności.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostały starannie sprawdzone i są uważane za dokładne. W ramach ciągłego doskonalenia firma METKO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w tej instrukcji oraz produkcie, który opisuje, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia lub zobowiązań.

**Przestroga:** Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez lub na zlecenie lekarza.

## Definicja - Symbole etykiet:



Przed użyciem  
należy przeczytać  
instrukcję



Postępować  
zgodnie z  
instrukcją  
użytkowania



Numer katalogowy  
lub numer części



Numer partii lub  
numer serii  
(LOT)



Data produkcji



Wyrób  
niesterylny




Nie zawiera  
lateksu



Wyłącznie do  
jednorazowego  
użytku, nie  
używać  
ponownie



Wyrób medyczny



Zawiera 1 szt.



Wyprodukowano  
przez



Znak zgodności z  
europejską  
dyrektywą  
93/42/EWG ws.  
wyróbów  
medycznych



Rozmiar



Wilgotność  
robocza



Temperatura  
pracy



Temperatura  
przechowywania



Prawo federalne ogranicza sprzedaż tego  
urządzenia do sprzedaży przez lub na  
zlecenie lekarza (dotyczy tylko odbiorców w  
USA)

**FMT®** jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy METKO Ltd.

Żadne produkty FMT nie zawierają lateksu.



FRM.181/REV.03 (2021-06-25)



Metko Medikal ve Tibbi Cihazlar Dış Tic. Ltd. Şti.  
İvedik O.S.B. Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1354. Cad. 1358. Sok. No:9  
06378 Yenimahalle - Ankara / Turcja Tel.: +90 312 3871246 (pbx)  
Faks: +90 312 3871251 www.metkolt.com metko@metkolt.com