






Filtr płynu dializacyjnego

WSKAZÓWKI OGÓLNE

Na etykiecie bezpośredniej lub opakowaniu danego produktu można znaleźć następujące informacje:

	Data ważności		Zobacz instrukcję użytkowania
	Seria		Numer katalogowy
	Data produkcji		Dopuszczalny zakres temperatury składowania
	Ilość sztuk w opakowaniu		

Zastosowanie: Filtr Diasafe®plus stosuje się w celu usunięcia z płynu dializacyjnego mikrobiologicznych zanieczyszczeń. Należy jednocześnie zadbać o chemiczną i mikrobiologiczną czystość wody i koncentratu, jak również sprawdzać stan urządzeń rozprowadzających (np. RO, Centralny System Dystrybucji Koncentratu).

Jakość chemiczna wody musi odpowiadać normom europejskim. Jakość mikrobiologiczna (CFU/mL) i zawartość endotoksyn (EU/mL) powinny odpowiadać następującym parametrom:

Woda: < 100 CFU/mL i < 0,25 EU/mL
 Koncentrat dializacyjny: < 1000 CFU/mL i < 1 EU/mL

UWAGA

Filtr DIASAFE®plus stosowany jest wyłącznie w aparatach dializacyjnych firmy Fresenius Medical Care, o ile są one fabrycznie wyposażone w odpowiednią przystawkę lub doposażone przez autoryzowany serwis. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi aparatu do hemodializy (a w szczególności rozdziałów dotyczących płynów dializacyjnych).

Dezynfekcja / Czyszczenie

DIASAFE®plus jest automatycznie włączony we wszystkie programy czyszcząco-dezynfekujące aparatu do hemodializy. Dokładne informacje dotyczące sposobu użytkowania zawiera instrukcja obsługi urządzeń hemodializacyjnych.

Test szczelności

Aparat 4008, 5008 dzięki programowi testującemu automatycznie przeprowadza test szczelności dla DIASAFE®plus. W aparatach 2008 test ten przeprowadzany jest ręcznie zgodnie z instrukcją użytkowania danego aparatu.

Czas działania

DIASAFE®plus użytkowany jest maksymalnie przez 12 tygodni lub w trakcie 100 (ONLINE plus) zabiegów. Jeśli podczas programu testującego DIASAFE®plus wykazuje nieszczelność, należy go natychmiast wymienić. Dokładniejsze informacje zawarte są w odpowiednich rozdziałach instrukcji obsługi urządzenia.

Wymiana filtra

DIASAFE®plus można mocować wyłącznie w przeznaczonych do tego celu uchwytych aparatu do hemodializy. System DIAFIX™ Lock gwarantuje bezpieczne połączenie filtra z systemem hydraulicznym aparatu do hemodializy. Po zamocowaniu filtra należy przeprowadzić cykl dezynfekujący. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji obsługi aparatu.

GWARANCJA

Wszelkie reklamacje dotyczące wadliwości dostarczonego produktu zostaną uwzględnione pod warunkiem pisemnego zgłoszenia z podaniem serii filtrów, a producent zobowiązuje się w takich wypadkach do wymiany wadliwego towaru.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie filtrów niezgodne z instrukcją obsługi, wbrew ogólnie przyjętym środkom ostrożności oraz za uszkodzenia zaistniałe po dostawie filtrów do bezpośredniego odbiorcy.