

H+ nakłuwacz

BEZPIECZNY

- sterylny
- jednorazowego użytku
- uruchamiany przyciskiem
- ergonomiczny kształt litery T

200 sztuk



21G / 2,4mm

H+ nakłuwacz

BEZPIECZNY

- sterylny
- jednorazowego użytku
- uruchamiany przyciskiem
- ergonomiczny kształt litery T

200 sztuk



21G / 1,8mm



Umyj mydłem i osusz dokładnie dłonie przed i po użyciu wyrobu.



przekręć i zdejmij nasadkę ochronną nakłuwacza
przyłóż nakłuwacz do opuszki palca



wciśnij przycisk w celu wykonania nakłucia



delikatnie rozmasuj i przyciśnij skórę obok miejsca nakłucia
w celu pozyskania odpowiedniej próbki krwi



po użyciu wyrzuć nakłuwacz do odpowiedniego pojemnika

UWAGA ! - nie używać, jeżeli brakuje osłonki ochronnej lub jest uszkodzona.

1. Nakłuwacz igłowy 1,8mm/21G – nr katalogowy SL-H-21_18 (Model XH1)
2. Nakłuwacz igłowy 2,4mm/21G – nr katalogowy SL-H-21_24 (Model XH1)



Importer i dystrybutor w Polsce:

Centrum Diabetologii sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 29B
02-737 Warszawa



INFOLINIA : 22 378 38 10



www.centrumdiabetologii.com



Ningbo Medsun Medical Co., Ltd.
No.55 Jinxi Road, Zhenhai 315221 Ningbo
People's Republic of China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY

UWAGA! - każdy poważny incydent medyczny, który miał miejsce w związku z wyrobem należy zgłosić do producenta oraz właściwym organom rządowym zgodnie z aktualnymi przepisami.



0123