

PASKI TESTOWE (Test Schirmera) Tear Touch MADHU INSTRUMENTS MIPL/A1



Test do diagnostyki w przypadku podejrzenia zespołu suchego oka, do pomiaru ilości wydzielanego filmu łzowego.

Pasek diagnostyczny wykonany z bibuły filtracyjnej (Whatman Filter No. 41) do pomiaru ilości produkowanych łez. Opakowanie zawiera 100 szt. sterylnych pasków w pojedynczych saszetkach, każdy pasek ma nadrukowaną skalę z podziałką co 1 mm.

Sposób użycia

Pasek należy umieścić w worku spojówkowym w taki sposób, aby koniec paska tkwił pod dolną powieką od strony skroniowej i nie dotykał rogówki. Przy prawidłowym wydzielaniu łez powinno ulec zwilżeniu przynajmniej 10mm paska w ciągu pięciu minut. Mniejsze zwilżenie świadczy o tym, że istnieje niedostateczne wydzielanie łez.