

STERISEPT FORTE

Bezpieczny i wydajny preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- o nie zawiera aldehydów i fenoli, wysoce bezpieczny dla personelu i pacjentów
- o posiadający szerokie spektrum działania w niskim stężeniu roztworu 0,25% i bardzo krótki czas ekspozycji
- o nie pozostawia plam, smug i osadów oraz uczucia klejenia się na dezynfekowanych powierzchniach
- o możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych
- o roztwór roboczy wykazuje aktywność powyżej 30 dni

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

Spektrum		Czas działania
EN 13727 Bakteriobójczy (w tym MRSA, Legionella, Salmonella)	0,25%	15 minut
EN 13624 Grzyby		
EN 14348 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy)	0,25%	5 minut
EN 14476 BVDV,HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Rota Adeno, Polio		
	0,5%	60 minut

SPOSÓB UŻYCIA:

Roztwór preparatu Sterisept Forte przygotować zgodnie z tabelą stężeń przez dodanie odpowiedniej ilości koncentratu do odmierzonej ilości wody wodociągowej. Dekontaminację powierzchni przeprowadzić za pomocą ścierki, mopa lub urządzeń spryskujących. Wyroby, które można zanurzyć, dezynfekować metodą zanurzeniową. Należy zwrócić uwagę aby przedmioty były całkowicie zanurzone i wypełnione roztworem roboczym.

PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE:

Dodocylamina – 6,8g/100g, QAV – 14,2g/100g

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

Sterisept Forte wykazuje szeroką kompatybilność materiałową, pozwala na zastosowanie go do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wykonywanych praktycznie ze wszystkich materiałów. Na wypadek niepewności co do odporności danej powierzchni zaleca się indywidualną ocenę materiału przed użyciem preparatu, poprzez wykonanie miejscowej próby.

CERTYFIKATY I TESTY:

Wyrób Medyczny kl.IIa
Znak CE 0088

KONFEKCYJONOWANIE:

Opakowanie	Pojemność	Karton
Kanister	5L	3x5L
Butelka	1L z dozownikiem	12x1L

Biachem Sp. z o.o.

ul. Alejkowa 21/B9
15-528 Sowłany
Tel/Fax: 085 661 21 21

Chemi-Pharm AS

Pollu 132
10917 Tallinn
ESTONIA