

Ustnik endoskopowy

Jednorazowy ustnik z opaską mocującą

Opis produktu

Ustnik endoskopowy został zaprojektowany w celu ochrony pacjenta, personelu medycznego oraz sprzętu medycznego podczas zabiegów endoskopowych.

Każdy wyrób posiada foliowe opakowanie wraz z etykietą, na której umieszczone są dane potrzebne do bezpiecznego użytkowania produktu. Są to: polskie napisy, data przydatności, informacja o braku możliwości ponownego użycia oraz dwie samoklejące etykiety, które można wkleić do dokumentacji. Produkt składa się z części właściwej – ustnika oraz elastycznej opaski.

Cechy

- produkt sterylny, jednorazowego użytku dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego,
- posiada wyprofilowany kształt i anatomiczną strefę zgryzu,
- wyrób medyczny kl. I, przeznaczony dla osób dorosłych,
- wykonany z twardego polipropylenu,
- posiada stopień na górnej i dolnej krawędzi otworu ustnika od strony wewnętrznej, który zabezpiecza ustnik przed przemieszczaniem się i wypadaniem,
- elastyczna opaska, wykonana z tkaniny, posiada możliwość regulacji, co pozwala personelowi na sprawne dopasowanie produktu, nie powoduje ucisku na twarz i policzki pacjenta, niwelując dyskomfort podczas zabiegu,
- wymiary otworu centralnego - 22x26 mm,
- nie zawiera lateksu, dzięki czemu zapobiega możliwości wystąpienia reakcji alergicznej u pacjenta,
- samoklejące etykiety można łatwo umieścić w dokumentacji

Sposób użycia i ostrzeżenia

Ustnik przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku. Jego ponowne zastosowanie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta oraz personelu medycznego.

Przed użyciem produktu należy dokładnie sprawdzić, czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzeń. Nie należy używać wyrobu, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Po wyjęciu z opakowania, należy odciągnąć jedną stronę opaski od ustnika, a następnie umieścić produkt w ustach pacjenta. Pod odpowiednim dopasowaniem ustnika, należy przełożyć opaskę wokół głowy pacjenta, a następnie przymocować opaskę ponownie wykorzystując właściwy otwór. Po przeprowadzeniu badania ustnik należy wyrzucić stosując się do instrukcji postępowania z odpadami przyjętymi w placówce.

Dystrybutor

Informer Med Sp. z o.o.



normy

Dyrektywa 93/42/EEC dotycząca wyrobów medycznych (MDD)

przechowywanie i okres przydatności

Produkt powinien być przechowywany w zacienionym, chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym i czystym miejscu. Okres przydatności: podany na etykiecie pojedynczego opakowania.

numer katalogowy i opakowanie

MG-A2 - Ustnik endoskopowy. Jednorazowy ustnik z opaską mocującą. Sposób pakowania: 1 sztuka/opakowanie 500 sztuk/karton

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
 tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
 e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu