

SYSTEM OBIEGU DOKUMENTACJI W CS



Kompletny system archiwizacji i udokumentowania całego procesu obiegu materiałów przeznaczonych do dezynfekcji i sterylizacji jest niezbędnym elementem wyposażenia każdej jednostki sterylizacyjnej. Dzięki zastosowaniu naszego systemu etykietowania i archiwizacji gwarantujemy dostęp do pełnej informacji na temat każdego etapu przygotowania sterylizowanego wyrobu medycznego. Ten prosty i kompletny system składa się z metkownicy trzyczęściowej, kopert do archiwizacji oraz specjalnych etykiet dwukrotnie klejonych ze wskaźnikami S, EO, FORM oraz PLAZMA.

- Metkownica alfanumeryczna umożliwia wydruk informacji w trzech wierszach po 12 znaków w każdym wierszu.
- Pakiet przeznaczony do sterylizacji oklejamy jedną etykietą na której zapisujemy informację tj. data sterylizacji i ważności pakietu, numer sterylizatora, numer kolejnego wsadu, inicjały osoby odpowiedzialnej za wykonany pakiet, zawartość pakietu lub dane procesu dezynfekcji (kodowane cyfrowo).
- Etykiety trzywierszowe ze wskaźnikami S, EO, FORM wykonane są ze specjalnego papieru o gramaturze 74g/m², etykieta ze wskaźnikiem PLAZMA wykonana jest z materiału typu TYVEKU o gramaturze 55g/m². Rozmiar etykiety 25mm x 31mm.
- Specjalna warstwa kleju daje możliwość łatwego i bezpiecznego naklejania etykiety na dowolny sterylizowany pakiet, a druga warstwa klejąca ułatwia wklejenie etykiety do koperty archiwizującej lub np. karty pacjenta.
- Na każdej etykiecie umieszczona jest m. in. informacja o kolorze przebarwienia testu oraz klasie, jaką spełnia wskaźnik wg normy PN EN ISO 11140-1
- Naklejki ze wskaźnikiem parowym występują w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym i szarym.
- Koperty do archiwizacji w formacie A4 występują w wersji standard lub mogą być wykonane wg indywidualnego wzoru dla każdego klienta.

sposób użycia i odczyt wyników

Na przygotowane pakiety należy za pomocą metkownicy nakleić metkę ze wskaźnikiem przeznaczonym do odpowiedniego rodzaju sterylizacji.

Bezpośrednio przed użyciem wysterylizowanego zestawu należy nakleić poprawnie przebarwioną etykietkę do przeznaczonego systemu dokumentacji lub karty pacjenta.

Etykietkę kontrolną należy nakleić na kopertę archiwizacyjną.

obszary zastosowań

działy centralnych sterylizatori lub podręczne placówki sterylizacyjne

Metkownice trzyczęściowe różnych producentów: Blitz, GKE, Monarch®,

normy

PN EN ISO 11140-1 klasa 1

EN 13485

EN 980

przechowywanie i okres przydatności

Przydatność: 5 lat od daty produkcji.

Temperatura magazynowania: 10-35 °C, wilgotność: 20-80%

Zalecane przechowywanie w ciemnym pomieszczeniu.

numery katalogowe:

603.211.9000 - PARA, fioletowa
603.220.9000 - PLAZMA, czerwona
603.231.9000 - EO, brązowy
603.240.9000 - FORM, niebieska
604.011.9000 - PARA, niebieska
604.012.9000 - PARA, czerwona
604.013.9000 - PARA, zielona
604.014.9000 - PARA, żółta

604.015.9000 - PARA, pomarańczowa
604.016.9000 - PARA, fioletowa
604.111.9000 - bez wskaźnika, niebieskie
604.112.9000 - bez wskaźnika, czerwone
604.113.9000 - bez wskaźnika, zielone
604.115.9000 - bez wskaźnika, pomarańczowe
603.003.0001 - metkownica trzyczęściowa
609.103.0001 - wałek z tuszem do metkownicy