

STERISEPT ready to use

Bezalkoholowy sporobójczy preparat w postaci aktywnej pianki do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i wstępnego zwilżania i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- o bardzo dobre właściwości myjące, nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach
- o wysoce bezpieczny dla personelu i pacjentów, preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny i posiadający testy dermatologiczne
- o szerokie spektrum działania i bardzo krótki czas ekspozycji pozwala na zastosowanie do wyrobów, które należy szybko zdezynfekować przed ponownym użyciem
- o preparat pozwala na wstępne zwilżenie i dezynfekcję mocno zabrudzonych narzędzi chirurgicznych
- o preparat posiada pozytywną opinię producenta wyrobów medycznych firmy FAMED
- o możliwość użycia do wyrobów i materiałów nie wykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych (sondy USC, pleksi, monitory, ekrany medyczne itp.) potwierdzona przez producentów sprzętu
- o przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy EN 16615:2015, aktywny wobec Cl. Difficile
- o 1L preparatu posiada wydajność 150m²

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

Spektrum	Czas działania
EN 13727, EN 14561 Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE) – warunki brudne	1 minuta
EN 13624, EN 14562 Drożdżakobójczy – warunki brudne	1 minuta
EN 13624 Grzybobójczy	10 minut
EN 14348 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy) – warunki brudne	5 minut
EN 14476 HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota – warunki brudne	30 sekund
EN 14476 Polyoma SV40 – warunki brudne	1 minuta
EN 13704 Cl. Difficile, Cl. Sporogones – warunki brudne	15 minut
EN 16615:2015 (bakteriobójcze i drożdżakobójcze)	1 minuta

SPOSÓB UŻYCIA:

Zwilżanie i wstępna dezynfekcja narzędzi chirurgicznych i instrumentarium. Preparat gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać. Przed użyciem wstrząsnąć, za pomocą spryskiwacza pianowego nanieść środek bezpośrednio na narzędzia chirurgiczne lub inne instrumentarium medyczne znajdujące się w wanience dezynfekcyjnej. Odczekać co najmniej 60 sekund od czasu aplikacji preparatu.

Sposoby aplikacji na powierzchniach i wyposażeniu medycznym (inkubatory). Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Przed użyciem wstrząsnąć. Sterisept (ready to use) za pomocą spryskiwacza dualnego PIANA/SPRAY nanieść na dezynfekowaną powierzchnię bądź na suchą ścierkę i równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni. Pozostawić na co najmniej 60 sekund.

PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE:

Didecyl-Dimethyl-Ammonium Chloride – 0,45g ; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine – 0,45g

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

Sterisept rtu jest bezalkoholowym preparatem wykazującym bardzo szeroką kompatybilność materiałową może być używany do mycia i dezynfekcji powszechnie stosowanych materiałów np. gumy, tworzyw sztucznych i metali. Posiada w składzie dodatek środków, zapobiegających korozji narzędzi.

CERTYFIKATY I TESTY:

Wyrób Medyczny kl.IIb, Znak CE 0088; Pozwolenie nr 9071/23 na obrót produktem biobójczym

KONFEKCYJONOWANIE:

Opakowanie	Pojemność	Karton
Butelka	1L z atomizerem	12x1L
Kanister	5L	3x5L

Biachem Sp. z o.o.

ul. Alejkowa 21/B9
15-528 Sowlany
Tel/Fax: 085 661 21 21

Chemi-Pharm AS

Pollu 132
10917 Tallinn
ESTONIA