



Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

mikrozyd® sensitive wipes chusteczki

Zalety

- bez substancji zapachowych
- możliwość użycia do mycia i dezynfekcji inkubatorów
- doskonała kompatybilność materiałowa
- bez zawartości alkoholu
- szybkie działanie
- gotowe do użycia
- doskonałe właściwości myjąco-dezynfekujące
- produkt bezalkoholowy - do stosowania z głowicami USG (Philips, GE, Siemens)
- doskonała tolerancja materiałowa

zawartości opakowania można je uzupełnić wkładami umieszczonymi w torebce foliowej.

CE 0297

Obszary zastosowania

Chusteczki mają zastosowanie do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich itp. oraz innych nieodpornych na działanie alkoholu wyrobów medycznych (pleksiglas). Możliwość zastosowania na oddziałach noworodkowych.

Właściwości produktu

mikrozyd® sensitive wipes wykonane są z włókniny polipropylenowej nasyczonej płynem dezynfekcyjnym o wymiarach 20 cm x 20 cm, odrywanych pojedynczo. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, norowirusa i wirusa polyoma SV40.

Wskazówki dotyczące stosowania

Powierzchnie wytrzeć dokładnie nasączoną chusteczką, zwrócić uwagę na dokładne zwilżenie całej powierzchni, pozostawić do wyschnięcia. Po użyciu zwrócić uwagę na dokładne zamknięcie opakowania. Po wyczerpaniu się



Dane produktu

100 g roztworu zawiera następujące substancje czynne: 0,26 g alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)), 0,26 g chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC), 0,26 g alkil (C12-C14) chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC (C12-C14)).

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	Roztwór wodny na włókninie
Gęstość	ok. 1,00 g/cm ³ / 20 °C / dla aktywnego roztworu
Kolor	bezbardwy
pH	6 - 8 / 100 % / 20 °C / dla aktywnego roztworu
Tarcie, dynamiczne	Brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy

Wskazówki szczególne

Do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie należy szczelnie zamykać. Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności: 2 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT	12/Karton	70001404
MIKROZID SENSITIVE WIPES chust.doż.200ST	10/Karton	109184

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje

Na życzenie dostarczamy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com