

CHEMISEPT HF

Preparat na bazie 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu etylowego do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, higienicznej dezynfekcji rąk oraz odkażania skóry

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- o preparat przeznaczony do ogólnej antyseptyki skóry nieuszkodzonej i chorobowo nie zmienionej
- o zawartość chlorheksydyny gwarantuje przedłużone działanie preparatu nawet do 24 godzin
- o zgodność z zaleceniami CDC w zakresie dezynfekcji elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych
- o substancje bezpieczne dla skóry
- o szerokie spektrum mikrobójcze osiągnięte w krótkim czasie ekspozycji
- o preparat posiada badania w warunkach brudnych

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

Spektrum	Czas działania
Antyseptyka skóry i higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500)	30 sekund
Bakterie (EN137272), Grzyby (EN13624), Prątki (EN14348), Wirusy: BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia (EN 14476)	30 sekund
Rota, (EN 14476)	60 sekund

SPOSÓB UŻYCIA:

Chemisept HF jest gotowy do użycia i można go nakładać przez natrysk lub wacik.

Antyseptyka skóry przed wstrzyknięciami i pobraniem krwi: Nanieść wystarczającą ilość preparatu na dezynfekowany obszar przez spryskanie lub przetarcie nasączonym wacikiem. Po spryskaniu przetrzeć wacikiem. Zapewnij dokładne zwilżenie i pozostaw roztwór do wyschnięcia. Czas kontaktu 30 sekund.

Antyseptyka skóry przed operacją: Nałóż odpowiednią ilość preparatu na obszar operacyjny za pomocą kleszczy i nasączonego wacika. Zapewnij dokładne zwilżenie i pozostaw roztwór do wyschnięcia. Dezynfekcja jest wykonywana dwukrotnie (za każdym razem po 45 sekund). Całkowity czas kontaktu wynosi 90 sekund. Folię operacyjną można nakładać tylko na suchą skórę.

Dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych:

Nanieść na dezynfekowany obszar. Zapewniając całkowite pokrycie. Aby preparat zadziałał powierzchnia musi być widocznie zwilżona przez czas ekspozycji 30 sekund

Higieniczna dezynfekcja rąk:

Nanieść na czyste suche dłonie co najmniej 3 ml preparatu i wcierać dokładnie w skórę rąk przez minimum 30 sekund stosując technikę Ayliff'e.

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

Chlorheksydyna – 2g, Etanol – 70g

PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE:

Chemisept HF jest preparatem na bazie etanolu i może być używany do wszystkich powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Należy zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu środka do powierzchni z niektórych tworzyw sztucznych, powłok z farb i lakierów. Na wypadek niepewności co do odporności danej powierzchni zaleca się indywidualną ocenę materiału przed użyciem preparatu, poprzez wykonanie miejscowej próby.

CERTYFIKATY I TESTY:

Pozwolenie nr 7386/18 na obrót produktem biobójczym

Wyrób medyczny kl. IIa

KONFEKCYJONOWANIE:

Opakowanie	Pojemność	Karton
Butelka	0,1L atomizer	12x0,1L
Butelka	0,25L atomizer	12x0,25L
Butelka	0,5L (eurodispenser)	12x0,5L

Biachem Sp. z o.o.

ul. Alejkowa 21/B9

15-528 Sowłany

Tel/Fax: 085 661 21 21

Chemi-Pharm AS

Pollu 132

10917 Tallinn

ESTONIA