



Bactacid AF

Pojemność	1L, 5L
Producent	Chemi Pharm
Zastosowanie	Dezynfekcja powierzchni
Sposób użycia	Gotowy do użycia
Rodzaj pH	Nie dotyczy
pH	Nie dotyczy
Dla powierzchni	PCV i linoleum, Stal chirurgiczna, Stal nierdzewna, Szkło
Składniki	Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, Etanol, Propan-2-ol

Opis

Preparat na bazie dwóch alkoholi, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych i w placówkach służby zdrowia. Produkt nie zawiera aldehydów, substancji sklasyfikowanych jako żrące lub drażniących drogi oddechowe. Dzięki temu można go używać w obecności personelu oraz pacjentów w pionie żywnościowym (podwójna rejestracja). Wygodne użycie za pomocą dołączonego spryskiwacza zapewnia dezynfekcję trudno dostępnych miejsc. Bactacid AF wyróżnia się bardzo szerokim spektrum działania oraz krótkim czasem ekspozycji.

Sposób użycia

Bactacid AF jest preparatem gotowym do użycia, nie należy go rozcieńczać. Powierzchnie równomiernie pokryć preparatem metodą natryskową lub za pomocą nasączonej ściereki i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie spryskiwać preparatem z odległości około 30 cm.



Dezynfekcja powierzchni

Produkt wykazuje szeroką kompatybilność materiałową podczas mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą czyszczywa lub ściereki. Przed przystąpieniem do całkowitego mycia powierzchni zalecamy uprzednie wykonanie próby na trwałość koloru.



Dedykowany do służby zdrowia

Produkt spełnia wymagania dopuszczające do użytku w sektorze medycznym. Skuteczność mikrobójcza została potwierdzona pozyskaniem pozwolenia nr 7626/19 na obrót produktem biobójczym.