



Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni  
wyrobów medycznych

**perform®**  
granulat

## Zalety

- nie zawiera aldehydów
- wyjątkowo szerokie spektrum działania
- możliwość stosowania w obecności pacjentów, również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków (np. inkubatory)
- możliwość stosowania do wycisków stomatologicznych
- bardzo wysoka kompatybilność materiałowa

## Obszary zastosowania

Mycie i dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych. Ze względu na niezwykle szerokie spektrum działania oraz wysoki profil bezpieczeństwa perform® nadaje się doskonale do wszelkich zastosowań w obszarach wysokiego ryzyka. Dzięki doskonałej tolerancji materiałowej roztworu użytkowego preparat perform® można stosować również wobec materiałów wrażliwych takich jak np. wyciski stomatologiczne i szkło akrylowe (inkubatory). perform® przeznaczony jest także do dezynfekcji masek do oddychania i inhalacji (dezynfekcja przez zanurzenie).

## Właściwości produktu

Wysoko wydajny preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, na bazie aktywnego tlenu, który uwalniany jest w trakcie rozpuszczania się granulatu w wodzie. Działa bakteriobójczo, prątkobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, adenowirusa, poliovirusa, norowirusa, wirusa polyoma SV40 oraz sporobójczo (wobec Clostridium difficile). perform® wykazuje także skuteczność wobec bakterii i grzybów przy dezynfekcji wycisków stomatologicznych (w stężeniu 1% w czasie 5 min.) oraz przy krótkofalowej dezynfekcji wanien kąpielowych (w stężeniu 1% w czasie 15 min.)

## Wskazówki dotyczące stosowania

Przygotować roztwór wodny: do wiadra lub wanienki zawierającej odpowiednią ilość wody wsypać granulatu zgodnie z informacjami na etykiecie i krótko zamieszać. Roztwór użytkowy w zadanym stężeniu nanosić na dezynfekowaną powierzchnię metodą przecierania na mokro. Należy zwrócić uwagę na równomierne zwilżenie powierzchni. W celu dezynfekcji masek do ćwiczeń, poszczególne części składowe umieścić w roztworze użytkowym, po upływie czasu oddziaływania wyjąć z roztworu a następnie spłukać wodą. Dobrą rozpuszczalność granulatu uzyskuje się przez użycie wody o temperaturze ciała i zamieszanie roztworu. perform® charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami czyszczącymi. Dlatego też nie jest konieczne dodawanie do niego środków wspomagających efekt czyszczenia.

CE 0297



## Dane produktu

100g preparatu perform<sup>®</sup> zawiera:

45 g bis(peroksymonosiarczan) bis(siarczan) pentapotasu.

Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (EC) 648/2004: 5 - 15 % anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % mydło, < 5 % fosfoniany, kompozycje zapachowe.

### Dane chemiczno-fizyczne

Forma	granulowany
Kolor	biały
pH	4 / 0,5 % / 20 °C / (jako wodny roztwór)
Tarcie, dynamiczne	Nie dotyczy
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy

## Wskazówki szczególne

Środki dezynfekcyjne należy stosować w sposób bezpieczny.

Zawsze przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety

i ulotki informacyjnej. Torebek, względnie pojemników,

nie należy przechowywać w temperaturze wyższej niż

temperatura pokojowa. Chronić przed mrozem, wysoką

temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Zaleca się używanie rękawic ochronnych (np. z kauczuku

butylowego). Roztwór użytkowy może powodować blaknięcie

wrażliwych materiałów tekstylnych. Nie stosować na

wykładziny dywanowe. Roztwory użytkowe utrzymują

trwałość przez 30 godzin, podczas których zachowują pełną

skuteczność bójczą.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Termin ważności: 40g - 2 lata, 900g - 1,5 roku

## Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
PERFORM granulat -PL,CZ.SK- 900 g DS	4/Karton	122323
perform -PL- (250x) 40 g BT	250/Karton	70001861

## Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z

wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych

technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu

najwyższych standardów jakości.

## Badania i informacje

Na życzenie dostarczamy niezbędne raporty dotyczące

preparatu.



Schülke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

### Dystrybutor

Schülke Polska Sp. z o. o.  
Al. Jerozolimskie 132  
02-305 Warszawa, Polska  
Telefon +48 0 22 11-60-700  
Telefax +48 0 22 11-60-701  
www.schulke.pl  
schulke.polska@schulke.pl

### Wytwórca

Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Niemcy  
Telefon +49 40 - 52100 - 0  
+49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com