


# NaviCross®

## Cewnik podpierający



### Wsparcie dla sukcesu

**Cewnik podpierający NaviCross® jest przeznaczony do prowadzenia i podtrzymywania prowadnika w trakcie uzyskiwania dostępu do naczyń krwionośnych - z wyjątkiem ośrodkowego układu krążenia - umożliwiając przeprowadzanie wymian prowadnika i zapewniając kanał do podawania heparynizowanego roztworu soli fizjologicznej lub środka radiocieniującego.**

### Cechy charakterystyczne wyrobu

Podwójny oplót ze stali nierdzewnej

- Wysoka odporność na zginanie, przy doskonałej kontroli momentu obrotowego i optymalnym przechodzeniu cewnika przy pchnięciu na odcinku od proksymalnego trzonu do dystalnej końcówki.

Wysokie wsparcie zabiegowe

- Płynne przejście prowadnik-cewnik i wysokie wsparcie manipulacyjne dzięki niewielkiemu profilowi wchodzenia

Hydrofilowa powłoka M Coat™


- Zapewnia najlepszą w swojej klasie możliwość śledzenia cewnika w trudnych uwarunkowaniach anatomicznych i duże możliwości przechodzenia przez złożone zmiany patologiczne.

Trzy markery radiocieniujące:


- zapewniają wysoką widoczność
- ułatwiają dokładną ocenę położenia cewnika i wewnętrzne pomiary rozmiarów stentów i baloników.

Nr 1 w porównaniu z konkurencją Dane z badań własnych

NaviCross 0,035"



NaviCross 0,018"



- |   |                              |
|---|------------------------------|
| A Odciażanie naprężeń / piasta  | F Prosty                     |
| B Proksymalny trzon ma zmienne wymiary w zależności od długości cewnika | G Powłoka hydrofilowa 400 mm |
| C Przestrzeń znacznika 60 mm  | H Stożkowa końcówka 12 mm    |
| C Przestrzeń znacznika 40 mm  |                              |
| E Kątowny   |                              |

### Ogólne cechy charakterystyczne

Oplót	Podwójny oplót ze stali nierdzewnej
Markery	3 markery radiocieniujące: 1 mm od końcówki - 40 mm i 60 mm od poprzedniego markera
Powłoka hydrofilowa	M Coat™: 40 cm na odcinku dystalnym


## Specyfikacje poszczególnych elementów

Kompatybilność przewadnika	Długość cewnika	Kształt końcówki	Średnica zewnętrzna	Kod
0,018 cala 0,46 mm	65 cm	Prosty	2,6 Fr	PN*NS180G3HM
0,018 cala 0,46 mm	65 cm	Zagięta 30°	2,6 Fr	PN*NA180G3HM
0,018 cala 0,46 mm	90 cm	Prosty	2,6 Fr	PN*NS18093HM
0,018 cala 0,46 mm	90 cm	Zagięta 30°	2,6 Fr	PN*NA18093HM
0,018 cala 0,46 mm	135 cm	Prosty	2,6 Fr	PN*NS180N3HM
0,018 cala 0,46 mm	135 cm	Zagięta 30°	2,6 Fr	PN*NA180N3HM
0,018 cala 0,46 mm	150 cm	Prosty	2,6 Fr	PN*NS18153HM
0,018 cala 0,46 mm	150 cm	Zagięta 30°	2,6 Fr	PN*NA18153HM
0,035 cala 0,89 mm	65 cm	Prosty	4 Fr	WS*NS350G3HM
0,035 cala 0,89 mm	65 cm	Zagięta 30°	4 Fr	WS*NA350G3HM
0,035 cala 0,89 mm	90 cm	Prosty	4 Fr	WS*NS35093HM
0,035 cala 0,89 mm	90 cm	Zagięta 30°	4 Fr	WS*NA35093HM
0,035 cala 0,89 mm	135 cm	Prosty	4 Fr	WS*NS350N3HM
0,035 cala 0,89 mm	135 cm	Zagięta 30°	4 Fr	WS*NA350N3HM
0,035 cala 0,89 mm	150 cm	Prosty	4 Fr	WS*NS35153HM
0,035 cala 0,89 mm	150 cm	Zagięta 30°	4 Fr	WS*NA35153HM

Przy składaniu zamówień należy podawać powyższe kody referencyjne

# Znaki handlowe stosowane w niniejszym katalogu

NaviCross®



**Terumo Corporation**  
+81 3337 48111

**Terumo Europe NV**  
+32 16 38 1211

**TERUMO**  
**Interventional Systems EMEA**  
+331 47 1609 30

Biura Sprzedaży EMEA

**Terumo Europe NV**  
**Africa Business Division**  
2010, 68 (6): 888- 889).

**Terumo Europe NV**  
**Benelux Business Division**  
Belgia:  
080014468  
Holandia:  
08000231938

**Terumo Europe NV**  
**Emerging Market Division**  
+3216 38 12 11

**Terumo Deutschland GmbH**  
+49 6196 80230

**Terumo Deutschland GmbH**  
**Austria**  
2010, 68 (6): 888- 889).

**Terumo Deutschland GmbH**  
**Szwajcaria**  
+41 56419 10 10

**Terumo Europe España SL**  
+34 902 10 12 98

**Terumo France S.A.S.**  
+33 130 96 13 00

**Terumo Italia S.r.l.**  
+39 06 94 80 28 00

**Terumo Russia LLC**  
+7 495 988 47 40

**Terumo Sweden AB**  
+46 3174 85 880

**Terumo Middle East FZE**  
+971 4 292 0200

**Terumo UK Ltd**  
+44 1276 480 440

**Terumo BCT Tıbbi Cihazlar**  
**Dağıtım ve Hizmetleri A.Ş.**  
+90 216 645 92 00

**Terumo Poland Sp. z o.o**  
+48 22 120 16 00

\*Registered Trademark  
Published by Terumo Europe NV

[www.terumo-europe.com](http://www.terumo-europe.com)

IS803GB0120KAI