

Zestawienie badań skuteczności mikrobiologicznej dla produktu thermosept® PAA Base & Additive przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach

Skuteczność	Stężenie	Czas kontaktu
bakteriobójczo	1% (10 ml/l) 20°C	5 min.
prątkobójczo (M. terrae, M. avium)	1% (10 ml/l) 35°C	5 min.
grzybobójczo		
noro		
polyoma SV40		
adeno		
polio		
B. subtilis	1% (10 ml/l) 20°C	5 min.
Clostridium difficile	1% (10 ml/l) 37°C	5 min.

Niezbędne raporty dotyczące preparatu są dostępne na życzenie.

Schulke Polska Sp. z o.o.

Eurocentrum Office Complex, Budynek Delta

Al. Jerozolimskie 132 | 02-305 Warszawa

Zezwolenie: GIF-N-4111/1091/1-2/AKP/16

Dział Obsługi Klienta: Tel. + 48 22 11 60 710 | Fax + 48 22 11 60 701 | Księgowość: Tel. + 48 22 11 60 730 | Dział Zamówień Publicznych: Tel. + 48 22 11 60 720
schulke.polska@schulke.com

NIP: 527-00-10-985 | NIP UE: PL5270010985 | Regon: 010385400

BANK HANDLOWY S.A.: 89 1030 1654 0000 0000 5631 1301

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000104818 | Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN