

Kflo wEpic[®]


Cewnik do hemodializy krótkoterminowej S



Tymczasowy dostęp z do

prędkościami

Cewniki Kflow® Epic zapewniają znaną i niezawodną wydajność pacjentom poddawany hemodializie i aferezie.



KAŻDY ZESTAW KFLOW EPIC ZAWIERA:



Prowadnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętki zapewnia łatwą kontrolę.




Igła introduktora z zaworkiem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzanie prowadnika.

- cewnik do hemodializy Kflow Epic
- 18G x 7cm igła wprowadzająca z zaworem bocznym
- J-tip prowadnik z nitynolu
- Rozszerzacz naczyń
- 5ml strzykawka
- Skalpel nr 11
- Czapki wtryskowe
- Opatrunek na cewnik

REPLACEMENT GUIDEWIRES

KGW03570N	0.35"	70cm	Box of 25
KGW03550N	0.35"	70cm	Box of 25

Dwu- i trzykanałowe cewniki są dostępne z prostymi, zakrzywionymi i wstępnie zakrzywionymi przedłużeniami. Wszystkie rodzaje cewników posiadają bogato wyposażone zestawy.




Podwójne D lumen zapewniają niezmiennie wysokie natężenie przepływu i niskie ciśnienie.

CIŚNIENIE ŚWIETLNE VS. PRZEPŁYW

Badania przeprowadzono przy użyciu obwodu pozaustrojowego i płynu o takiej samej lepkości (3,5 cP w temperaturze 37°C) jak krew.


Kflow Epic Dual Lumen



Legend for Kflow Epic Dual Lumen:
Venous - 12 Fr. 15cm (light blue line)
Venous - 14 Fr. 20cm (dark blue line)
Arterial - 12 Fr. 15cm (light red line)
Arterial - 14 Fr. 20cm (dark red line)

	12 FRENCH 15CM		14 FRENCH 20CM	
	Arterial	Venous	Arterial	Venous
200 ml/min	-50	80	-60	60
300 ml/min	-130	135	-150	160
400 ml/min	-180	190	-210	210


Kflow Epic Triple Lumen



Legend for Kflow Epic Triple Lumen:
Venous - 13 Fr. 15cm (light blue line)
Venous - 14 Fr. 20cm (dark blue line)
Arterial - 13 Fr. 15cm (light red line)
Arterial - 14 Fr. 20cm (dark red line)


	13 FRENCH 15CM		14 FRENCH 20CM	
	Arterial	Venous	Arterial	Venous
200 ml/min	-90	90	-90	90
300 ml/min	-110	125	-120	135
400 ml/min	-160	170	-170	180

PODWÓJNE ŚWIATŁO



Proste rozszerzenia

STRAIGHT		
KFE-TDL-0813-KP	8 Fr.	13cm
KFE-TDL-1215-K	12 Fr.	15cm
KFE-TDL-1220-K	12 Fr.	20cm
KFE-TDL-1224-K	12 Fr.	24cm
KFE-TDL-1415-K	14 Fr.	15cm
KFE-TDL-1420-K	14 Fr.	20cm
KFE-TDL-1424-K	14 Fr.	24cm



Zakrzywione rozszerzenia


CURVED EXTENSIONS		
KFE-TDL-1215-JK	12 Fr.	15cm
KFE-TDL-1220-JK	12 Fr.	20cm



Wstępnie zakrzywione rozszerzenia


PRE-CURVED		
KFE-TDL-1215-PCK	12 Fr.	15cm
KFE-TDL-1220-PCK	12 Fr.	20cm
KFE-TDL-1224-PCK	12 Fr.	24cm

POTRÓJNE ŚWIATŁO



Proste rozszerzenia

STRAIGHT		
KFE-TTL-1315-K	13 Fr.	15cm
KFE-TTL-1320-K	13 Fr.	20cm
KFE-TTL-1324-K	13 Fr.	24cm
KFE-TTL-1415-K	14 Fr.	15cm
KFE-TTL-1420-K	14 Fr.	20cm
KFE-TTL-1424-K	14 Fr.	24cm



Zakrzywione rozszerzenia

CURVED EXTENSIONS		
KFE-TTL-1315-JK	13 Fr.	15cm
KFE-TTL-1320-JK	13 Fr.	20cm



Wstępnie zakrzywione rozszerzenia

PRE-CURVED		
KFE-TTL-1415-PCK	14 Fr.	15cm

*1 opakowanie=10 sztuk cewników

All delivered with the
KIMAL
COMMITMENT

DELIVER ON TIME | HIGH QUALITY PRODUCTS | NO UNEXPECTED SURPRISES
AWARD-WINNING CUSTOMER SERVICE | SPECIALIST CLINICAL KNOWLEDGE

For more information, pricing or samples speak to your local Kimal vascular representative or contact:

UK

Tel: +44 (0)845 437 9542
Fax: +44 (0)845 437 9544
Email: customerservices@kimal.co.uk

MIDDLE EAST + AFRICA

Tel: +97 16 552 8146
Fax: +97 16 552 8147
Email: mea@kimal.co.uk

INTERNATIONAL

Tel: +44 (0)845 437 9543
Fax: +44 (0)845 437 9544
Email: internationalenquiries@kimal.co.uk

© 2019 Kimal PLC. All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from Kimal PLC.

Kimal PLC reserve the right to change the specification of its products at any time.
Kimal PLC, Arundel Road, Uxbridge, UB8 2SA.

L-132A-0013-A1 | JULY 2019

www.kimal.com

KIMAL
delivering healthcare innovation

