



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 12.11.2024r.

Do wszystkich Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu**. **Znak sprawy – TP- 72/2024 - dostawa pierwszego wyposażenia dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: p.z.p., Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1- Pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ssaka o poniższych parametrach :

Accuvac Lite z pojemnikiem na wkłady jednorazowe na odsysaną treść.

Ssak Accuvac LITE to doskonale rozwiązanie zarówno dla zespołów ratowniczych, jak i w terapii domowej. Obsługa urządzenia jest intuicyjna i bardzo prosta – dobór siły ssania następuje za pomocą potencjometru, a tradycyjny manometr wskazuje aktualny jej poziom. Dzięki czemu osoby z podstawową wiedzą medyczną bez problemów poradzą sobie z jego obsługą, a wyszkolony personel medyczny doceni jego zalety w codziennej pracy – np. możliwość użycia do wypompowania powietrza z materacy i szyn próżniowych.

Urządzenie zgodne z normą PN EN 1789 z możliwością bezpiecznego montażu w pojazdach za pomocą dedykowanego mocowania ściennego. Możliwość zastosowania na wysokościach – urządzenie spełnia wymagania RTCA DO-160G.

Kompletny zestaw składa się z ssaka Accuvac Lite, pojemnika 1000 ml z miejscem na wkłady jednorazowe, przewodu ssącego, przewodu zasilającego 12V i płyty ściennej

Opcja dodatkowa: ładowarka 230V

Zalety urządzenia:

- Ssak akumulatorowo sieciowy Accuvac LITE, przenośny zasilany 12V i 230V (w zależności od opcji);
- Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia;
- Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka;
- Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności;
- Pojemnik o pojemność 1 l, umieszczony w koszyku zabezpieczającym przed uszkodzeniami;
- Manometr podciśnienia

;-

- Precyzyjna, elektronicznie kontrolowana i regulowana siła ssania w zakresie 0 do -0,8 bar wybierana za pomocą potencjometru;

- Przepływ 26 l/min +/- 4l bez obciążenia;

- Pełna informacja o stanie naładowania baterii;

- Temperatura pracy od - 5 do 50 °C;

- Temperatura przechowywania od - 40 do 70 °C;

- Ciężar kompletnego ssaka ok. 5,6 kg;

- Czas pracy 45 min;

- Żywotność akumulatora 400 cykli w przeciągu 3 lat;

- Ładowanie akumulatora do poziomu 100% 14h, do poziomu 80% ok 2 h 45 min;

- Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza urządzenia.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.