















## KARTA INFORMACYJNA




### CZĘŚĆ 8




Nr poz.		Pytanie	Zdjęcie poglądowe
1	04-215	Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER 200 mm odgięte 1x2 ząbki, skok ząbków 1mm	 <p>04-215 200 mm (8") KOCHER-OCHSNER</p>
2	04-207	Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER 200 mm proste 1x2 ząbki skok ząbków 1mm	 <p>04-207 200 mm (8") KOCHER-OCHSNER</p>
3	04-378	Kleszczyki naczyniowe typu CRILE dł. 160 mm proste skok ząbków 0,7 mm	 <p>04-374 140 mm (5 1/2") proste /gerade /straight          04-375 140 mm (5 1/2") odgięte /gebogen /curved          04-376 140 mm (5 1/2") proste /gerade /straight          04-377 140 mm (5 1/2") odgięte /gebogen /curved          04-378 160 mm (6 1/4") proste /gerade /straight</p> <p>CRILE</p>



4	04-087	Kleszczyki naczyniowe typu PEAN-DELICATE 140 mm odgięte	 <p>130 mm (5 1/8") 04-413 04-414  140 mm (5 1/2") 04-084 04-087  160 mm (6 1/4") 04-085 04-088  180 mm (7 1/8") 04-086 04-089</p> <p>PEAN-DELICATE</p>
5	04-084	Kleszczyki naczyniowe typu PEAN-DELICATE 140 mm proste	 <p>130 mm (5 1/8") 04-413  140 mm (5 1/2") 04-084  160 mm (6 1/4") 04-085  180 mm (7 1/8") 04-086</p> <p>PEAN-DELICATE</p>
6	04-224	Kleszczyki naczyniowe typu MIKULICZ 200 mm odgięte 1x2 ząbki	 <p>1/1</p> <p>04-224 delikaltne /fein /delicate  04-224/M mocne /kräftig /strong</p> <p>MIKULICZ  1x2  200 mm (8")</p>
7	04-094	Kleszczyki naczyniowe typu LERICHE 150 mm odgięte	 <p>04-093 150 mm (6") proste /gerade /straight  04-094 150 mm (6") odgięte /gebogen /curved</p> <p>LERICHE</p>




8	04-029	Kleszczyki naczyniowe typu CRILE-RANKIN 160 mm odgięte	 <p>04-028 proste /gerade /straight 04-029 odgięte /gebogen /curved</p> <p>CRILE-RANKIN 160 mm (6 1/4")</p>
9	04-012	Kleszczyki naczyniowe typu HALSTED-MOSQUITO 125 mm odgięte, bez zębka	 <p>04-012 125 mm (5")</p> <p>HALSTED-MOSQUITO</p>
10	04-013	Kleszczyki naczyniowe typu HALSTED-MOSQUITO 140 mm odgięte bez zębka	 <p>04-013 140 mm (5 1/2")</p> <p>HALSTED-MOSQUITO</p>
11	03-296	Nożyczki chirurgiczne do bandaży typu ESMARCH 220 mm odgięte	 <p>ESMARCH 03-295 200 mm (8") 03-296 220 mm (8 3/4")</p>

12	03-509	Nożyczki chirurgiczne do bandaży typu LISTER 190 mm odgięte z tw. wkładką, uchwyty złożone	 <p><b>LISTER</b> 03-509 190 mm (7 1/2")</p>
13	03-024	Nożyczki chirurgiczne typu STANDARD tępo-ostre dł. 165 mm proste	 <p><b>STANDARD</b> proste/gerade/straight 03-019 105 mm (4 1/8") 03-020 115 mm (4 1/2") 03-021 130 mm (5 1/8") 03-022 140 mm (5 1/2") 03-023/M 145 mm (5 3/4") 03-023 150 mm (6") 03-024 165 mm (6 1/2") 1/1 03-025 170 mm (6 3/4") 03-026/M 175 mm (7") 03-026 180 mm (7 1/8") 03-027 200 mm (8")</p>
14	03-033	Nożyczki chirurgiczne typu STANDARD tępo-ostre dł. 165 mm odgięte	 <p><b>STANDARD</b> odgięte/gebogen/curvec. 03-028 105 mm (4 1/8") 03-029 115 mm (4 1/2") 03-030 130 mm (5 1/8") 03-031 140 mm (5 1/2") 03-032/M 145 mm (5 3/4") 03-032 150 mm (6") 03-033 165 mm (6 1/2") 03-034 170 mm (6 3/4") 03-035/M 175 mm (7") 03-035 180 mm (7 1/8") 03-036 200 mm (8")</p>





15	03-099	Nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM dł. 200 mm odgięte końce tępe	 <p>1/1</p> <p><b>03-120/N</b> 165 mm (6 1/2")</p> <p><b>03-098</b> 180 mm (7 1/8")</p> <p><b>03-099</b> 200 mm (8")</p> <p><b>AUM</b> ogen</p> <p><b>METZENBAUM</b> tępo/tępe odgięte stumpf/stumpf gebogen blunt/blunt curved</p>
16	03-097	Nożyczki chirurgiczne typu BABY-METZENBAUM dł. 145 mm odgięte końce tępe	 <p>1/1</p> <p><b>03-141</b> 115 mm (4 1/2")</p> <p><b>03-097</b> 145 mm (5 3/4")</p> <p><b>BABY-METZENBAUM</b> tępo/tępe odgięte stumpf/stumpf gebogen blunt/blunt curved</p>
17	03-069	Nożyczki chirurgiczne typu MAYO dł. 170 mm proste	 <p><b>MAYO</b> proste/gerade/straight</p> <p><b>03-067</b> 145 mm (5 3/4")</p> <p><b>03-068</b> 150 mm (6")</p> <p><b>03-069</b> 170 mm (6 3/4")</p> <p><b>03-070</b> 195 mm (7 3/4")</p>

18	ST 8621	Kaniule do płukania z oliwką , śr. 2,0 mm, dł 80mm, wejście gniazdowe typu Luer	 <p>ST 8621 (2,0 mm) 80 mm</p>
19	KD 25/1	Kaniula, dł. 160 mm, śr. 4,0 mm, prosta z oliwką	 <p>KD 25 Ø 4,0mm</p> <p>KD 25/1 Ø 4,0mm</p> <p>1/1 mm</p> <p>Kołobielka Ø 3 mm Olive diam. 3 mm Olive 3 mm Owiescałek 3 mm</p> <p>1/1</p> <p>KD 25 Ø 3 mm x 160 mm (6 1/4")</p>
20	09-713	Łyzeczka typu SCHEDE szer. końcówki 4,2 mm, dł. 170 mm	 <p>09-711 2,5 mm</p> <p>09-712 3,4 mm</p> <p>09-713 4,2 mm</p> <p>SCHEDE 170 mm (6 3/4")</p>






21	08-012	Sonda typu BOWMAN podwójnie zakończona ze srebra rozmiar 1-2	 <p><b>BOWMAN LACRIMAL PROBES</b> 08-010 - 08-015 130 mm (5 1/8") podwójnie zakończona, prosta /doppelt beendet, gerade /double ended, straight</p> <p><b>08-010</b> 0,5 + 0,6 mm, 000-000, <b>08-011</b> 0,7 + 0,8 mm, 00-0, <b>08-012</b> 0,9 + 1,1 mm, 1-2, <b>08-013</b> 1,3 + 1,4 mm, 3-4, <b>08-014</b> 1,5 + 1,6 mm, 5-6, <b>08-015</b> 1,8 + 1,9 mm, 7-8,</p>
22	02-022	Trzonek do noży wymiennych dł. 125 mm nr. 3	 <p><b>02-001</b> No. 3 120 mm (4 3/4") 10, 11, 12, 15</p> <p><b>02-022</b> No. 3 125 mm (5") 10, 11, 12, 15</p>




23	02-024	Trzonek do noży wymiennych dł. 135 mm nr. 4	 <p>02-011 No. 4 130 mm (5 1/8") 20, 22, 25</p> <p>02-024 No. 4 135 mm (5 1/4") 20, 22, 25</p>
24	06-121	Igotrzymacz typu MAYO-HEGAR dł. 203 mm prosty z tw. wkładką	 <p>06-117 152 mm (6") 06-118 160 mm (6 1/4") 06-119 177 mm (7") 06-120 180 mm (7 1/8") 06-121 203 mm (8") 06-122 240 mm (9 1/2") 06-123 280 mm (10 1/4") 06-124 300 mm (12")</p> <p>MAYO-HEGAR zabkowane krzyżowo /kanier/cross serrated</p>
25	06-601	Igotrzymacz typu MAYO-HEGAR dł. 140 mm prosty	 <p>130 mm (5 1/8") 06-600 140 mm (5 1/2") 06-601 160 mm (6 1/4") 06-602 06-608 180 mm (7 1/8") 06-603 06-609 200 mm (8") 06-604 06-610 240 mm (9 1/2") 06-605 06-611 260 mm (10 1/4") 06-606 06-612 300 mm (12") 06-607 06-611'</p> <p>MAYO-HEGAR</p>









26	06-120	Igotrzymacz typu MAYO-HEGAR dł. 180 mm prosty z tw. wkładką	 <p> <b>06-117</b> 152 mm (6")  <b>06-118</b> 160 mm (6 1/4")  <b>06-119</b> 177 mm (7")  <b>06-120</b> 180 mm (7 1/8")  <b>06-121</b> 203 mm (8")  <b>06-122</b> 240 mm (9 1/2")  <b>06-123</b> 260 mm (10 1/4")  <b>06-124</b> 300 mm (12") </p> <p>1/1 0 mm</p> <p>1/1 2 mm 2")</p> <p><b>MAYO-HEGAR</b> zabkowane krzyżowo /karier/cross serrated</p>
27	06-090	Igotrzymacz typu CONVERSE dł. 130 mm prosty z tw. wkładką	 <p> <b>06-088/EL</b> 120 mm (4 3/4")  <b>06-090/EL</b> 125 mm (5")  <b>06-090</b> 130 mm (5 1/8") </p> <p>t=0,2 1/1</p> <p><b>CONVERSE</b> zabkowane krzyżowo /karier/cross serrated</p>
28	06-093	Igotrzymacz typu WEBSTER dł. 127 mm prosty z tw. wkładką	 <p> <b>06-093</b> 127 mm (5") zabkowane /gezahnt /serrated </p> <p>t=0,4</p> <p><b>WEBSTER</b></p>
29	OK 23	Pinceta do tęczówki, chirurgiczna, dł. 100 mm, czubek 1 mm, 1x2 ząbki, prosta	 <p> <b>OK 23</b> 100 mm (4")  <b>OK 23/T</b> TITANIUM </p> <p>1,0 mm 1x2 1/1</p>

30	CO 72	Pinceta chirurgiczna typu STANDARD, dł. 160 mm, czubek 2,8 mm, 1x2 ząbki, prosta	<p>STANDARD CO 72 160 mm (6 1/4")</p> <p>TITANIUM CO 72/T</p>
31	CO 74	Pinceta chirurgiczna typu STANDARD, dł. 200 mm, czubek 3 mm, 1x2 ząbki, prosta	
32	CO 71	Pinceta chirurgiczna typu STANDARD, dł. 145 mm, czubek 2,5 mm, 1x2 ząbki, prosta	
33	CO 16	Pinceta anatomiczna typu STANDARD, dł. 200 mm, czubek 4 mm, prosta	<p>STANDARD CO 14 160 mm (6 1/4")</p> <p>TITANIUM CO 14/T</p>
34	CO 14	Pinceta anatomiczna typu STANDARD, dł. 160 mm, czubek 3,5 mm, prosta	
35	CO 13	Pinceta anatomiczna typu STANDARD, dł. 145 mm, czubek 3,5 mm, prosta	
36	CN 101	Pinceta typu MASTERLIGHT DE BAKEY, dł. 180 mm, czubek 1,2 mm, długość przefrezowania typu DE BAKEY od czubka na długości 20-25 mm, prosta	<p>DE BAKEY CN 101 180 mm (7 1/8")</p> <p>TITANIUM CN 101/T</p>

37	04-058	Kleszczyki naczyniowe typu HEISS 200 mm mocno odgięte, skok ząbków 0,7 mm	 <p>HEISS 200 mm (8")</p> <p>04-056 04-057 04-058 04-395 04-396</p>
38	09-542	Nożyce do drutu dł. 170 mm	 <p>09-542 09-543</p> <p>kleszcze do trzymania drutu /Drahtfasszangen /wire holding 170 mm (6 3/4")</p>
39	09-552	Nożyce do cięcia drutu typu DIAMAND PIN dł. 160 mm	 <p>09-552 160 mm (6 1/4") Do drutów: tęgardy max. 2,0 mm /Pin Drate. Hard max. 2,0 mm</p>
40	14-017	Wziernik dopochwowy typu CUSCO końcówka 85 x 37 mm	 <p>CUSCO 14-016 75 x 34 mm 14-017 85 x 37 mm 14-018 100 x 37 mm</p>
41	14-059 K	Wziernik dopochwowy typu KALLMORGEN końcówki 90 X 40 mm + Wziernik dopochwowy typu KALLMORGEN końcówki 90 X 33 mm Pakowane 2x2	

42	14-058 K	Wziernik dopochwowy typu KALLMORGEN końcówki 70 X 40 mm + Wziernik dopochwowy typu KALLMORGEN końcówki 70 X 33 mm Pakowane 2x2	
43	03-318	Nożyczki chirurgiczne typu BRAUN-STADLER 140 mm odgięte	 <p><b>BRAUN-STADLER</b> <b>03-318</b> 140 mm (5 1/2")</p>
44	14-205	Sonda maciczna typu SIMS dł. 320 mm ostra prawa	 <p><b>SIMS</b> <b>14-205</b> 320 mm (12 1/2") prawy/obrotowy</p>
45	03-316	Nożyczki chirurgiczne typu BUSCH 130 mm odgięte do pępowiny	 <p><b>BUSCH</b> <b>03-316</b> 130 mm (5 1/8") <b>03-317</b> 160 mm (6 1/4")</p>

46	03-565	Nożyczki preparacyjne typu BABY-METZENBAUM-FINO dł. 145 mm odgięte końce tępe delikatne	 <p>tepo/tępe odgięte stumpf/stumpf gebogen blunt/blunt curved <b>03-565</b> 145 mm (5 3/4")</p>
47	14-306	Kleszczyki do biopsji typu TISCHLER dł. 220 mm	 <p><b>TISCHLER</b> <b>14-306</b> 220 mm (8 3/4")</p>
48	07-911	Haczyk, 1-zębny, odgięty, dł. 260 mm	
49	09-559	Piła typu GIGLI dł. 400 mm ze stali	 <p><b>GIGLI</b> piła/Säge/saw 09-558 300 mm (12") <b>09-559</b> 400 mm (15 3/4") 09-560 500 mm (19 1/4") 09-561 700 mm (27 1/2") ze stali/aus Stahl /of stainless steel Ø1,4 mm</p>
50	06-087	Kleszcze do zdejmowania klamer typu RICHTER-HEATH	 <p><b>RICHTER-HEATH</b> <b>06-087</b> 140 mm (5 1/2")</p>

51	09-121/M	łyżeczka kostna typ SIMON dł. 240 mm figura 000 główka owalna szerokość 3,6mm	 <p>SIMON 240 mm (9 1/2")</p>
----	----------	---	--

Zadanie nr 125 Artykuły jednorazowego użytku dla niemowląt

Okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta. Wykonane z:

- materiału nie zawierającego lateksu,
- hypoalergiczne, dobrze przylegające wielopunktowo do skóry na zasadzie bioadhezji,
- bezklejwe (dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych.

Wykonanie okularków gwarantuje szczelne ich przyleganie, nie przemieszczają się, nawet podczas zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.


Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:

Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm ( najmniejsze noworodki/ wcześniaki), rozm. głowy poniżej 28 cm

Rozmiar 1 110 x 47 mm ( noworodki o drobnej budowie główki), rozm. głowy 28-34 cm

Rozmiar 2 130 x 60 mm ( wielkość główki - typowa); rozm. głowy powyżej 34 cm,

.Każda sztuka pakowana pojedynczo z oznakowaniem rozmiaru.



Okularki w łatwy sposób można przemieścić dopasowując do kształtu twarzy. Budowa okularków nie blokuje powiek co zapewnia nawilżanie oczu pacjenta.