



## **BEZIGŁOWA NASADKA DO PRZESIEWANIA BUTELEK DODATNICH Safety Subculture Unit 2**

### **Wszechstronny instrument do dozowania i bezpiecznego wykonywania posiewów**

Safety Subculture Unit 2 pozwala poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć wydajność w laboratorium.

Umożliwia prosty i bezpieczny oraz bezigłowy transfer próbek z butelek hodowlanych na szkiełka i płytki z pożywkami.

Zaprojektowana z myślą o doskonałym dopasowaniu do różnych butelek hodowlanych. Plastikowa końcówka dozująca ułatwia dozowanie próbek na szkiełka i płytki.


Nakrętka uniemożliwia wydostawanie się gazu zmniejszając potencjalne ryzyko użytkownika.

**Nowy standard bezpieczeństwa w pobieraniu próbek krwi**



## Wybierz rozwiązanie zapewniające bezpieczne posiewy Safety Subculture Unit 2

- Bezigłowe dozowanie próbek posiewów krwi zmniejsza ryzyko zakłucia
- Doskonałe dopasowanie do korka butelki hodowlanej
- Nakrętka końcówki dozującej zmniejsza potencjalne narażenie na wydostanie się gazu
- Bezpieczna i łatwa procedura dozowania próbek na szkiełka i płytki
- Pasuje do szerokiej gamy butelek hodowlanych



W celu zamówienia produktu skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem bioMérieux Polska

### Kod produktu:

A100722: jałowe, 288/pudełko, 48/pudełko, 6 pudełek/karton

### Informacje o produkcie:



Nie zawiera naturalnego lateksu



Wyłącznie do użytku jednorazowego

