

Bexten Cardio	REANIBEX-500	X	X	X	(*)	(*)						
	REANIBEX-700	X	X	X	(*)	(*)	X	X			(*)	(*)
	REANIBEX-800	X	X	X	(*)	(*)	X	X			(*)	(*)
Cardiolaine	ELIFE 700	X	X	X	X	X	X	X			X	X
Comen	S8	X	X	X	X	X	X	X			X	X
Mindray	BENEHEARTH D1 (Public/ Pro)	X	X	X	X	X	X	X			X	X
	BENEHEARTH D3	X	X	X	X	X	X	X			X	X
	BENEHEARTH D6	X	X	X	X	X	X	X			X	X
	BENEHEARTH S&C series#	X	X	X	X	X	X	X			X	X
F7952PL:F7952WPL zmniejszona energia: moc wyjściowa defibrylatora z 200J jest zmniejszona do 50J												
* Nie nadaje się do tempa												
# Bez automatycznego rozpoznawania typu pacjenta												
					F7953	F7953W	F7753	F7753W	F7953P	F7953PW	F7753P	
	Długość kabla w cm				120	120	100	100	120	120	100	
Agilent Hewlett Packard Leardal Medical	CodeMaster 100 (M2475B), XE (M1724A), XL (M1723A/B), XL+ (M1722A/B) *				X	X	X	X	X	X	X	
	HeartStart 4000 (M5500B) **				X	X	X	X	X	X	X	
	Heartstream/HeartStart XL (M4735A), XLT (M3500B) **				X	X	X	X	X	X	X	
* z przewodami zestawu głośnomówiącego M1750A / B lub M2472A												
** z przewodami zestawu głośnomówiącego M3507A												

Patrz rysunek/ zdjęcie
w dokumencie
oryginalnym