



EL215 Półwałek (400 x 140 x 110 mm)



OPIS

Pozycjoner o kształcie półwałki doskonale stabilizuje i zapewnia pełne wsparcie ciała pacjenta podczas operacji, jak również umożliwiają łatwe przenoszenie i obracanie pacjenta przez personel sali operacyjnej. Unikalne połączenie żelu oraz pianki powoduje, że pozycjonery te są lżejsze do 75% od porównywalnych produktów żelowych. Produkt przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.

PEŁNA CHARAKTERYSTYKA

OASIS ELITE -NOWOCZESNE POŁĄCZENIE MATERIAŁÓW

Linia produktów Oasis Elite powstała z myślą o odciążeniu i zmniejszeniu siły nacisku na ciało pacjenta w czasie zabiegów na sali operacyjnej. Produkty tej serii przeznaczone są do stabilizacji oraz łatwiejszego układania ciała pacjenta przez personel medyczny w trakcie przygotowywania do operacji. Zastosowany materiał w produktach Oasis Elite to połączenie żelu silikonowego oraz lekkiej pianki o profilowanej fakturze. Anatomiczne wyprofilowanie pozwala na lepsze dopasowanie pomiędzy warstwą żelową i kształtem ciała pacjenta- wówczas ciężar ciała redystrybuowany jest na większej powierzchni. Produkty serii Oasis Elite są o ponad 50% lżejsze niż dostępne na rynku porównywalne pozycjonery lub materace wykonane wyłącznie z żelu.

Zastosowanie:

Pozycjonery i materace Trulife zostały zaprojektowane z myślą o pozycjonowaniu pacjenta oraz profilaktyce odleżyn i uszkodzeń nerwów. Wysokiej jakości produkty Trulife stosuje się podczas zabiegów operacyjnych, badań diagnostycznych (badania RTG, Rezonans Magnetyczny, Tomografia Komputerowa) oraz niektórych innych procedur medycznych (np. radioterapia, hipotermia terapeutyczna po NZK lub udarze mózgu) w sytuacji, gdy pacjent leży nieruchomo, jest znieczulony częściowo lub ogólnie. Zgodnie z zaleceniem AORN (Association of periOperative Registered Nurses), w produktach Trulife stosowany jest medyczny żel silikonowy. Pozycjonery i materace Trulife równomiernie rozkładają ciężar ciała pacjenta, obniżając ucisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu. To pozwala na utrzymywanie odpowiedniego krążenie krwi w naczyniach włosowatych, zapewniając ochronę przed podrażnieniem nerwów. Dzięki odpowiednio dobranym kształtom oraz właściwościom żelu silikonowego, pozycjonery i materace Trulife charakteryzują się „efektem pływania”, który chroni przed ryzykiem otarcia naskórka oraz eliminuje ucisk tkanki podskórnej w okolicach wypukłości kostnych. Właściwości produktów Trulife nie wpływają na podrażnienia skóry, co zostało potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych -test uczuleniowy skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych - ocena biokompatybilności).

Pozycjonery są przeznaczone do użytku na stół operacyjny.

Właściwości:

- Trwałe, przeznaczone do wielokrotnego użytku
- Dostosowują się do wagi i kształtu ciała pacjenta
- Przezierne dla promieni RTG
- Hipoalergiczne
- Stabilne termicznie (od -12 do 40 °C)

- Absorbują wstrząsy
- Nie przewodzą ładunków elektrycznych
- Tłumią wibracje
- Żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki
- Materiał z pamięcią kształtu
- Właściwości samogaszące
- Dostępne rodzaje: od bardzo miękkich do bardzo naprężonych
- Produkty wolne od lateksu i plastyfikatorów
- Nie sprzyjają rozwojowi bakterii
- Łatwe w pielęgnacji i dezynfekcji ogólnymi dostępnymi środkami
- W przypadku deformacji zachowują swój oryginalny kształt; materiał nie odkształca się

Oferowane pozycjonery są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, producent posiada system zarządzania jakością ISO13485.

Gwarancja na wady fabryczne wynosi 24 m-ce.

PRODUCENT

TRULIFE