

## ***SIGNA GEL***



Elastyczny, rozpuszczalny w wodzie żel.  
Stosowany do badań EEG, potencjałów  
wywołanych, EMG

250 ml butelka      kod: SIGNA-GEL

### **Zastosowanie:**

Do nałożenia na skórę pod elektrodę w celu poprawy kontaktu (przewodnictwa) pomiędzy elektrodą a ciałem pacjenta.

### **Składniki:**

Woda, gliceryna, calcium, chlorek sodu, potas, celuloza, środki konserwujące, polimery

### **Środki ostrożności**

Signa gel nie jest środkiem toksycznym.

Uważać na oczy, w przypadku kontaktu z żelem przemyć oczy wodą 10-15 minut.

Nie nakładać na skórę uszkodzoną czy poparzoną. Uważać na pacjentów alergicznych, bo wówczas kontakt ze skórą może wywołać podrażnienie i zaczerwienienie.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temp.

Opakowania zużyte utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi