

Pakiet 36. Poz. 7



Elektroda obrączkowa (palcowa) rodzaj.1

Elektroda obrączkowa (palcowa)- stymulacyjna/ odbiorcza. Z normalnymi pętelkami ze stali nierdzewnej.

Nr kat: SRRRING0171SHF



Elektroda obrączkowa (palcowa) rodzaj.3

Elektroda obrączkowa (palcowa) paskowa- stymulacyjna/ odbiorcza. Z pętelkami rzepowymi (materiałowymi).

Nr kat. SQ80-671

Sposób używania:

Nałóż elektrodę na palec pacjenta, dopasowując wielkość. Podłącz do aparatu aby sprawdzić prawidłowy kontakt.

Czyszczenie:

Myć elektrody po każdym użyciu z wodą z delikatnym detergentem, za pomocą gąbki.

Dezynfekcja:

Używać środków zazwyczaj stosowanych w szpitalach,