

Pakiet 36, poz. 1**EEG VARIO CAP**

Czepek silikonowy do EEG (dwu lub czteropaskowy)

Sposób używania:

Nalóż czepek na głowę pacjenta, zapnij podbródek (o ile jest w zestawie).

Dopasuj czepek do głowy pacjenta, tak aby nie uwierał i gwarantował właściwe ułożenie elektrod.

Czyszczenie:

Myć po każdym użyciu wodą z delikatnym detergentem. Opłukać i wysuszyć.

Dezynfekcja:

Używać produktów zazwyczaj stosowanych w szpitalach. Zwracać uwagę czy środki są stosowane dla silikonu.

Przechowywać w temp. – 10 - + 50

Wilgotność : 20% - 80 %

Gwarancja:

Producent potwierdza zgodność z ISO 13485 wg standardów i dyrektywy 93/42/EEC

Nie ponosi jednocześnie odpowiedzialności w przypadku użycia nie zgodnego z zaleceniami.

Utylizacja:

Zgodnie z zasadami utylizacji odpadów szpitalnych

Uwaga: czepek może być używany tylko do badań EEG (rozmiar: mały, średni i duży)



HEAD0V4M