

Pakiet 36, poz. 12

NUPREP

Żel do przygotowania skóry ze środkiem ściernym, nie podrażnia skóry. 115g kod: NUPREP-S

Do stosowania, gdy niższa impedancja skóry poprawiłaby wyniki testu np. badania EEG, badania EP (potencjałów wywołanych), prób wysiłkowych, EKG Unikać kontaktu z oczami.

W przypadku wprowadzenia żelu do oka, płukać ciepłą wodą 10-15 minut Stosować miejscowo wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Nie działa toksycznie.

Jest wytwarzany bez użycia kauczuku naturalnego.

Pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte.

Nie są wymagane żadne specjalne warunki przechowywania.

Produkt NuPrep można utylizować bez zastosowania specjalnej procedury

Opakowanie zawiera 3 tubki po 114 gr każda.

