

Pakiet 36, poz. 11

TEN 20

Ten20- pasta przewodząca, jest formułą zawierającym następujące składniki :

Polyoxyethylene 20 Ether Cetyl, Water, Glycerin, Carbonate Calcium, 1,2 Propanediol, Chloride Potassium, Gelwhite, Chloride Sodium, Polyoxyethylene 20 Sorbitol, Methylparaben, Propylparaben.

Zastosowanie - Pasta Ten20 jest białym, nieprzezroczystym, rozpuszczalną w wodzie pastą, przeznaczoną do użycia z nie - jednorazowymi elektrodami neurodiagnostycznymi.

Przeznaczona do stosowania do badań eeg, wywołanych potencjałów, badań ENG, brainmappingu i procedur MSLT.

- nie wysycha
- nie ma potrzeby powtórnego nakładania
- łatwo zmywalna
- brak grudek

Dostępne opakowania:

- 114g – słoik
- 114g – tubka
- 228g – słoik

