

**Pakiet 36, poz. 3, 14****ELEKTRODY GRZYBKOWE ( MOSTKOWE )**

Elektrody grzybkowe oferowane w dwóch wersjach: standardowe - wykonane z czystego srebra i pokrywane chlorkiem srebra [Ag/AgCl] oraz wykonane w bardzo trwałej technice spiekania Ag/AgCl, dzięki której elektrody nie wymagają regeneracji [chlorkowania].

Dostępne są w 2 rozmiarach: dla dorosłych [niebieskie lub czerwone] i dla dzieci [żółte]

Są to elektrody wielorazowe, używane do badań EEG i stosowane z czepkami regulowanymi wykonanymi z gumy lub PTS. Elektrody grzybkowe mogą być używane z przewodami 2 mm lub krokodylkami. Pin elektrody może być złoty lub srebrny:

Połączany pin gwarantuje wysoką jakość sygnału i zapobiega korozji.  
Mostek wykonany z tworzywa ABS.

**Sposób używania:**

Elektrody z wymiennymi gałgankami moczyć w roztworze soli ( 20-25 min )

Nałożyć żel przewodzący na skórę głowy pacjenta, elektrody umieścić pod czepkiem, sprawdzić przewody łączące elektrody z głowicą.

Sprawdzić jakość sygnału.

**Czyszczenie:**

Myć elektrody wodą z delikatnym detergentem, za pomocą gąbki. Nie zanurzać elektrod.

Nie myć w automatach

Elektrod nie wolno chlorkować, czyścić w acetonie, benzynie itp.

**Dezynfekcja:**

Używać produktów zazwyczaj stosowanych w szpitalach. Zwracać uwagę czy środki są stosowane dla dezynfekcji powierzchniowej

**Przechowywać w temp. – 10 - + 50**

**Wilgotność : 20% - 80 %**

Nie wystawiać elektrod na działanie promieni słonecznych

**Gwarancja:**

**Producent potwierdza zgodność z ISO 13485 wg standardów i dyrektywy 93/42/EEC**

**Nie ponosi jednocześnie odpowiedzialności w przypadku użycia nie zgodnego z zaleceniami.**

**Utylizacja:****Zgodnie z zasadami utylizacji odpadów szpitalnych*****Uwaga: elektrody mogą być używane tylko do badań EEG z czepkiem regulowanym, gumowym lub PTS***

BELEK – EL. GRZYBKOWE  
( MOSTKOWE ) AG/AGCL

SBEAG10A7



**BEZUG-32- – WKŁADKI DO ELEKTROD GRZYBKOWYCH**  
( MOSTKOWYCH ) WYKONANE Z BAWĘŁNY DO NAKŁADANIA NA ELEKTRODY GRZYBKOWE I GUMECZKI  
TRZYMAJĄCE – OP. 100 SZT. ( **BEZUG-32-2-0 – OP. 50 SZT. )**



**MON 14 – URZĄDZENIE DO WYMIANY WKŁADEK DO ELEKTROD GRZYBKOWYCH (MOSTKOWYCH), WYKONANE Z PLASTIKU, POMAGA W UMIESZCZENIU I NACIĄGNIĘCIU WKŁADKI NA ELEKTRODĘ**



1323000101

**NACZYNIĘ DO NAMACZANIA ELEKTROD W ROZTWORZE SOLI**

NACZYNIĘ SZKLANE SŁUŻĄCE DO UMIESZCZENIA ELEKTROD GŁÓWKAMI Z GAŁGANKIEM DO ROZTWORU.  
PROSZĘ UWAGAĆ ABY NIE ZAMOCZYĆ SREBRNEJ LUB ŻŁOTEJ KOŃCÓWKI ELEKTRODY

**Numery katalogowe do zamówień**

BEAG00A2 Ag/AgCl dla dorosłych 10 pcs -czerwona

BEAG00A7 Ag/AgCl dla dorosłych 10 pcs - niebieska

BEAG00P4 Ag/AgCl dla dzieci 10 pcs - żółta

BEG000A2 sproszkowana Ag/AgCl dla dorosłych 10 pcs czerwona

BEG000A7 sproszkowana Ag/AgCl dla dorosłych 10 pcs niebieska

BEG000P4 sproszkowana Ag/AgCl dla dzieci 10pcs żółta



*od 2005 roku*

**ul. Impresji 4, 05-509 Józefosław**

**tel. +48 601 390 715**

**biuro@provim.pl**

**www.provim.pl**

---