


ROZWIĄZANIA STAPLEROWE I HEMOSTATYKI




Katalog produktów 2021 r.

Medtronic
Further, Together

SYSTEM STAPLERÓW

STAPLERY DO ZABIEGÓW OTWARTYCH



*** Dostępne wkrótce!**

*** Dostępne wkrótce!**



Stapler okrężny z łamanym kowadełkiem TILT-TOP™

Stapler okrężny EEA™ z technologią Tri-Staple™

Jednorazowe okrężne staplery z tytanowymi zszywkami z technologią Tri-Staple™ i kowadełkiem Tilt-Top™. Dostępne z długością trzonu 22 cm i w wersji XL 35 cm. Średnica 28, 31, 33 mm.

Kod zamówienia	Kolor	Opis	Liczba w opakowaniu
TRIEEA21MT*	■	Okrężne staplery EEA™, 21 mm, średnie/grube, długość trzonu 22 cm, Wysokość otwartych zszywek 3 mm, 3,5 mm, 4 mm	3
TRIEEAXL21MT*	■	Okrężne staplery EEA™, 21 mm, średnie/grube, długość trzonu 35 cm, Wysokość otwartych zszywek 3 mm, 3,5 mm, 4 mm	3
TRIEEA21XT*	■	Okrężne staplery EEA™, 28 mm, ekstra grube, długość trzonu 22 cm, Wysokość otwartych zszywek 4 mm, 4,5 mm, 5 mm	3
TRIEEAXL21XT*	■	Okrężne staplery EEA™, 21 mm, ekstra grube, długość trzonu 35 cm, Wysokość otwartych zszywek 4 mm, 4,5 mm, 5 mm	3
TRIEEA25MT*	■	Okrężne staplery EEA™, 25 mm, średnie/grube, długość trzonu 22 cm, Wysokość otwartych zszywek 3 mm, 3,5 mm, 4 mm	3
TRIEEAXL25MT*	■	Okrężne staplery EEA™, 25 mm, średnie/grube, długość trzonu 35 cm, Wysokość otwartych zszywek 3 mm, 3,5 mm, 4 mm	3
TRIEEA25XT*	■	Okrężne staplery EEA™, 25 mm, ekstra grube, długość trzonu 22 cm, Wysokość otwartych zszywek 4 mm, 4,5 mm, 5 mm	3
TRIEEAXL25XT*	■	Okrężne staplery EEA™, 25 mm, ekstra grube, długość trzonu 35 cm, Wysokość otwartych zszywek 4 mm, 4,5 mm, 5 mm	3
TRIEEA28MT	■	Okrężne staplery EEA™, 28 mm, średnie/grube, długość trzonu 22 cm, Wysokość otwartych zszywek 3 mm, 3,5 mm, 4 mm	3
TRIEEAXL28MT	■	Okrężne staplery EEA™, 28 mm, średnie/grube, długość trzonu 35 cm, Wysokość otwartych zszywek 3 mm, 3,5 mm, 4 mm	3
TRIEEA28XT	■	Okrężne staplery EEA™, 28 mm, ekstra grube, długość trzonu 22 cm, Wysokość otwartych zszywek 4 mm, 4,5 mm, 5 mm	3
TRIEEAXL28XT	■	Okrężne staplery EEA™, 28 mm, ekstra grube, długość trzonu 35 cm, Wysokość otwartych zszywek 4 mm, 4,5 mm, 5 mm	3

SYSTEM STAPLERÓW

STAPLERY DO ZABIEGÓW OTWARTYCH



*** Dostępne
wkrótce!**

Kod zamówienia	Kolor	Opis	Liczba w opakowaniu
TRIEEA31MT	■	Okrężne staplery EEA™, 31 mm, średnie/grube , długość trzonu 22 cm, Wysokość otwartych zszywek 3 mm, 3,5 mm, 4 mm	3
TRIEEAXL31MT	■	Okrężne staplery EEA™, 31 mm, średnie/grube , długość trzonu 35 cm, Wysokość otwartych zszywek 3 mm, 3,5 mm, 4 mm	3
TRIEEA31XT	■	Okrężne staplery EEA™, 31 mm, ekstra grube , długość trzonu 22 cm, Wysokość otwartych zszywek 4 mm, 4,5 mm, 5 mm	3
TRIEEAXL31XT	■	Okrężne staplery EEA™, 31 mm, ekstra grube , długość trzonu 35 cm, Wysokość otwartych zszywek 4 mm, 4,5 mm, 5 mm	3
TRIEEA33MT*	■	Okrężne staplery EEA™, 33 mm, średnie/grube , długość trzonu 22 cm, Wysokość otwartych zszywek 3 mm, 3,5 mm, 4 mm	3
TRIEEAXL33MT*	■	Okrężne staplery EEA™, 33 mm, średnie/grube , długość trzonu 35 cm, Wysokość otwartych zszywek 3 mm, 3,5 mm, 4 mm	3
TRIEEA33XT*	■	Okrężne staplery EEA™, 33 mm, ekstra grube , długość trzonu 22 cm, Wysokość otwartych zszywek 4 mm, 4,5 mm, 5 mm	3
TRIEEAXL33XT*	■	Okrężne staplery EEA™, 33 mm, ekstra grube , długość trzonu 35 cm, Wysokość otwartych zszywek 4 mm, 4,5 mm, 5 mm	3

SYSTEM STAPLERÓW

STAPLERY DO ZABIEGÓW OTWARTYCH



Technologia
kierunkowego
zszywania
mechanicznego DST™
Series



Stapler okrężny z łamanym kowadełkiem TILT-TOP™

Stapler EEA™ z technologią DST Series™

Jednorazowe okrężne staplery z tytanowymi zszywkami z technologią DST Series™ i kowadełkiem Tilt-Top™. Dostępne z długością trzonu 22 cm i 35 cm i z wysokością zszywek 3,5 i 4,8 mm.



Kod zamówienia	Kolor	Opis	Liczba w opakowaniu
EEA21		EEA™ 21 mm stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 22 cm, z zszywkami 4,8 mm	3
EEAXL21		EEA™ 21 mm XL stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 35 cm, z zszywkami 4,8 mm	3
EEA2135		EEA™ 21 mm stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 22 cm, z zszywkami 3,5 mm	3
EEAXL2135		EEA™ 21 mm XL stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 35 cm, z zszywkami 3,5 mm	3
EEA25		EEA™ 25 mm stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 22 cm, z zszywkami 4,8 mm	3
EEAXL25		EEA™ 25 mm XL stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 35 cm, z zszywkami 4,8 mm	3
EEA2535		EEA™ 25 mm stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 22 cm, z zszywkami 3,5 mm	3
EEAXL2535		EEA™ 25 mm XL stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 35 cm, z zszywkami 3,5 mm	3
EEA28		EEA™ 28 mm stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 22 cm, z zszywkami 4,8 mm	3
EEAXL28		EEA™ 28 mm XL stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 35 cm, z zszywkami 4,8 mm	3
EEA2835		EEA™ 28 mm stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 22 cm, z zszywkami 3,5 mm	3
EEAXL2835		EEA™ 28 mm XL stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 35 cm, z zszywkami 3,5 mm	3
EEA31		EEA™ 31 mm stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 22 cm, z zszywkami 4,8 mm	3
EEAXL31		EEA™ 31 mm XL stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 35 cm, z zszywkami 4,8 mm	3
EEA33		EEA™ 33 mm stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 22 cm, z zszywkami 4,8 mm	3
EEAXL33		EEA™ 33 mm XL stapler z technologią DST Series™ Długość trzonu 35 cm, z zszywkami 4,8 mm	3

SYSTEM STAPLERÓW

STAPLERY DO ZABIEGÓW OTWARTYCH



Technologia
kierunkowego zszywania
mechanicznego DST™
Series



Rozwiązanie stosowane podczas zabiegu hemoroidopeksji staplerowej

Staplery EEA™ z technologią DST Series™

Okrężne staplery z tytanowymi zszywkami z technologią DST Series™. Długość trzonu 12 cm, 32 zszywki tytanowe DST Series™ w rozmiarach 3,5 oraz 4,8 mm. Objętość kasetki 20 cm

W komplecie z przezroczystym anoskopem, odczepianym kowadełkiem i rozszerzaczem stożkowym.

Kod zamówienia	Kolor	Opis	Liczba w opakowaniu
HEM3335	■	EEA™, zestaw staplerów do leczenia guzków krwawniczych i wypadania odbytu 33 mm z technologią DST Series™ zszywki 3,5 mm	3
HEM3348	■	EEA™, zestaw staplerów do leczenia guzków krwawniczych i wypadania odbytu 33 mm z technologią DST Series™ zszywki 4,8 mm	3

Pierwsze i jedyne urządzenie wprowadzane przez jamę ustną

Kod zamówienia	Kolor	Opis	Liczba w opakowaniu
EEAORVIL21A	■	EEA™ OrVil™, 21 mm urządzenie z technologią DST Series™ Urządzenie wprowadzane przez jamę ustną z odpowiednio ustawionym nachyleniem kowadełka mocowane na 90-cm sondzie nosowo-żołądkowej z PCV Kompatybilne wyłącznie ze staplerami EEAXL21 i EEAXL2135	3
EEAORVIL25A	□	EEA™ OrVil™, 25 mm urządzenie z technologią DST Series™ Urządzenie wprowadzane przez jamę ustną z odpowiednio ustawionym nachyleniem kowadełka mocowane na 90-cm sondzie nosowo-żołądkowej z PCV Kompatybilne wyłącznie ze staplerami EEAXL25 i EEAXL2535	3

Purstring™

Narzędzia jednorazowe ze zszywkami ze stali nierdzewnej



Kod zamówienia	Opis	Liczba w opakowaniu
020242	Purstring™ 65 Jednorazowe narzędzie z Monosof™ 2-0 mm, szew z niewchłaniających pojedynczych włókien nylonowych, długość 65 mm	3
020730	Purstring™ 45 Jednorazowe narzędzie z Surgidac™ 2-0 mm, szew z niewchłaniających pojedynczych włókien nylonowych, długość 45 mm	3