

HYDROX

BETTER VALUE • BETTER CARE

WSTĘPNIE NAPEŁNIONY NAWILŻACZ NEBULIZATOR

Wstępnie napełniony nawilżacz i nebulizator jest stosowany do nawilżania gazów oddechowych pacjenta i najczęściej stosowany w terapii tlenowej razem z koncentratorami tlenu, butlami gazowymi lub naściennymi zaworami tlenu, maskami tlenowymi, maskami tracheotomijnymi lub kaniulami nosowymi, w celu zapobiegania wysuszeniu jamy śluzowej nosa i ust, które może prowadzić do infekcji płuc i uszkodzenia tkanek płuc. Wstępnie wypełniony nawilżacz i nebulizator wykazują zmniejszenie prawdopodobieństwa kontaminacji w porównaniu do nawilżaczy powietrza wielokrotnego użytku.



Różne rodzaje adaptera by dopasować do różnych typów przepływomierza



Różne typy konwerterów, by zmienić rozmiar gwintu przepływomierza różnych typów na ten sam gwint.

Jako nawilżacz tlenu
Nieogrzewane pęcherzyki nawilżające



Jako nebulizator tlenu
Nieogrzewana lub ogrzewana nawilżona makro-nebulizacja.



Wstępnie wypełnione nawilżacze i nebulizatory z reguły składają się z butli wypełnionej sterylą wodą oraz adaptera do zamiany tlenu i wody sterylnej w mocno nawilżony gaz, aerosol lub mgłę, która ma być doprowadzona do pacjenta.

UW
HEALTHCARE

UWHM SDN BHD.

Tel: +(604).5855229

Email: humidifior@uw-healthcare.com

Website: www.uw-healthcare.com

HYDROX PREFILLED HUMIDIFIER

Sterylna woda do nawilżania tlenu

REF: HA-45-000

POJEMNOŚĆ: 450ml

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 25 SZT.

Wytwórca

UWHM Sdn. Bhd.

987, Jalan Perindustrian Bukit Minyak 7, Mukim 13

Kawasan Perindustrian Bukit Minyak

Bukit Mertajam, SPT Penang 14000, Malaysia

Reprezentat EU:


Obelis s.a

Bd. Général Wahis 53

1030 Brussels

Belgium

 : LN-1234

 : 01 JANUARY 2027

 **SINMED**

Importer:

Sinmed Sp. z o.o.

ul. Graniczna 32B
44-178 Przyszowice
POLSKA

