




Quantofix




Glutaraldehyd TEST STRIPS

Testy paskowe do kontroli poziomu aldehydu glutarowego roztworze roboczym PHAGOCIDE D




1

Zamocz pole testowe paska w roztworze na 1 sekundę.




2

Wstrząśnij paskiem w celu pozbycia się nadmiaru płynu.




3

Odczytaj wynik po 15 sekundach.



4

Porównaj zmianę koloru pola testowego z kolorem odniesienia umieszczonym na opakowaniu testów oznaczającym procentową zawartość aldehydu glutarowego.



5

WYNIK POZYTYWNY - zmiana koloru pola testowego w zakresie aktywności Phagocide D.

Testy po otwarciu opakowania pozostają stabilne do końca terminu ważności w temperaturze pokojowej pod warunkiem szczelnego zamykania pojemnika po każdym wyjęciu testu.

OPAKOWANIA

Quantofix - 100 szt.

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna - opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2106-01

DYSTRYBUTOR:

Christeysn France
31 rue de la Maladrie
44120 Vertou • Francja
christeysn.com • phagogene.fr

WYTWÓRCA:

Macherey-Nagel
Neumenn-Neander-Str. 6-8
52355 Duren • Niemcy
mn-net.com