


Cewnik balonowy Corodyn⁶

Rozdzielana osłona introducera z zaworem do wprowadzania systemu cewnikowania zatoki wieńcowej

Długość użytkowa: 80 cm
Średnica zewnętrzna: 1.98 mm




Model	Nr zamówienia	Jedn. opakow.	Końcówka	Wymagany rozmiar introducera	Zalecany rozmiar przewodnika
Corodyn P1 Venogram Balloon Catheter	336 074	1 szt.	miękka J	6 F	0,63 mm

Prowadniki Streamer⁷

Polimerowy przewodnik do implantacji elektrody LV

Długość: 195 cm
Średnica: 0,014" (0,36 mm)




Model	Nr zamówienia	Jedn. opakowania	Elastyczność trzonu	Kształt końcówki	Elastyczność końcówki
Streamer ES	363 724	5 szt.	dodatkowe podparcie (ES)	prosty	wysoce elastyczna (HF)
Streamer ES-J	363 725	5 szt.	dodatkowe podparcie (ES)	J	wysoce elastyczna (HF)
Streamer XT	363 726	5 szt.	dodatkowe podparcie dystalne (XT)	prosty	wysoce elastyczna (HF)
Streamer XT-J	363 727	5 szt.	dodatkowe podparcie dystalne (XT)	J	wysoce elastyczna (HF)

VisionWire⁷

Izolowany przewodnik do elektrycznego badania lezonego naczynia

Długość: 175 cm
Średnica: 0,014" (0,36 mm)



Model	Nr zamówienia	Jedn. opakowania	Elastyczność trzonu	Końcówka	
				Kształt	Elastyczność
VisionWire	352 023	1 szt.	dodatkowe podparcie	prosty	miękka

⁶ Producent: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Niemcy

⁷ Producent: BRIVANT LTD., Parkmore West Business Park, Galway, County Galway, Irlandia

