




CARDIONOVUM®

Life deserves the best

RESTORE® DEB



NUMERY KATALOGOWE

R 2.00-15, R 2.50-15, R 275-15, R 3.00-15, R 3.50-15, R 4.00-15,
R 2.00-20, R 2.50-20, R 275-20, R 3.00-20, R 3.50-20, R 4.00-20,
R 2.00-25, R 2.50-25, R 275-25, R 3.00-25, R 3.50-25, R 4.00-25,
R 2.00-30, R 2.50-30, R 275-30, R 3.00-30, R 3.50-30, R 4.00-30

• Cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014", typ RX
• Dawka Paklitakselu: 3 mikrogramy leku na mm2 balonu
• Nośnik leku w postaci soli amonowej
• Długość użytkowa cewnika 140cm
• Dostępne średnice balonu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4 mm
• Dostępne długości balonu: 15, 20, 25, 30 mm
• Cały cewnik wykonany z poliamidu i nylonu 12
• RBP; 16 bar (14 bar dla 4,0 x20 i większych)
• Skuteczność w małych naczyniach - udowodniona klinicznie; skuteczność potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych
• wskazania do stosowania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach oraz ostra niedrożność naczyń



**Dystrybutor: AGENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
SYMICO sp. z o.o.**

ul. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław
Tel: +48 71 783 62 01 Fax: +48 71 783 62 00
e-mail: biuro@symico.pl