

Ewakuator laparoskopowy

**Bezpieczna ewakuacja usuniętych
tkanek podczas procedur
laparoskopowych**



Ewakuator laparoskopowy

Ewakuator laparoskopowy

Specyfikacja:

Łatwy i bezpieczny woreczek stosowany podczas procedur endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanek i struktur takich jak:

- wyrostek robaczkowy
- jajowody
- pęcherzyk żółciowy
- jelito grube
- więzadła
- zakrzepy
- kamienie żółciowe
- jelito cienkie
- mięśniaki
- jajniki
- i inne

Wyrób dostępny w 5 rozmiarach: 200 ml, 400 ml, 800 ml oraz 1200 mm, 1500 mm przeznaczony do użytku z trokarem o średnicy 10 mm.

Ewakuator laparoskopowy składa się z elastycznego woreczka wyposażonego w drucik z pamięcią kształtu, który ułatwia otwieranie wyrobu po umieszczeniu go w jamie ciała oraz zachowanie w pozycji otwartej. Woreczek został umieszczony w wykonanej z tworzywa rurce bez trwałego przytwierdzenia go do niej. Dzięki temu po wprowadzeniu ewakuatora do jamy ciała możliwe jest swobodne używanie trokara w dalszym toku operacji.

Woreczek może pozostać w jamie ciała i być napełniany podczas pojedynczej procedury, a następnie usunięty tuż przed jej zakończeniem.

REF	Pojemność	Średnica trokara (mm)	Kolor	Ilość w opak. (szt.)
0208-RBM200	200 ml	10 mm	Biały	5
0208-RBM400	400 ml	10 mm	Niebieski	5
0208-RBM800	800 ml	10 mm	Zielony	5
0208-RBM1200	1200 ml	10 mm	Żółty	5
0208-RBM1500	1500 ml	10 mm	Czerwony	5