

## PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH

sterylne

### właściwości:

- wykonany z PVC bez zawartości ftalanów
- oba końce zabezpieczone zatyczkami
- wyposażony w opaskę stabilizującą dren
- informacja o pojemności resztkowej 1,6ml nadrukowana na opakowaniu jednostkowym
- średnica wewnętrzna 1,24 mm, średnica zewnętrzna 2,4 mm
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku



### sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

opakowanie handlowe: 50 szt.

opakowanie zbiorcze (karton): 1 200 szt.

**Producent:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.

### dostępne rodzaje i długości:

długość	kolor	Numer katalogowy	długość	kolor	Numer katalogowy
50 cm	transparentny	GT034-300A/50	50 cm	bursztynowy	GT034-300A/50Amber
70 cm	transparentny	GT034-300A/70	70 cm	bursztynowy	GT034-300A/70Amber
90 cm	transparentny	GT034-300A/90	90 cm	bursztynowy	GT034-300A/90Amber
120 cm	transparentny	GT034-300A/120	120 cm	bursztynowy	GT034-300A/120Amber
150 cm	transparentny	GT034-300A/150	150 cm	bursztynowy	GT034-300A/150Amber
200 cm	transparentny	GT034-300A/200	200 cm	bursztynowy	GT034-300A/200Amber
250 cm	transparentny	GT034-300A/250	250 cm	bursztynowy	GT034-300A/250Amber
300 cm	transparentny	GT034-300A/300	300 cm	bursztynowy	GT034-300A/300Amber



# Bialmed\*

Adres do korespondencji:  
 Bialmed Sp. z o.o.  
 ul. płk. Leona Siłickiego 1, 12-200 Pisz  
 tel. 87 424 11 77, fax 87 424 11 85  
 www.bialmed.pl

## Gloflex – kranik trójdrożny

Gloflex®



### Dane techniczne:

- kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu
- kolor niebieski
- posiadający optyczny identyfikator położenia otwarty/zamknięty
- wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami
- minimalna martwa przestrzeń w portach zapewniająca precyzyjne podawanie leku i maksymalny przepływ infuzyjny
- szczelne
- możliwość obrotu pokrętki o 360°
- **zaprojektowany, aby wytrzymać ciśnienie do 5 barów**
- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednik 50 szt.

### Dostępne w odmianach:

REF: 4310012G – kranik standardowy

REF: 4320012G – kranik odporny na lipidy

Jednorazowe, sterylne (EO), nietoksyczne i niepirogenne.

Zamknięte opakowanie blister.

*Pakowane pośrednio po 50 szt., zbiorcze karton 500 szt.*

Producent: Global **Medikit** Limited




Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
 numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

# PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH

Przedłużacze do pomp infuzyjnych przeznaczone są w szczególności do pomp strzykawkowych



SKALA 1:1

Przedłużacze do pomp infuzyjnych produkowane są w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO 13485:2003. Spełniają one wymagania norm: EN ISO 8536-9, PN-EN 10993-1, PNEN 1707, PN-EN 15986-2011 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EEC, zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod nr: PL/DR 011828. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, wytrzymuje ciśnienie 4,5 bar.

W skład przedłużaczy do pomp infuzyjnych wchodzi następujące elementy:

- osłonka łącznika luer-lock (1)
- łącznik stożkowy luer-lock "męski" (2)
- dren PVC o średnicy wewnętrznej 1.24 mm (3) bez zawartości ftalanów
- łącznik stożkowy luer-lock „żeński”(4) z podwójnym gwintem
- osłonka łącznika luer-lock (5)

Przedłużacze do pomp infuzyjnych są:

- sterylizowane EO
- pakowane po 300 szt.
- opakowanie jednostkowe typu blister-pak
- opakowanie zbiorcze, karton z tektury falistej
- okres gwarancji 3 lata

Numery katalogowe:

- 004 212 - przedłużacz do pomp bez ftalanów dł. 150 cm
- 004 232 - przedłużacz do pomp bez ftalanów bursztynowy dł. 150 cm
- 004 214 - przedłużacz do pomp bez ftalanów dł. 90 cm
- 004 213 - przedłużacz do pomp bez ftalanów dł. 120 cm
- 004 812 - przedłużacz do pomp bez ftalanów bursztynowy dł. 120 cm
- 004 231 - przedłużacz do pomp bez ftalanów bursztynowy dł. 200 cm
- 004 211 - przedłużacz do pomp bez ftalanów dł. 200 cm
- 004 811 - przedłużacz do pomp bez ftalanów dł. 20 cm
- 004 802 - przedłużacz do pomp bez ftalanów dł. 25 cm
- 004 219 - przedłużacz do pomp bez ftalanów dł. 250 cm
- 004 239 - przedłużacz do pomp bez ftalanów dł. 250 cm bursztynowy

phthalates  
free

latex  
free

## ZESTAW DO PODAŻY KRWI I PREPARATÓW KRWIOPPOCHODNYCH

*Bloodset /Hemoset/  
nr kat. 14202*



- Iglica do worka niewentylowana
- Aparat do grawitacyjnej podaży krwi z biuretą o pojemności 100 ml, wyskalowaną co 1 ml.
- Długość linii 178 cm ,
- Objętość wypełnienia linii ok. 19 ml
- Zaciski szczelinowe do zamykania przepływu z worka (pojemnika głównego) oraz odcinania linii odpowietrznika.
- Filtr powietrza 3 mikrony
- Komora kroplowa – ok. 20 kr / ml
- Biureta pomiarowa wyposażona w port do igły do dodatkowych wstrzyknięć.
- Zestaw wyposażony zawór pływakowy zabezpieczający układ przed zapowietrzeniem.
- Filtr w linii 170 mikronów.
- Zacisk rolkowy do ustawienia prędkości przepływu.
- Fabrycznie zestaw wyposażony w zastawę na końcu linii - pozwalającą na wypełnienie (odpowietrzenie) drenu bez ryzyka niekontrolowanego wycieku.
- Zestaw zakończony bezpiecznym łącznikiem.

Zestaw nie zawiera DEHP, lateksu

Produkt jednorazowy, apirogenny , sterylna droga wewnętrzna [ Rx ]

**PROMED S.A.**  
01-520 Warszawa;  
ul.Krajewskiego 1 B

tel.+48 22 839 99 01, 839 19 44  
fax+48 22 839 64 57, 839 81 85  
<http://www.promed.com.pl>

**Producent:**  
**HOSPIRA**

## PRZYRZĄD DO TRANSFUZJI TS

*Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi - sterylny*

### właściwości:

- osłonka igły biorczej
- igła biorcza dwukanałowa
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego
- komora kroplowa 80 mm w części przezroczystej
- całkowita długość komory kroplowej 100 mm
- filtr krwi o wielkości oczek 200 µm
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym
- klapaka w kolorze czerwonym
- zaciskacz rolkowy z miejscem na igłę i uchwytem na dren
- dren medyczny o długości 150 cm
- łącznik stożkowy luer lock
- osłonka łącznika luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO



### sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack z czerwonym kodem identyfikującym

Opakowanie handlowe: 20 szt. woreczek foliowy

Opakowanie zbiorcze (karton): 300 szt.

**Producent:** Anhui JN Medical Devices Co., Ltd.

**numer katalogowy:** brak



# Bialmed\*

Adres do korespondencji:  
Bialmed Sp. z o.o.  
ul. plk. Leona Silickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz  
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85  
www.bialmed.pl

## PRZYRZĄD DO INFUZJI IS PREMIUM

*Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych – sterylny*

### właściwości:

- osłonka igły biorczej
- igła biorcza dwukanałowa
- igła dwupłaszczyznowo ścięta
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego
- duża komora kroplowa  
(powyżej 60 mm w części przezroczystej)
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy z miejscem na igłę oraz logiem producenta
- łącznik stożkowy luer lock
- osłonka łącznika luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO
- dren 150cm



### sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack  
Opakowanie handlowe: 20 szt. woreczek foliowy  
Opakowanie zbiorcze (karton): 400 szt.  
Nr katalogowy: WBS PREMIUM/150

**Producent:** Jiangsu Webest Medical Product Co. Ltd



Bialmed Sp. z o.o.  
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

## PRZYRZĄD BURSZTYNOWY DO INFUZJI IS

przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy – sterylny

### właściwości:

- dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską klapką
- tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH
- duża komora kroplowa (55 mm w części przezroczystej)
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy z miejscem na dren
- dren wykonany z PVC o długości 150 cm
- przezroczysty łącznik stożkowy luer lock
- oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi osłonkami
- nie zawiera lateksu, niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku



### sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

opakowanie handlowe: 20 szt. folia

opakowanie zbiorcze (karton): 400 szt.


**Producent:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.

**numer katalogowy:** GT034-103AMBER



**MASKA DO PODAWANIA TLENU – Z NEBULIZATOREM***sterylna***właściwości:**

- wykonana z przezroczystego medycznego PVC
- posiada regulowany metalowy klip na nos oraz gumkę mocującą
- nebulizator o pojemność 6 ml (skalowany co 1 ml)
- dren długości 2 metry wyposażony w uniwersalne łączniki
- nie załamujący dren o przekroju gwiazdkowym
- nie zawiera lateksu
- instrukcja obsługi oraz przechowywania na opakowaniu
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku

**sposób pakowania:**

opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia  
 opakowanie handlowe: 100 szt.  
 opakowanie zbiorcze (karton): 100szt.

**Producent:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.**numer katalogowy:** brak**dostępne wersje i rozmiary:**

wersja	rozmiar
z ftalanami	S, M, L, XL
bez ftalanów DEHP	S, M, L, XL






## SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE

### właściwości:

- wykonane z drewna brzoźowego
- rozmiar 150 mm x 18 mm x 1,6 mm
- służą do przytrzymania języka w celu ułatwienia badania jamy ustnej i gardła
- zaokrąglone brzegi oraz krawędzie
- wytrzymałe, jednorazowego użytku
- opakowanie jednostkowe: 100 szt.



### dostępne wersje:

- niesterylna
- sterylna

### sposób pakowania:

opakowanie handlowe: 100 szt.  
opakowanie zbiorcze (karton): 50x100szt.

**Producent:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.  
**numer katalogowy - wariant:**

GT128-100 – niesterylna	GT128-100S - sterylna
-------------------------	-----------------------



## Bella Cotton, papierowe patyczki higieniczne, 200 sztuk



### Opis produktu

Bella Cotton papierowe patyczki higieniczne z końcówką wykonaną z bawełny do codziennej pielęgnacji, przeznaczone dla całej rodziny. Produkt został zakończony delikatną bawełną, która z łatwością oczyszcza skórę i nie powoduje podrażnień. Papierowy patyczek jest przyjazny środowisku.

Bella Cotton bardzo dobrze sprawdzają się do oczyszczania małżowin usznych, nakładania kosmetyków, czy przy makijażu. Zamknięte zostały w pojemniczku, który zapewnia higieniczne przechowywanie patyczków. Produkt testowany dermatologicznie.

### Zastosowanie

Patyczki higieniczne zalecane są do czyszczenia małżowiny usznej i punktowego nakładania kosmetyków.

Cechy produktu:

- końcówki wykonane ze 100% bawełny,
- papierowy patyczek,
- przyjazne dla środowiska,
- idealne do codziennego stosowania,
- wykonane z biodegradowalnych materiałów.

**Ostrzeżenia**

Patyczkiem można czyścić tylko i wyłącznie samą małżowinę uszną. Nie należy wkładać patyczków do kanału słuchowego.

**Dodatkowe informacje**

Produkt testowany dermatologicznie.

**Zawartość opakowania**

200 sztuk

**Producent**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych  
Żótkiewskiego 20/27  
Toruń

# Bialmed\*

Adres do korespondencji:  
Bialmed Sp. z o.o.  
ul. płk. Leona Siłickiego 1, 12-200 Pisz  
tel. 87 424 11 77, fax 87 424 11 85  
www.bialmed.pl

---

## Maszynka chirurgiczna jedno ostrzowa z grzebykiem



**Bezpieczeństwo** - odpowiednio zaprojektowana szeroka rączka pokryta prążkami, dzięki czemu bezpiecznie i wygodnie osadza się w dłoni, umożliwia kontrolę podczas golenia, bardzo przydatna na salach operacyjnych i porodówkach

**Łatwość użycia** - umieszczona tuż nad ostrzem rączka wymaga zaledwie niewielkiego nacisku

**Skuteczność** - ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokryte stopem platynowo - sodowym o wym. Szer. 7mm/ dł. 37mm / gr. 0,01 cm usuwa owłosienie bez zadraśnień i podrażnień

**Łatwość utrzymania w czystości** - podczas golenia na sucho i mokro, łatwe do spłukania, specjalny grzebień zapobiega zapychaniu

**Utylizacja** - po zakończonym goleniu należy, wrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny

Golarka zarejestrowana jako wyrób medyczny

### **Maszynka chirurgiczna jedno ostrzowa z grzebykiem:**


- posiada dodatkową osłonę ostrza
- pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe
- pakowana w opakowanie handlowe po 50 szt.

REF: GT040-200A

Producent: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.



## **Rękawice foliowe HDPE pakowane w opakowania foliowe**



Posiadają atest PZH dopuszczający do kontaktu z żywnością nadające się do kontaktu z żywnością zg z wytycznymi 90/128/EWG. Dostępne są w rozmiarach: **S, M, L** ( luzem i zblokowane ).

Rękawice polietylenu pakowane po 100 sztuk podlegają recyklingowi. Dostępne w kolorach: **NIEBIESKI, TRANSPARENT.**

### **Zastosowanie:**

Przeznaczone są do zabezpieczenia skóry rąk przy wykonywaniu prac małoinwazyjnych lub jako wkład do innych rękawic. Chronią skórę rąk .



opakowanie	ilość
jednostkowe	100 szt.
zbiorcze	100 op. jedn.
europaleta	45 op. zb.


**Producent: Plast**

## TORBA NA WYMIOCINY

*niejąłowa*

### właściwości:

- pojemność 1500 ml, skalowana co 100ml
- wytrzymała torba o szerokim okrągłym otworze wlotowym
- zaprojektowana do wygodnego i łatwego użycia
- wyposażona w plastikowy uchwyt zapewniający higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu typu Twist & Lock, odcina źródło przykrego zapachu i uniemożliwia wydostanie się zawartości
- dostępna w kolorach: białym i czerwonym
- nazwa producenta nadrukowana na wyrobie
- jednorazowego użytku



### sposób pakowania:

opakowanie handlowe: 20 szt. folia  
opakowanie zbiorcze: 500 szt. karton

**Producent:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.  
**numer katalogowy:** brak



## SZYNY DO PALCÓW

Szyny aluminiowe do palców

Szyny wykonane są z plastycznej blachy aluminiowej wyklejonej gąbką lateksową.



Rozmiary:


200x13	200x15	200x20	200x25	200x30		
230x13	230x15	230x18	230x20	230x25		
250x13	250x18	250x20	250x25	250x40		
260x20	260x25	260x40	260x50			
300x20	300x25	300x50				
400x13	400x15	400x18	400x20	400x40	400x50	400x55
420x20						
460x13	460x15	460x18	460x20			
500x15	500x15	500x20	500x25	500x40	500x50	
600x25	600x40	600x50				

**Producent: JK Med**

**przykładowe oznaczenie np.:**

**rozmiaru 460x20 - nr katalogowy SP46020**

**rozmiaru 230x15 - nr katalogowy SP23015**



**C1 Kolfierz ortopedyczny typ Schantza**  
kolor beżowy

**Opis produktu:**

Jednoczęściowy, miękki kolfierz wykonany z pianki o wysokiej gęstości powleczony bawełnianą tkaniną antyalergiczną, posiada wyprofilowanie anatomiczne w przedniej górnej części.


**Zastosowanie:**

Zespoły bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa, przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, artrozy, zmiany zwyrodnieniowe, odciążenie po niewielkich urazach wymagających unieruchomienia.

wysokość	rozmiar - obwód szyi		
	S	M	L
29-36cm	37-43cm	44-52cm	
7,5 cm	600 002	600 003	600 004
8,5 cm	600 010	600 011	600 012
10 cm	600 007	600 008	600 009



## MED-COVER Regulowany kołnierz szyjny



**MED-COVER Regulowany kołnierz szyjny pierwszej pomocy odpowiedni do unieruchomienia głowy i szyi, aby zapobiec dalszym obrażeniom ciała.**

**MED-COVER Regulowany kołnierz** jest niezbędny w ratownictwie medycznym do unieruchomienie odcinka szyjnego kręgosłupa pacjenta po urazie podczas przemieszczania się lub transportu.

Specjalny system regulacji umożliwia ustawienie rozmiaru, a odpowiednie zatrzaski blokują regulację. Możliwość prześwietlania i badanie metodą rezonansu magnetycznego.

Jednocześnie konstrukcja umożliwia przechowywanie tam, gdzie jest mało miejsca.

REF:

Dla dzieci: MCS0






Dla dorosłych: MCI0

### Charakterystyka:

	MCS0	MCI0
Przeznaczenie	Niemowlę, Dziecko, Mały dorosły	Dorosły z krótką, normalną i długą szyją
Poziomy regulacji	3x3	4x4
Rozmiar	480 x 130 mm	560 x 150 mm
Waga	70 gram	111 gram
Kolorystyka	Biały - Niebieski - Pomarańczowy	Biały - Niebieski - Czerwony
Tworzywo (część plastikowa)	Polipropylen (Niebiesko – Biała część)	Polipropylen (Niebiesko – Biała część)
Tworzywo (gąbka)	Polietylen (5 mm)	Polietylen (5 mm)
Wymiary zapięcia	150 x 25 mm (Pomarańczowy)	190 x 50 mm (Czerwony)
	80 x 25 cm (Biały)	100 x 50 mm (Biały)

Producent:

medoffice





**KARTA CHARAKTERYSTYKI**

KOD	45510	PRODUKT	CZYŚCIWO AIRLAID 30X 40
-----	-------	---------	-------------------------

**OPIS PRODUKTU**

MATERIAŁ / SUROWIEC	AIRLAID
KOLOR	BIAŁY
GOFOROWANIE	DOPPIA S
IŁOŚĆ WARSTW	1
GRAMATURA gr/mq	50
DŁUGOŚĆ ODCINKA mm	300
SZEROKOŚĆ ODCINKA mm	400
WAGA PAKIETU gr.	310

**JEDNOSTKA HANDLOWA**

OPIS OPAKOWANIA	KARTON
IŁOŚĆ ODCINKÓW W PAKIECIE	50
IŁOŚĆ PAKIETÓW W KARTONIE	24
ROZMIAR KARTONU cm.	
WAGA KARTONU kg.	8,09
IŁOŚĆ KARTONÓW NA PALECIE	32

**CERTYFIKATY**

ISO 9001	tak
PEFC	tak
ECOLABEL	tak

dopuszczalna różnica w wymiarach i wadze +/- 5%

IMPORTER I PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ



2014.12.01

# Bialmed\*

Adres do korespondencji:  
Bialmed Sp. z o.o.  
ul. plk. Leona Siłickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz  
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85  
www.bialmed.pl

## FARTUCH WŁÓKNINOWY – Z GUMKĄ

### właściwości:

- fartuch higieniczny, wiązany z tyłu na troki
- rękaw wykończony gumką
- przeznaczony do ochrony zarówno użytkownika, jak i środowisko pracy – pozwala na zachowanie wymaganych warunków sanitarnych
- wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>
- długość fartucha – 116cm
- rozmiar uniwersalny
- jednorazowego użytku



### sposób pakowania:

opakowanie handlowe: 10 szt. folia  
opakowanie zbiorcze: 100 szt. karton

**Producent:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.  
**numer katalogowy:** brak



Bialmed Sp. z o.o.  
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.



*SPÓDNICA STANDARD*


1. Spódnica ginekologiczna wykonany z włókniny polipropylenowej.
2. Z gumką dł.50cm, szer.160cm.
3. Kolory: biały, niebieski, zielony.
4. Opakowanie jednostkowe 20szt, zbiorcze 200szt.

## OCHRANIACZE FOLIOWE NA OBUWIE

*niejałowe*

### właściwości:

- medyczne ochraniacze na obuwie
- wykonane z folii o gramaturze 1,8g/m<sup>2</sup>
- stanowią barierę dla wilgoci i chronią przed wnoszeniem zabrudzeń do pomieszczeń, w których wymaga się zachowania czystości
- rozmiar uniwersalny
- z gumowym ściągaczem
- kolor niebieski



### sposób pakowania:

opakowanie handlowe: 100 szt. folia  
opakowanie zbiorcze: 2000 szt. karton

**Producent:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.  
**numer katalogowy:** brak



## STRZYKAWKA ENTERALNA ENFIT

*Sterylna*

### właściwości:

- strzykawki Enteralne z końcówką typu ENFit
- wyposażone w złącze typu ENFit (standard ISO)
- system nie jest kompatybilny z systemami podaży pozajelitowej (dożylniej)
- system ENFit nie jest kompatybilny ze złączem typu Luer
- końcówka umieszczona niecentrycznie (poj. 60 ml) centrycznie (poj. 10 ml)
- jednostronna skala
- wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany EO
- nie zawierają PVC, lateksu oraz DEHP
- logo producenta umieszczone na strzykawce



### dostępne pojemności:

- 10 ml
- 60 ml

### sposób pakowania:





- Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister pack
- Opakowanie handlowe: 100 szt. (10ml) / 30 szt. (60 ml)
- Opakowanie zbiorcze (karton): 1 500 szt. (10ml) / 300 szt. (60 ml)

**Producent:** Jiangsu Micsafe Medical Technology Co. Ltd.






### Numer katalogowy:








- pojemność 10 ml ENF-10
- pojemność 60 ml ENF-60



Kod SAP produktu dostawcy	Kod Referencyjny produktu dostawcy	Opis produktu (opakowanie zbiorcze)	Gramatura opakowanie jednostkowe = sztuka	CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	ZDJEĆCIE	Ilość jednost. w opak. zbior. (karton)	Minimalna wielkość zamówienia	VAT	Kod EAN jednostk. (sztuka)
40409	355822	POMPA DO ŻYWIENIA DOELTOWEGO INFINITY	1 szt	Pompa do żywienia enteralnego, o małych rozmiarach 140x95x35mm, waga 392 g, wyświetlacz LCD, do stosowania zarówno stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego (całkowicie bezprzewodna akumulator). Posiada mechanizm pompujący obrotowo - perystaltyczny. Możliwość do ustawienia przepływu 1-400 ml/h, co 1 ml. Odporność na zalanie wodą klasa IPX5 (możliwość płukania pod bieżącą wodą). Wzruszalna i akustyczna sygnalizacja problemów. Zacisk do mocowania do stojaka w zestawie.		5	SZTUKA	8%	8712400856829
94820	594820	FLOCARE ZESTAW PEG CH10	1 szt	Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagałoby interwencji na otwartym jamie brzusznej. Rozmiarzy zgłębnika Ch 10, 14, 18 dl. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przetrzyszczonego poliuretanu (Carbomed), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, denudującą linie kontastującą w promieniach RTG, hydromorową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzny pływec mocujący wykonany z silikonu, umożliwiający trwałe umieszczenie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedniej jej kieszki, który kieruje położenie zgłębnika na zewnętrzny powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapobiegając pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przetrzyszczonej, poliuretanowy zgłębnik o długość 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki kończące denudujące w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego przedścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igieł punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nia oraz nie traktującą do przedścienia zgłębnika. Blizszy koniec zgłębnika (po jego oddczeniu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podawcy diety lub strzykawkami ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego długotrwałego żywienia dożylnego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.		5	KARTON	8%	8716900566936
94821	594821	FLOCARE ZESTAW PEG CH14	1 szt	Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23/1 Ch 20/23 cm, wypełnienie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar/ Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada podrobną linie denudującą widoczną w promieniach RTG, w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony, jednym centralnym otworem przetokowym, blizszy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywienia wodnego lub strzykawkę żywienia, dodatkowo posiada szczelną zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzna okładek mocująca wykonana z silikonu.		5	KARTON	8%	8716900566974
94817	594817	FLOCARE G-TUBE ZGŁĘBNIK GASTROSTOM CH18	1 szt	Flocare® zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23/1 Ch 20/23 cm, wypełnienie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar/ Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada podrobną linie denudującą widoczną w promieniach RTG, w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony, jednym centralnym otworem przetokowym, blizszy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywienia wodnego lub strzykawkę żywienia, dodatkowo posiada szczelną zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzna okładek mocująca wykonana z silikonu.		2	KARTON	8%	8716900566875



Kod SAP produktu dostawy	Kod Referencyjny produktu dostawy	Opis produktu (opakowanie zbiorcze)	Gramatura opakowanie jednostkowe = sztuka	CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	ZDJEĆCIE	Ilość jednost. w opak. zbior. (karton)	Minimalna wielkość zamówienia	VAT	Kod EAN jednostk. (sztuka)
94570	594570	FLOCARE ZGŁĘBNIK PUR CH10/110 CM	1 szt	co 1 cm utwierdzając kontrolowanie długości wprowadzającego zębienia, metalową trójstronną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką utwierdzającą jej wprowadzanie do światła zębienia oraz 3 endopodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Długość końcówki posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przełotowy. Zębieńnik jednorozowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.		10	KARTON	8%	8716900556515
112929	612929	FLOCARE ZGŁĘBNIK PUR CH10/130 CM	1 szt	W rozmiarach CH 6/60cm, 8/110cm, 10/110cm, 10/130cm, 12/110 cm.		10	KARTON	8%	871690055756
94571	594571	FLOCARE ZGŁĘBNIK PUR CH12/110 CM	1 szt	Zębieńnik nosowo-zondkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbierania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zębienia CH 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zasadkami umożliwia zastosowanie portu do odbierania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zębienia zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podżyty diet oraz drugi port zakończony złączem uniwersalnym do odbierania. Zębieńnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie zawierającego przy dłuższym stosowaniu. Zębieńnik należy wymieniać co 6 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dośkaldnie co 1 cm utwierdzając kontrolowanie długości wprowadzającego zębienia, metalową trójstronną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką utwierdzającą jej wprowadzanie do światła. Zębieńnik posiada trzy nieprzezroczyste linie dla lepszej widoczności w promieniach RTG. Długość końcówki posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przełotowy i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętlki z nici utwierdzającej podciągającej zębienia podczas zakładania metoda endoskopowa. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu.		10	KARTON	8%	8716900556494
124856	624856	FLOCARE PUR CH14-110 SUCTION/GW	1 szt	Zębieńnik nosowo-żyłkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zębienia CH 10/145 cm. Bliższy koniec zębienia zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podżyty diet. Zębieńnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie zawierającego przy dłuższym stosowaniu. Zębieńnik należy wymieniać co 6 - 8 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dośkaldnie co 1 cm utwierdzając kontrolowanie długości wprowadzającego zębienia, metalową trójstronną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką utwierdzającą jej wprowadzanie do światła. Zębieńnik posiada widoczność kontrastującą (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Długość końcówki posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przełotowy i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętlki z nici utwierdzającej podciągającej zębienia podczas zakładania metoda endoskopowa. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.		3	KARTON	8%	8716900567032
94825	594825	FLOCARE ZGŁĘBNIK BENCHMARK CH10-145CM	1 szt			3	KARTON	8%	8716900567032

Kod SAP produktu dostawcy	Kod Referencyjny produktu dostawcy	Opis produktu (opakowanie zbiorcze)	Gramatura opakowanie jednostkowe = sztuka	CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	ZDJĘCIE	Ilość jednost. w opak. zbior. (karton)	Minimalna wielkość zamówienia	VAT	Kod EAN jednostk. (sztućka)
94838	594838	FLOCARE G-TUBE ZGŁĘBNIK GASTROSTOMU CH20		umodulująca trwale umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusnych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnętrzny powłok brzusnych pod odpowiednim kątem (okolo 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 90 miesięcy.			KARTON	8%	8716900566899
91397	591397	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH10	1szt	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH10 - metalowy wkład zapewniający większą średnicę przepływu		10	KARTON	8%	8716900566127
91395	591395	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH14	1szt	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH 14,18		10	KARTON	8%	8716900566080
91396	591396	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH18	1szt			10	KARTON	8%	8716900566103
89740	589740	FLOCARE ZĄCZCE BOLUS	1 szt	Złącze bolus do pobierania diety dojelitowej z worka strzykawką EntFit		30	KARTON	8%	8716900564093
89738	589738	TRANSIT CONNECTOR ORAL/LUER SYRINGE 6X5	5 szt	Konektor do podłączenia zestawu do żywienia EntFit ze strzykawką EntLock. 6x5 szt.		6	KARTON	8%	8716900564017
89732	589732	TRANSIT CONNECTOR TO ENLOCK/FUNNEL TUBE	5 szt	Konektor do połączenia strzykawki EntFit ze zgłębnikiem gastrostomii EntLock. 6x5 szt.		6	KARTON	8%	8716900563874

Warszawa, 18 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy Nutricia Polska Sp. z o.o. uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy proces zmiany kodów SAP oraz kodów EAN dla następujących wyrobów medycznych:

1. Flocare® G-tube Ch14
2. Flocare® G-tube Ch18
3. Flocare® G-tube Ch20

Pragniemy poinformować, że dla produktów Flocare® zgłębniki gastrostomijne (G-tube), zmienił się producent z Nutricia Medical Device BV – Holandia na Degania Silicone LTD – Izrael. Dystrybutorem pozostaje Nutricia Medical Device BV – Holandia.

Producent Degania jest obecnie odpowiedzialny za produkcję, pakowanie oraz sterylizację zgłębników gastrostomijnych Flocare®, a także znakowanie CE. Producent ten przeprowadził procedurę, ocenę zgodności powyższych wyrobów medycznych z wymaganiami zasadniczymi, czego efektem było uzyskanie nowego certyfikatu CE o numerze: CE0123. Dodatkowo na opakowaniu dodano Upoważnionego Przedstawiciela - Biometrix S.R.O. Słowacja.

Kody SAP zmieniają się na następujące:

STARE			NOWE				
Stary kod SAP	Stary kod referencyjny	Stara nazwa w SAP	Nowy kod SAP	Nowy kod referencyjny	Nowa nazwa w SAP	Nowy kod EAN (sztuka)	Nowy kod EAN (karton)
94815	594815	Flocare G-tube Ch14	178131	678131	G-tube 14FR 2W ENFIT	7290110061050	27290110061054
94817	594817	Flocare G-tube Ch18	178133	678133	G-tube 18FR 2W ENFIT	7290110061074	27290110061078
94818	594818	Flocare G-tube Ch20	178134	678134	G-tube 20FR 2W ENFIT	7290110061081	27290110061085



W przypadku umów przetargowych, gdzie występują te produkty, podtrzymujemy ofertę na nowe kody EAN zachowując gwarancję ceny.

Wszystkie parametry produktów serii Flocare G-tube takie jak: konstrukcja, materiał, przeznaczenie, wymiary oraz kolorystyka pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

**Anna Ostrowska-Szymanek**

Menedżer ds. Hurtowni i Rynku Szpitalnego

# Acti-Lance®

Wygoda i bezpieczeństwo

## NAKŁUWACZE BEZPIECZNE ACTI-LANCE®

Sterylny wyroby medyczne jednorazowego  
użytku przeznaczone do pobierania próbek  
krwi kapilarnej



## Przeznaczenie produktu

Nakłuwacze bezpieczne **Acti-Lance®** są sterylnymi wyrobami medycznymi jednorazowego użytku przeznaczonymi do pobierania próbek krwi kapilarnej. Mogą być stosowane zarówno przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, jak i przez osoby niewykwalifikowane.

## Właściwości produktu

### Bezpieczeństwo

Całkowicie zamknięta obudowa igły uniemożliwiająca zranienie ostrym narzędziem

Łatwo zdejmowana długa nasadka ochronna


Nasadka ochronna zapewniająca sterylność igły

### Wygoda

Wygodna aktywacja przy użyciu przycisku z zagłębieniem na palec

Kształt litery „T” zapewniający pewny i intuicyjny chwyt

Szeroki koniec nakłuwacza pozwalający na bezpieczne i dokładne ustawienie w miejscu nakłucia



**Zranienia ostrymi narzędziami** narażają pracowników służby zdrowia na patogeny przenoszone przez krew. Agencja Centers for Disease Control and Prevention (CDC) szacuje, że rocznie w szpitalach dochodzi do około 385 000 zranień ostrymi narzędziami u pracowników służby zdrowia.

Ocena się, że około połowa lub więcej zranień ostrymi przedmiotami nie jest raportowana. Większość zgłoszonych zranień ostrymi narzędziami dotyczy pielęgniarek, lecz narażeni na podobne urazy są również pracownicy laboratoriów, lekarze, dozorczy, studenci medycyny i inni pracownicy służby zdrowia.

Do zranień ostrymi narzędziami może dojść przed użyciem, podczas używania lub nawet po użyciu ostrego narzędzia i nadal stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

## Zranienia ostrymi narzędziami — fakty

**„Ponad 80% przypadkowych nakłuć igłą można uniknąć dzięki zastosowaniu bezpieczniejszych urządzeń z igłą, które w połączeniu z edukacją pracowników oraz kontrolą bezpieczeństwa pracy mogą zredukować częstość zranień o ponad 90%!\*”**


Firma HTL-STREFA wytwarza produkty bezpieczne mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka narażenia na kontakt z patogenami przenoszonymi przez krew.

Nakłuwacze bezpieczne, w tym **Acti-Lance®**, stanowią integralną część programów zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w szpitalach, przychodniach, laboratoriach, gabinetach lekarskich i wszędzie tam, gdzie zarówno pacjenci, jak i personel medyczny, muszą czuć się bezpiecznie.


**Stosowanie nakłuwaczy bezpiecznych pozwala na zminimalizowanie zranień ostrymi narzędziami i zakażeń.**

*\*Szacunki WHO oparte na raporcie agencji CDC*


## Jak używać nakłuwacza Acti-Lance®:



Odkręcić i zdjąć nasadkę ochronną.



Przyłożyć nakłuwacz Acti-Lance® do miejsca nakłucia i nacisnąć przycisk, aby aktywować urządzenie.






Delikatnie, rytmicznie naciskać obszar wokół miejsca nakłucia, aby uzyskać wymaganą objętość krwi. Wyrzucić użyty nakłuwacz bezpieczny do pojemnika na ostre przedmioty, postępując zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w danej placówce oraz przepisami krajowymi.

# Acti-Lance®

Wygoda i bezpieczeństwo

Acti-Lance® jest sterylnym nakłuwaczem bezpiecznym jednorazowego użytku aktywowanym przy użyciu przycisku, przeznaczonym do pobierania próbek krwi kapilarnej.

## Dostępny w trzech wersjach:

Wersja produktu (rozmiar igły/ostrza)	Głębokość nakłucia	Numer katalogowy
 Acti-Lance® Life igła 28 G	1,5 mm	7155 - 100 szt 7141 - 200 szt
 Acti-Lance® Universal igła 23 G	1,8 mm	7156 - 100 szt 7142 - 200 szt
 Acti-Lance® Special ostrze 1,5 mm	2,0 mm	7157 - 100 szt 7143 - 200 szt

### Literatura:

Kierunki rozwoju nakłuwaczy bezpiecznych w oparciu o potrzeby pielęgniarek; Polska, czerwiec 2016 r., dane z badań firmy HTL-STREFA S.A. <https://www.osha.gov/needlesticks/needlefaq.html>

Mary Foley, MS, RN, Annemarie T. Leyden, EdD, RN American Nurses Association — Independent Study Module Needlestick Safety and Prevention; [http://www.who.int/occupational\\_health/activities/1anaism.pdf](http://www.who.int/occupational_health/activities/1anaism.pdf)



**Polska**  
HTL-STREFA S.A.  
ul. Adamówek 7  
95-035 Ozorków  
info@htl-strefa.pl  
www.htl-strefa.com



Znajdź nas na Facebooku  
[www.facebook.com/HTLSTREFA](http://www.facebook.com/HTLSTREFA)

**USA**  
HTL-STREFA, Inc.  
3005 Chastain Meadows Pkwy  
Suite 300  
Marietta, GA 30066


+1 770 528 0410  
info@htl-strefa.com  
www.htl-strefa.com



610/ALL/11/2017  
Wyprodukowano  
w Polsce

CE 0344

Znak CE dotyczy produktu,  
nie broszury



# MEDLANCE<sup>®</sup> *plus*

Różnorodność wersji  
i niewielki korpus

## NAKŁUWACZE BEZPIECZNE MEDLANCE<sup>®</sup> PLUS

Sterylny wyroby medyczne  
jednоразowego użytku przeznaczone  
do pobierania próbek krwi kapilarnej



## Przeznaczenie produktu

Nakłuwacze bezpieczne **Medlance® Plus** są sterylnymi wyrobami medycznymi jednorazowego użytku przeznaczonymi do pobierania próbek krwi kapilarnej. Mogą być stosowane przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia.

## Właściwości produktu

### Różnorodność wersji

Różne wersje produktu spełniające określone potrzeby użytkowników - pracowników służby zdrowia

Wyraźne oznaczenie danej wersji kolorami w celu właściwego rozróżnienia rozmiaru produktu


### Niewielki korpus

Aktywacja przy zetknięciu, brak konieczności wcześniejszego ładowania

Obsługa w dwóch krokach - oznaczająca minimalne przeszkolenie użytkownika i czas przeznaczony na wykonanie badania krwi

Mechanizm wycofania igły zaprojektowany tak, aby zapobiegać przypadkowym nakłuciom przed i po użyciu

Poręczna wielkość produktu ułatwiająca jego obsługę



**Zranienia ostrymi narzędziami** narażają pracowników służby zdrowia na patogeny przenoszone przez krew. Agencja Centers for Disease Control and Prevention (CDC) szacuje, że rocznie w szpitalach dochodzi do około 385 000 zranień ostrymi narzędziami u pracowników służby zdrowia.

Ocenia się, że około połowa lub więcej zranień ostrymi przedmiotami nie jest raportowana. Większość zgłoszonych zranień ostrymi narzędziami dotyczy pielęgniarek, lecz narażeni na podobne urazy są również pracownicy laboratoriów, lekarze, dozorczy, studenci medycyny i inni pracownicy służby zdrowia.

Do zranień ostrymi narzędziami może dojść przed użyciem, podczas używania lub nawet po użyciu ostrego narzędzia i nadal stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

## Zranienia ostrymi narzędziami — fakty

**„Ponad 80% przypadkowych nakłuć igłą można uniknąć dzięki zastosowaniu bezpieczniejszych urządzeń z igłą, które w połączeniu z edukacją pracowników oraz kontrolą bezpieczeństwa pracy mogą zredukować częstość zranień o ponad 90%!”**


Firma HTL-STREFA wytwarza produkty bezpieczne mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka narażenia na kontakt z patogenami przenoszonymi przez krew.

Nakłuwacze bezpieczne, w tym **Medlance® Plus**, stanowią integralną część programów zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w szpitalach, przychodniach, laboratoriach, gabinetach lekarskich i wszędzie tam, gdzie zarówno pacjenci, jak i personel medyczny, muszą czuć się bezpiecznie.


**Stosowanie nakłuwaczy bezpiecznych pozwala na zminimalizowanie zranień ostrymi narzędziami i zakażeń.**

*\*Szacunki WHO oparte na raporcie agencji CDC*


## Jak używać nakłuwacza Medlance® Plus:



1 Odkręcić i zdjąć nasadkę ochronną.



2 Mocno przycisnąć nakłuwacz **Medlance® Plus** do miejsca nakłucia, aby aktywować urządzenie.








3 Delikatnie, rytmicznie naciskać obszar wokół miejsca nakłucia, aby pobrać wymaganą objętość krwi. Wyrzucić zużyty nakłuwacz bezpieczny do pojemnika na ostre przedmioty, postępując zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w danej placówce oraz przepisami krajowymi.

# MEDLANCE<sup>®</sup> plus

Różnorodność wersji i niewielki korpus

**Medlance Plus<sup>®</sup>** jest sterylnym nakłuwaczem bezpiecznym jednorazowego użytku aktywowanym przy zetknięciu z miejscem nakłucia, przeznaczonym do pobierania próbek krwi kapilarnej.

## Dostępny w pięciu wersjach:

		Rozmiar igły/ostrza	Głębokość nakłucia	Numer katalogowy
	Super Lite	igła 30 G	1,2 mm	7241
	Lite	igła 25 G	1,5 mm	7043
	Universal	igła 21 G	1,8 mm	7044
	Extra	igła 21 G	2,4 mm	7045
	Special	ostrze 0,8 mm	2,0 mm	7046

### Literatura:

Kierunki rozwoju nakłuwaczy bezpiecznych w oparciu o potrzeby pielęgniarek; Polska, czerwiec 2016 r., dane z badań firmy HTL-STREFA S.A. <https://www.osha.gov/needlesticks/needlefaq.html>  
Mary Foley, MS, RN, Annemarie T. Leyden, EdD, RN: American Nurses Association — Independent Study Module Needlestick Safety and Prevention; [https://www.who.int/occupational\\_health/activities/lanatism.pdf](https://www.who.int/occupational_health/activities/lanatism.pdf)

**Polska**  
HTL-STREFA S.A.  
ul. Adamówek 7  
95-035 Ozorków  
info@htl-strefa.pl  
www.htl-strefa.com

 **Znajdź nas na Facebooku**  
[www.facebook.com/HTLSTREFA](http://www.facebook.com/HTLSTREFA)

**USA**  
HTL-STREFA, Inc.  
3005 Chastain Meadows Pkwy  
Suite 300  
Marietta, GA 30066

+1 770 528 0410  
info@htl-strefa.com  
www.htl-strefa.com

 **STREFA**  
high tech lab

553-556/ALL/11/2017  
Wyprodukowano  
w Polsce

CE 0344


Znak CE dotyczy produktu,  
nie broszury

## KORECZKI DO VENFLONÓW – COMBI

sterylne

### właściwości:

- koreczki combi Luer-lock zakończenie męskie oraz żeńskie (dwustronny)
- przystosowane do zabezpieczenia złącz luer i luer-lock
- dostępne w czterech kolorach
- niepirogenne
- koreczki posiadają trzpień poniżej krawędzi korka
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku



### sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack  
 Opakowanie handlowe: 100 szt.  
 Opakowanie zbiorcze (karton): 5 000 szt.

**Producent:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.



**kolor – numer katalogowy:**

Czerwony – GT039-300C	Biały - GT039-300B
Niebieski - GT039-300N	Pomarańczowy - GT039-300P



## TENA Slip ProSkin Plus/ Plus Secure

W pełni oddychające pieluchomajtki zapinane na przylepcorzepy wielokrotnego użytku. Stworzone dla osób niesamodzielnych i leżących ze średnim lub ciężkim nietrzymaniem moczu. Zapewniają uczucie suchości, miękkości i ochronę przed przeciekaniem.

<b>Nazwa artykułu:</b>	<b>TENA Slip ProSkin Plus</b> <b>TENA Slip ProSkin Plus Secure</b>	
<b>Nr Produktu:</b>	TENA Slip ProSkin Plus XS: 710430 TENA Slip ProSkin Plus S: 710530 TENA Slip ProSkin Plus Secure M: 710630 TENA Slip ProSkin Plus Secure L: 710730 TENA Slip ProSkin Plus XL: 711021	
<b>Producent:</b>	Essity Hygiene and Health AB	
<b>Kraj pochodzenia:</b>	UE z wyjątkiem rozmiaru XL - Turcja	
<b>Zawartość opakowania:</b>	XS: Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.) S: Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.) M: Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.) L: Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.) XL: Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.)	
<b>Kolor:</b>	Biały	
<b>Rozmiar:</b>	<b>Minimalny obwód w pasie:</b> • XS: 49 cm • S: 56 cm • M: 73 cm • L: 92 cm • XL: 120 cm  <b>Maksymalny obwód w pasie:</b> • XS: 84 cm • S: 96 cm • M: 130 cm • L: 160 cm • XL: 170 cm	
<b>Waga produktu:</b>	XS: 66 g S: 71 g M: 93 g L: 110 g XL: 121 g	
<b>Wartość absorpcji dla testowanego produktu (wg ISO 11948-1/Rothwell)</b>	XS: 1532 g S: 1770 g M: 2417 g L: 2772 g XL: 2772 g	
<b>Termin przydatności:</b>	3 lata od daty produkcji	
<b>Składowe produktu:</b>	Włóknina (powłoka zewnętrzna z ConfioAir™ oraz powłoka wewnętrzna), pulpa celulozowa (wkład chłonny), superabsorbent, wskaźnik wilgotności, klej, PE (Aqui Dry™), brak lateksu, paroprzepuszczalny laminat na całej powierzchni produktu	
<b>Cechy produktu:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt posiada akredytację <b>Skin Health Alliance</b> - niezależnej, międzynarodowej instytucji badającej produkty i ich wpływ na skórę. Taką akredytacją otrzymują wyłącznie produkty spełniające surowe standardy dotyczące: bezpieczeństwa dla skóry, skuteczności, etyki i zrównoważonego rozwoju;</li> <li>• Produkt został <b>przebadany dermatologicznie, jest bezpieczny dla skóry i nie zawiera lateksu</b>;</li> <li>• Zewnętrzna powłoka <b>ConfioAir™</b> pozwala skórze oddychać</li> <li>• Technologia <b>FeelDry Advanced</b> dzięki <b>podwójnemu wkładowi chłonnemu</b> gwarantuje szybkie wchłanianie moczu i zamknięcie go z dala od powierzchni pieluchomajtek;</li> <li>• <b>Produkt ma anatomiczny kształt</b>, tylny ściągacz taliowy oraz system mocowania składający się z czterech szerokich, elastycznych przylepcorzepów oraz elastycznych boków, co zapewnia idealne dopasowanie;</li> <li>• <b>wewnętrzne barierki ochronne</b> zabezpieczają przed przeciekaniem;</li> </ul>	

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Essity Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa  
www.tena.pl lub infolinia: 800 60 66 68



- Wskaźnik chłonności w postaci żółtego paska zmieniającego kolor (z żółtego na niebieski) pod wpływem mocz;
- System Odour Neutralizer – ogranicza nieprzyjemny zapach dla większej dyskrekcji
- Produkt przeznaczony jest również dla osób zmagających się z nieprzyjemnym kału;
- **Warszawa transferująca High-loft** zapewnia szybszy transport wilgoci do wnętrza wkładu


Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:  
Essity Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa  
www.tena.pl lub infolinia: 800 60 66 68



## LIBERO Newborn

Pieluchomajtki dla noworodków. Zapewniają ochronę, wygodę i szybkie wchłanianie moczu, a przy tym są miękkie i delikatne dla dziecięcej skóry.

<b>Nazwa artykułu:</b>	LIBERO Newborn 1 LIBERO Newborn 2
<b>Nr Produktu:</b>	Newborn 1: 7152 Newborn 2: 1038
<b>Producent:</b>	Essity Hygiene and Health AB
<b>Kraj pochodzenia:</b>	UE
<b>Zawartość opakowania:</b>	Newborn 1 - Karton: 112 szt. (4 op. x 28 szt.) Newborn 2 - Karton: 204 szt. (3 op. x 68 szt.)
<b>Kolor:</b>	Biały
<b>Rozmiar:</b>	Newborn 1 - Waga dziecka : 2 – 5 kg Newborn 2 - Waga dziecka : 3 – 6 kg
<b>Wartość absorpcji dla testowanego produktu (wg ISO 11948-1/Rothwell)</b>	Newborn 1: 308 g Newborn 2: 424 g
<b>Termin przydatności:</b>	3 lata od daty produkcji
<b>Składowe produktu:</b>	Wkład chłonny zawierający mieszankę celulozy i superabsorbującego polimeru (SAP). Miękki, podobny do tkaniny topsheet pokrywający rdzeń. Stożące barierki zapobiegają przeciekom, gumki w pachwinach. Warstwy są łączone za pomocą klejenia lub zgrzewania ultradźwiękowego. Elastyczne materiały (nici, taśmy, folie i laminaty), zapięcia na rzepy.



### Cechy produktu:

- Gumka w pasie, umieszczona z tyłu wraz z elastycznymi bokami zapewniają anatomiczne dopasowanie
- **Anatomicznie wszyte, miękkie gumki pachwlnowe** – zapewniają lepsze przyleganie produktu, zabezpieczają przed przeciekaniem
- **Wkład chłonny** z wbudowanymi kanalikami dla szybszej absorpcji
- **Dopasowane wycięcie w okolicy pępka** dla lepszego komfortu delikatnych obszarów u noworodka
- **Wskaźnik wilgotności z przodu produktu** zmienia kolor, gdy nadchodzi czas zmiany pieluszki
- **Wykonane z oddychających materiałów**, aby pomóc utrzymać zdrową i suchą skórę dziecka.
- Kolorowy nadruk na produkcie z dziecięcymi motywami
- Zatwierdzone przez Nordic Swan Ecolabel - najważniejszą zasadą przyznawania certyfikatu jest kryterium środowiskowe: ani produkcja, ani sam produkt, ani proces jego utylizacji nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego. Wykonane z celulozy z certyfikatem FSC.
- Testowane dermatologicznie i rekomendowane przez Asthma Allergy Nordic.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Essity Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa

www.tena.pl lub infolinia: 800 60 66 68

