

Dafilon®


Szwy niewchłaniające

Opis

Dafilon® jest syntetycznym, niewchłanianym szwem monofilamentowym, wykonanym z polimeru Poliamidu 6/66 (barwionym na niebiesko), Poliamidu 6/6 (barwionym na czarno), dostępny jest również w wersji bezbarwnej. Dafilon® niebieski oraz bezbarwny są wskazane w zamykaniu ran powierzchownych i chirurgii plastycznej. Dafilon® niebieski jest również stosowany w neurochirurgii. Dafilon® czarny jest używany w mikrochirurgii i okulistyce.

Wskazania:

- Szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna)
- Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
- Mikrochirurgia
- Okulistyka
- Neurochirurgia




Cechy i korzyści:








- Giętki – łatwy w manipulowaniu i wiązaniu
- Gładkość przejścia przez tkanki – brak traumatyzacji tkanki
- Idealna zgodność tkankowa

Dafilon®











Charakterystyka produktu:











| | |
|-----------------|--|
| Struktura | Monofilament |
| |  |
| Kolor | Niebieski, czarny lub bezbarwny |
| Skład chemiczny | Poliamid |
| Powleczenie | Niepowlekany |
| Materiał | Syntetyczny |
| Rozmiary | USP 11/0 – USP 5 |
| Absorpcja | Niewchłaniający |
| Sterylizacja | Promienie Gamma Tlenek etylenu (mikrochirurgia 7/0 do 11/0) |

| Igła | | | Szew | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| kąt | długość mm | średnica mikrony | długość cm kolor | 11/0 0,1 | 10/0 0,2 | 9/0 0,3 | 8/0 0,4 | 7/0 0,5 | 6/0 0,7 | 5/0 1 | 4/0 1,5 |
| 1/2 koła igła okrągła mikro | | | | | | | | | | | |
| 180° |  | 4,0 mm 70 μ | 8 czarny | G1118374 | | | | | | | |
| 180° |  | 7,8 mm 140 μ | 15 czarny | | | | G1118030 | | | | |
| 3/8 koła igła okrągła mikro | | | | | | | | | | | |
| 135° |  | 3,8 mm 50 μ | 5 10 15 czarny | G1118064 G1118366 | G1118072 G1117041 | | | | | | |
| 135° |  | 4,0 mm 70 μ | 10 czarny | G1118080 | G1118099 | | | | | | |
| 135° |  | 4,0 mm 140 μ | 10 czarny | | G1118129 | G1118137 | | | | | |
| 135° |  | 5,0 mm 100 μ | 15 czarny | | G1118110 | G1111434 | | | | | |
| 135° |  | 6,4 mm 140 μ | 15 czarny | | G1118013 | G1118161 | G1118170 | | | | |
| 135° |  | 6,4 mm 140μ | 15 czarny | | | G1118025 | | | | | |
| 3/8 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym mikro | | | | | | | | | | | |
| 135° |  | 3,5 mm 100 μ | 15 czarny | | G1118048 | | | | | | |
| 135° |  | 5,0 mm 100 μ | 15 czarny | | | G1111140 | | | | | |
| Igła progresywnie zakrzywiona okrągła mikro | | | | | | | | | | | |
| 95/110° |  | 4,0 mm 70 μ | 8 czarny | | G1118463 | | | | | | |
| 100/90° |  | 5,0 mm 100 μ | 13 czarny | | | G1118471 | | | | | |
| 100/95° |  | 6,4 mm 140 μ | 15 czarny | | | | G1118390 | | | | |









| Igła | | | Szew | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| kąt | długość mm | średnica mikrony | długość cm kolor | 11/0 0,1 | 10/0 0,2 | 9/0 0,3 | 8/0 0,4 | 7/0 0,5 | 6/0 0,7 | 5/0 1 | 4/0 1,5 | |
| Igła progresywnie zakrzywiona okrągła o zakończeniu krótkim tnącym mikro | | | | | | | | | | | | |
| 100/90° | PRCm 5 | 5,0 mm 100 μ | 8 | | G1118412 | G1118420 | | | | | | |
| |  | | 13 czarny | | | | | | | | | |
| 100/90° | 2xPRCm 5 | 5,0 mm 100 μ | 3 czarny | | G1118447 | | | | | | | |
| 1/2 koła igła mikrolancetowata | | | | | | | | | | | | |
| 160° | HLm 6 | 5,6 mm 150 μ | 15 | | G1118625 | G1118633 | | | | | | |
| |  | | 30 czarny | | G1118641 | G1118650 | | | | | | |
| 160° | 2xHLm 6 | 5,6 mm 150 μ | 30 czarny | | G1118609 | G1118617 | | | | | | |
| |  | | | | | | | | | | | |
| 175° | 2xHLm 8 | 8,0 mm 200 μ | 30 czarny | | G1118737 | G1118530 | | | | | | |
| |  | | | | | | | | | | | |
| 3/8 koła igła mikrolancetowata | | | | | | | | | | | | |
| 135° | DLm 4 | 4,0 mm 125 μ | 15 czarny | G1110012 | G1110020 | | | | | | | |
| |  | | | | | | | | | | | |
| 140° | DLm 5 | 4,9 mm 150 μ | 15 30 czarny | | G1118838 | G1111693 | | | | | | |
| |  | | | | | | | | | | | |
| 140° | 2xDLm 5 | 4,9 mm 150 μ | 30 czarny | | G1118862 | G1118032 | | | | | | |
| |  | | | | | | | | | | | |
| 140° | DLm 6 | 6,1 mm 150 μ | 7 | | G1118331 | G1118730 | G1118889 | | | | | |
| | | | 15 | | G1118722 | | | | | | | G1118757 |
| | | | 30 | | G1118749 | | | | | | | |
| | | | czarny | | | | | | | | | |










| Igła | | | Szew | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| kąt | długość mm | średnica mikrony | długość cm kolor | 11/0 0,1 | 10/0 0,2 | 9/0 0,3 | 8/0 0,4 | 7/0 0,5 | 6/0 0,7 | 5/0 1 | 4/0 1,5 |
| 3/8 koła igła mikrolancetowata | | | | | | | | | | | |
| 140° | 2xDLm 6 | 6,1 mm 150 μ | 5 | G1111213 | G1118706 | G1118714 | G1118668 | | | | |
| | 30 czarny | | G1118870 | | | | | | | | |
| 137° | DLm 6s | 6,6 mm 200 μ | 15 | | G1118781 G1110225 | G1118790 | G1118579 | | | | |
| | 30 | | G1110250 | | | | | | | | |
| | 45 czarny | | G1118854 | | | | | | | | |
| 137° | 2xDLm 6s | 6,6 mm 200 μ | 30 | | G1118765 | G1118773 | | | | | |
| | 45 czarny | | G1111248 | | | | | | | | |
| Igła progresywnie zakrzywiona mikrolancetowata | | | | | | | | | | | |
| 90/50° | 2xPLm 5 | 4,8 mm 150 μ | 20 | | G1111922 G1110326 | | | | | | |
| | 30 czarny | | | | | | | | | | |
| 1/4 koła igła lancetowata o zakończeniu Micro – point | | | | | | | | | | | |
| | 2xVLM 8 | | 45 niebieski | | | | | | | C0938106 | |



| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 6/0 0,7 | 5/0 1 | 4/0 1,5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3,5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła odwrotnie tnąca | | | | | | | | | |
|  HS 15 | 45 | C0936028 | | | C0935410 | | | | |
| | 60 | | C0936593 | | | | | | |
| | 75 | | | C0932507 | | | | | |
| | niebieski | | | | | | | | |
|  HS 21 | 90 | | | C0932876 | C0932884 | | | | |
| | niebieski | | | | | | | | |
|  HS 26 | 45 | | C0934406 | | | | | | |
| | 75 | | | C0935948 | C0935963 | C0935964 | | | |
| | 90 | | | | C0932957 | C0934968 | C0932973 | | |
| | niebieski | | | | | | | | |
|  HS 30 | 75 | | | | | | C0935002 | C0935034 | |
| | 90 | | | | C0934003 | C0934011 | C0934020 | C0934038 | |
| | niebieski | | | | | | | | |
|  HS 37 | 90 | | | | | C0934054 | | C0934046 | |
| | niebieski | | | | | | | | |
|  HS 40 | 75 | | | | | | C0932760 | C0932779 | |
| | 90 | | | | | | | C0932787 | |
| | niebieski | | | | | | | | |
|  HS 48 | 75 | | | | | | C0932612 | C0932620 | B0933159 |
| | 90 | | | | | | | C0932604 | |
| | niebieski | | | | | | | | |
| 1/2 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro – point – plastyczna / kosmetyczna | | | | | | | | | |
|  HSMP 15 | 45 | | | C0936626 | C0935418 | | | | |
| | niebieski | | | | | | | | |
| 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | | | | | | | | | |
|  DS 12 | 45 | C0932060 | C0932078 | C0932086 | | | | | |
| | 60 | C0935042 | C0935050 | C0935069 | | | | | |
| | 75 | C0934061 | C0934070 | | | | | | |
| | 90 | | C0934067 | | | | | | |
| | niebieski | | | | | | | | |
|  DS 16 | 45 | C0932116 | C0932124 | C0932132 | C0932140 | | | | |
| | 60 | C0932108 | | | | | | | |
| | 75 | C0935115 | C0935123 | C0935131 | C0935107 | | | | |
| | niebieski | | | | | | | | |

| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 6/0 0,7 | 5/0 1 | 4/0 1,5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3,5 | 1 4 | 2 5 | |
| 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | | | | | | | | | | |
| <div>DS 19</div>  | 45 | | C0932191 | C0932205 | C0932213 | C0932221 | C0935181 | | | |
| | 75 | | C0935190 | C0935204 | C0935212 | C0935213 | | | | |
| | 90 | | C0935255 | C0935220 | C0935239 | C0935247 | | | | |
| | niebieski | | | | | | | | | |
| <div>DS 24</div>  | 45 | | C0932317 | C0932345 | C0932353 | C0932361 | C0932370 | | | |
| | 75 | | 2/5 | C0935344 | C0935352 | C0935360 | C0935379 | C0935380 | | |
| | 90 | | | C0935310 | C0935328 | C0935336 | 2/9 | | | |
| | niebieski | | | | 2/8 | | | | | |
| <div>DS 30</div>  | 45 | | | C0932441 | C0932469 | C0932477 | C0932485 | C0932493 | | |
| | 75 | | | C0932450 | C0935468 | C0935476 | C0935484 | C0935492 | | |
| | 90 | | | | C0934410 | C0935522 | C0934391 | C0934429 | | |
| | niebieski | | | | | | 2/12 | | | |
| <div>DS 35</div>  | 75 | | | | | C0932809 | | C0930095 | | |
| | 90 | | | | | C0934780 | C0934801 | C0934810 | C0934836 | |
| | niebieski | | | | | | | | | |
| <div>DS 39</div>  | 45 | | | | | C0932545 | | | | |
| | 75 | | | C0932531 | C0932540 | C0932558 | C0932566 | C0932574 | | |
| | 90 | | | | | C0934569 | C0934573 | C0934577 | B0934579 | |
| | niebieski | | | | | | | | | |
| <div>DS 45</div>  | 75 | | | | | C0932850 | | | | |
| | 100 | | | | | C0935859 | | | | |
| | niebieski | | | | | | | | | |
| <div>DS 48</div>  | 100 | | | | | | | B0934224 | | |
| | niebieski | | | | | | | | | |
| <div>DS 60</div>  | 100 | | | | | | | | | |
| | niebieski | | | | | | B0935905 | B0935913 | B0935915 | B0935914 |
| <div>DS 76</div>  | 100 | | | | | | | | | |
| | niebieski | | | | | C0932272 | C0932280 | | | |
| <div>DS 90</div>  | 100 | | | | | | | | | |
| | 3x50 | | | | | | C0934917 | C0934909 | C0934925 | B0934933 |
| | niebieski | | | | | | | | G0930182 | |
| | | | | | | | | | | |

| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------|----------|--------|
| | | 6/0 0,7 | 5/0 1 | 4/0 1,5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3,5 | 1 4 | 2 5 |
| Igła prosta odwrotnie tnąca | | | | | | | | | |
| <div>GS 51</div> <div></div> | 90 niebieski | | | C0935590 | C0935603 | C0935611 | C0935565 | C0935573 | |
| <div>GS 60</div> <div></div> | 75 90 niebieski | | | C0932647 | C0932655 C0934658 | C0932663 C0934690 | C0934691 | | |
| <div>GS 65</div> <div></div> | 90 niebieski | | | C0935557 | C0935646 | C0935654 | | C0935735 | |
| <div>GS 75</div> <div></div> | 75 niebieski | | | | | | C0932710 | | |
| Igła prosta okrągła | | | | | | | | | |
| <div>2xGR 65</div> <div></div> | 75 90 niebieski | | | | | C0938505 2/11 | B0932730 | | |
| <div>2xGR 75</div> <div></div> | 75 niebieski | | | | | C0930040 | | | |
| 3/8 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
| <div>DR 12</div> <div></div> | 75 niebieski | | C0931071 | | | | | | |
| <div>DR 22</div> <div></div> | 75 niebieski | | | C0935285 | C0935294 | | | | |
| 3/8 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro – point – plastyczna / kosmetyczna | | | | | | | | | |
| <div>DSMP 11</div> <div></div> | 45 niebieski | C0936022 | C0936014 | | | | | | |
| | 45 bezbardwy | C0916122 | | | | | | | |

| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|--------|--------|
| | | 6/0 0,7 | 5/0 1 | 4/0 1,5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3,5 | 1 4 | 2 5 |
| 3/8 koła igła odwrótnie tnąca z zakończeniem Micro – point – plastyczna / kosmetyczna | | | | | | | | | |
|  DSMP 13 | 45 niebieski | C0936081 | C0936090 | C0936103 | | | | | |
| | 45 bezbarny | | C0916133 2/1 | C0916134 | | | | | |
|  DSMP 16 | 45 75 niebieski | C0936146 C0936143 | C0936154 C0936650 | C0936162 | | | | | |
| | 45 bezbarny | | C0916143 2/3 | C0916144 | | | | | |
|  DSMP 19 | 45 75 niebieski | 2/2 | C0936227 2/4 | C0936235 C0936731 | C0936243 C0936740 | 2/6 | | | |
| | 45 bezbarny | | | C0916154 | C0916155 | | | | |
|  DSMP 24 | 45 75 niebieski | | | C0936839 | C0936316 C0936812 2/7 | C0936324 C0936820 2/10 | | | |
| | 45 bezbarny | | | | C0916165 | | | | |
|  DSMP 39 | 75 niebieski | | | | | C0934570 | | | |
| 3/8 koła igła mikrograwerowana z dwustronnie przyostrzonym zakończeniem Micro – point – Deraslide® – plastyczna / kosmetyczna | | | | | | | | | |
|  DGMP 11 | 45 niebieski | | C0933908 | | | | | | |
|  DGMP 13 | 45 niebieski | | C0933906 | C0933903 | | | | | |
|  DGMP 16 | 45 75 niebieski | | C0933907 | C0933909 C0933904 | C0933902 | | | | |
| | 45 75 niebieski | | C0933911 | C0933910 C0933905 | C0934008 C0933901 | | | | |

| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | | 6/0 0,7 | 5/0 1 | 4/0 1,5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3,5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  | 45 niebieski | | C0930786 | | | | | | |
|  | 75 niebieski | | | C0930210 | | | | | |
|  | 75 niebieski | | | | | C0930423 | C0930431 | | |
|  | 75 100 niebieski | | | | | C0930474 C0930601 | C0930482 | C0930490 B0930628 | |
|  | 150 niebieski | | | | | C0937614 | C0933490 | | |
|  | 75 niebieski | | | | C0930701 | | | | |
|  | 75 100 niebieski | | | | | | C0930539 B0934828 | B0935549 | |
|  | 100 niebieski | | | | | | | B0935743 | |
|  | 150 niebieski | | | | | | B0934534 | B0934552 | |

| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 6/0 0,7 | 5/0 1 | 4/0 1,5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3,5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  HR 48 | 75 | | | | | | | C0930741 | B0930750 |
| | 90 | | | | | | | | B0930010 |
| | 100 niebieski | | | | | | | B0935727 | |
|  HR 48 | 150 | | | | | | B0933589 | B0933570 | |
| | pętla niebieski | | | | | | | | |

Podwiązki

| | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 4/0 1,5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3,5 | 1 4 | 2 5 | 3 6 | 5 7 |
| Nici przycięte | | | | | | | | | |
| | 3x45 niebieski | | | C0436275 | C0436283 | | | | |
| | 6x45 niebieski | B0436532 | B0436533 | B0436534 | B0436535 | B0436536 | B0436537 | B0436538 | B0436540 |
| | 10x45 niebieski | | B0436658 | B0436675 | | | | | |
| | 6x60 niebieski | | | B0436500 | | | B0436503 | B0436504 | |
| | 2x100 niebieski | C0431249 | C0431257 | C0431265 | C0431273 | C0431290 | B0431303 | | |
| | 150 niebieski | | C0432059 | C0432067 | | | | | |