

# Histoacryl®

## Klej tkankowy

### Opis

Klej tkankowy jest alternatywą dla zastosowania materiałów szwennych.

Histoacryl® to płynny klej tkankowy z polimeru: monomerycznego n-butył-2-cyanoakrylatu, który szybko polimeryzuje w kontakcie z płynem tkankowym. Histoacryl® jest dostępny w dwóch kolorach: przezroczystym specjalnie do stosowania w obrębie twarzy i niebieskim dla ułatwienia kontrolowania zaaplikowanej ilości.

Powstawanie żylaków przełyku i dna żołądka jest powszechną i poważną konsekwencją nadciśnienia wrotnego. Skuteczna sklerotyzacja tych żylaków jest możliwa z wykorzystaniem produktu Histoacryl®. Produkt może być stosowany zarówno na krwawiące jak i niekrwawiące żylaki. Możliwe jest leczenie skojarzone z wykorzystaniem produktu Histoacryl® i konwencjonalną terapią w zakresie obliteracji żylaków.

### Wskazania:

- Zamykanie niewielkich ran skórnych
- Zamykanie ran w nacięciach endoskopowych
- Obliteracja żylaków przełyku i dna żołądka
- Mocowanie siatek przepuklinowych, zwłaszcza podczas operacji przepuklin pachwinowych
- Zespoleń skóry i powięzi w operacjach przepuklin

### Zalety zastosowania:

- Szybka i łatwa aplikacja
- Bariera antybakteryjna zabezpieczająca ranę
- Przechowywanie w temperaturze pokojowej
- Produkt gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z saszetki
- Doskonałe efekty kosmetyczne
- Oszczędność czasu i minimalizacja bólu - nie ma



potrzeby usuwania nici chirurgicznych

- Nie zawiera naturalnych komponentów pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego

### Fiksacja siatek przepuklinowych:

- Zapewnia szybką, wydajną i skuteczną fiksację siatek
- Niski współczynnik nawrotów
- Samodzielna metoda fiksacji do zastosowania w przypadku różnych technik: Lichtenstein, Plug, TAPP, TEP, Onlay, Sublay
- Nieinwazyjna metoda lepiej tolerowana przez pacjenta
- Szybka i skuteczna polimeryzacja w kontakcie z tkanką, zabezpiecza przed zmianą położenia siatki
- Użycie kleju skraca czas zabiegu

### Skleroterapia:

- Stosowanie na krwawiące i niekrwawiące żylaki
- Łatwa procedura obsługi

Kolor	Ilość sztuk / Opakowanie	Numer katalogowy
Niebieski	5 ampułek o pojemności 0.5 ml	1050052 <b>9/2</b>
Niebieski	10 ampułek o pojemności 0.5 ml	1050044
Przezroczysty	5 ampułek o pojemności 0.5 ml	1050060
Przezroczysty	10 ampułek o pojemności 0.5 ml	1050071