

## ACTICOAT<sup>◇</sup> FLEX 3, ACTICOAT<sup>◇</sup> FLEX 7



Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym SILCRYST<sup>®</sup>.

**Opatrunek ACTICOAT Flex 3 jest wskazany jako opatrunek z barierą przeciwbakteryjną na rany powierzchniowe i głębokie takie jak oparzenia, rany chirurgiczne, odleżyny, owrzodzenia żyłne i owrzodzenia stopy cukrzycowej.**

- Otwarta struktura splotu umożliwia łatwy przepływ wysięku
- Elastyczny, łatwo dostosowuje się do kształtu rany<sup>1</sup>
- Słabo przylegająca warstwa kontaktowa z raną<sup>2</sup>
- Potwierdzone działanie bakteriobójcze<sup>3,4,5</sup>
- Może być stosowany jako środek uzupełniający do leczenia ran przy użyciu podciśnienia, zgodnie z protokołem<sup>6,7</sup>
- Łatwy w użyciu, może być cięty
- Może pozostawać na ranie do 3 dni (ACTICOAT FLEX 3) lub 7 dni (ACTICOAT FLEX 7)

OPATRUNKI  
REFUNDOWANE

Numer katalogowy	Rozmiar	Opakowanie	Uwagi
<b>ACTICOAT FLEX 3</b>			
66800396	5 cm x 5 cm	5 szt.	
66800398	10 cm x 10 cm	5 szt.	
66800399	10 cm x 10 cm	12 szt.	
66800409	10 cm x 20 cm	12 szt.	
66800419	20 cm x 40 cm	6 szt.	
66800432	40 cm x 40 cm	6 szt.	
66800435	10 cm x 120 cm	6 szt.	
66801290	4 cm x 15 cm	5 szt.	
66801291	4 cm x 25 cm	5 szt.	
66801292	4 cm x 35 cm	5 szt.	
66801293	20 cm x 20 cm	5 szt.	
<b>ACTICOAT FLEX 7</b>			
66800395	5 cm x 5 cm	5 szt.	
66800397	10 cm x 12,5 cm	5 szt.	
66800420	15 cm x 15 cm	5 szt.	
66800400	20 cm x 40 cm	6 szt.	
66800401	40 cm x 40 cm	6 szt.	

**Bibliografia:** 1. Evaluation of extensibility - Smith and Nephew report reference DS08.1231.R1. 2. ACTICOAT Dressing: Wound bed preparation and trauma. 3. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report - 0810018, October 2008. 4. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report - 0810014, October 2008. 5. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report - 0810016, October 2008. 6. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report - 0810015, October 2008. 7. Bannister, N. NPWT study

## ALLEVYN<sup>®</sup> Ag NON-ADHESIVE




Nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, **przeznaczony na rany zakażone o umiarkowanym lub obfitym wysięku**. Sterylny.



- Trwałe i skuteczne działanie przeciwbakteryjne
- Skuteczność wobec szerokiego spektrum patogenów
- Duże zdolności absorpcyjne, optymalne zarządzanie wysiękiem
- Redukuje ryzyko maceracji skóry
- Uformowane i zaklejone brzegi opatrunku dla zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed przeciekaniem
- Pełni rolę „wyściółki” zapewniając pacjentowi dodatkowy komfort
- Może być przymocowany przy pomocy folii OPSITE<sup>®</sup> FLEXIGRID<sup>®</sup> i FLEXIFIX
- Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni

Zewnętrzna paroprzepuszczalna i wodoszczelna folia ochronna

Unikalna hydrokomórkowa struktura pianki poliuretanowej zapewnia szybkie wchłanianie wysięku; zawiera cząsteczki srebra



Perforowana warstwa kontaktowa

**OPATRUNKI  
REFUNDOWANE**

Numer katalogowy	Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Uwagi
66800082	5 cm x 5 cm	10 szt.	
66800084	10 cm x 10 cm	10 szt.	
66800087	15 cm x 15 cm	10 szt.	
66800090	20 cm x 20 cm	10 szt.	
66000043	7,5 cm x 7,5 cm	10 szt.	
66000044	12,5 cm x 12,5 cm	10 szt.	
66000045	17,5 cm x 17,5 cm	10 szt.	
66000046	22,5 cm x 22,5 cm	10 szt.	

## ALLEVYN<sup>◇</sup> ADHESIVE



Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłaniałości, **do ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku**. Sterylny.



- Szybkie wchłanianie wysięku, duże zdolności absorpcyjne
- Trójwarstwowa konstrukcja składająca się z poliuretanowej warstwy kontaktowej, pianki poliuretanowej i ochronnej zewnętrznej warstwy foliowej
- Szybka i łatwa aplikacja nawet w trudnych miejscach
- Bezpiecznie przylegająca folia samoprzylepna
- Mało alergiczny, samoprzylepny klej akrylowy
- Antybakteryjna i wodoszczelna zewnętrzna warstwa foliowa
- Łatwy i bezbolesny w usuwaniu
- Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni

OPATRUNKI  
REFUNDOWANE

Numer katalogowy	Rozmiar	Rozmiar wkładu chłonnego	Opakowanie	Uwagi
66000043	7,5 cm x 7,5 cm	5 cm x 5 cm	10 szt.	
66000044	12,5 cm x 12,5 cm	10 cm x 10 cm	10 szt.	
66000045	17,5 cm x 17,5 cm	15 cm x 15 cm	10 szt.	
66000046	22,5 cm x 22,5 cm	20 cm x 20 cm	10 szt.	

ALLEVYN<sup>◇</sup> NON-ADHESIVE

Opatrunek z pianki poliuretanowej **bez warstwy adhezyjnej na rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku**. Sterylny.



- Szybkie wchłanianie wysięku, duże zdolności absorpcyjne
- Ukształtowane i zaklejone brzegi opatrunku
- Trójwarstwowa konstrukcja składająca się z poliuretanowej warstwy kontaktowej, pianki poliuretanowej i ochronnej zewnętrznej warstwy foliowej
- Może być cięty w celu dopasowania do rany
- Umocowanie możliwe przy użyciu np.: OPSITE<sup>◇</sup> FLEXIGRID<sup>◇</sup>
- Utrzymuje wilgotne środowisko w ranie dzięki kontrolowanemu wchłanianiu wysięku
- Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni

OPATRUNKI  
REFUNDOWANE

Numer katalogowy	Rozmiar	Opakowanie	Uwagi
66007643	5 cm x 5 cm	10 szt.	
66007637	10 cm x 10 cm	10 szt.	
66000093	15 cm x 15 cm	10 szt.	
66007335	10 cm x 20 cm	10 szt.	
66007638	20 cm x 20 cm	10 szt.	

ALLEVYN<sup>◇</sup> HEEL

Opatrunek z pianki w kształcie kieszonki, **idealny dla szybkiego i łatwego opatrywania ran na pięcie lub innych podobnych anatomicznie miejscach tj.: łokcie, czy jako zabezpieczenie główek niemowląt.** Sterylny.



- Przeznaczony dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku
- Dobrze chroniące podszycie
- Może być przycinany w celu dopasowania do rany
- Może być przymocowany przy użyciu folii OPSITE<sup>◇</sup> FLEXIGRID<sup>◇</sup> lub bandaża
- Łatwy w zastosowaniu
- Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni

OPATRUNKI  
REFUNDOWANE

Numer katalogowy	Rozmiar	Opakowanie	Uwagi
66007630	10,5 cm x 13,5 cm	5 szt.	

ALLEVYN<sup>®</sup> SACRUM

Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej **dopasowany anatomicznie do ran w okolicy kości krzyżowej, przeznaczony do ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku**. Sterylny.



- Szybkie wchłanianie wysięku, duże zdolności absorpcyjne
- Trójwarstwowa konstrukcja składająca się z poliuretanowej warstwy kontaktowej, pianki poliuretanowej i ochronnej zewnętrznej warstwy foliowej
- Anatomicznie dopasowany do okolicy kości krzyżowej
- Elastyczny, odgrywa rolę „poduszki” zapewniając pacjentowi lepszy komfort
- Bezpiecznie przylegająca folia samoprzylepna (klej akrylowy)
- Antybakteryjna i wodoszczelna zewnętrzna warstwa foliowa
- Łatwy i delikatny w usuwaniu
- Opatrunek może pozostawać na ranie do 5 dni

OPATRUNKI  
REFUNDOWANE

Numer katalogowy	Rozmiar	Rozmiar wkładu chłonnego	Opakowanie	Uwagi
66000700	17 cm x 17 cm	13,5 cm x 13,2 cm	10 szt.	
66000451	22 cm x 22 cm	18,5 cm x 18,1 cm	10 szt.	

## ALLEVYN<sup>®</sup> LIFE






Unikalny kształt opatrunku ALLEVYN LIFE i szersza warstwa adhezyjna zostały zaprojektowane, aby lepiej dopasowywać się do kształtów ludzkiego ciała. Dzięki temu opatrunek zapewnia bezpieczne przyleganie oraz umożliwia pacjentom branie prysznica.<sup>1-3</sup>



- Bardzo duże właściwości chłonne<sup>5</sup>
- Zabezpiecza przed przeciekaniem opatrunku<sup>5</sup>
- Pochłania nieprzyjemne zapachy z rany (testy *in-vitro*)<sup>6</sup>
- Wielowarstwowa budowa opatrunku (pianka hydrokomórkowa, super chłonna warstwa zatrzymująca wysięk i warstwa maskująca) zapewniają efekt amortyzacji i rozłożenia nacisku
- Adhezyjna warstwa silikonowa
- Może pozostawać na ranie do 7 dni, a w okolicy kości krzyżowej do 5 dni.

OPATRUNKI  
REFUNDOWANE

	Numer katalogowy	Rozmiar	Rozmiar wkładu chłonnego	Opakowanie	Uwagi
	<b>ALLEVYN LIFE</b>				
	66801067	10,3 cm x 10,3 cm	5,1 cm x 5,1 cm	10 szt.	
	66801068	12,9 cm x 12,9 cm	7,6 cm x 7,6 cm	10 szt.	
	66801069	15,4 cm x 15,4 cm	10,2 cm x 10,2 cm	10 szt.	
	66801070	21 cm x 21 cm	15,4 cm x 15,4 cm	10 szt.	
	<b>ALLEVYN LIFE HEEL</b>				
	66801304	25 cm x 25,2 cm	20 cm x 20,2cm	5 szt.	
	<b>ALLEVYN LIFE SACRUM</b>				
	66801306	17,2 cm x 17,5 cm	12,4 cm x 8,5 cm	10 szt.	
	66801307	21,6 cm x 23 cm	17 cm x 12,3 cm	10 szt.	

**Bibliografia:** 1. Smith & Nephew Data on File DS.16.328.R v2 ALLEVYN LIFE Non-Bordered physical testing 2. Smith & Nephew Data on File DS.16.469.R ALLEVYN LIFE Non-Bordered Vertical Wound Model 2. Smith & Nephew Data on File DS.16.334 v2 ALLEVYN LIFE Non-Bordered Fluid Uptake Testing 3. Rossington et al (2013) Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. WOUNDS UK. Vol 9. No. 4 4. Fairlamb D. (2017) ALLEVYN LIFE Non-Bordered Clinical Claims Supporting Statement (ALLEVYN LIFE Non-Bordered) 5. Weedon. F (2016) ALLEVYN LIFE Non-Bordered Human Factors summary

## BACTIGRAS<sup>◇</sup>



Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną. **Opatrunek może być stosowany na różne rodzaje ran, z ryzykiem zakażenia lub które uległy zakażeniu, m.in.: niewielkie oparzenia, skaleczenia, otarcia, pole dawcze przeszczepów skóry, pole biorcze przeszczepów skóry.** Sterylny.

- Zawiera chlorheksydynę zapewniając barierę antyseptyczną o dużym spektrum działania
- Redukuje ryzyko kolonizacji bakterii
- Nie przywiera do rany
- Przepuszczalny dla powietrza
- Wysięk może bez problemu przenikać do chłonnego opatrunku wtórnego
- Opatrunek może być pozostawiony na ranie do 4 dni

Skład: Sterylna, luźno utkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny.

Numer katalogowy	Rozmiar	Opakowanie	Uwagi
7456	5 cm x 5 cm	50 szt.	
7457	10 cm x 10 cm	10 szt.	
7461	15 cm x 20 cm	10 szt.	
66007505	15 cm x 1 m	12 szt.	



## INTRASITE<sup>◇</sup> GEL



Czysty, amorficzny hydrożel składający się ze zmodyfikowanego polimeru karboksymetylo-celulozy, glikolu propylenowego i wody. Szybkie i bezbolesne oczyszczanie rany dzięki zastosowanemu aplikatorowi. Dozownik Applipak umożliwia łatwe nanoszenie żelu nawet na trudno dostępne rany. Sterylny.

- Szybko nawilża i rozpuszcza strupy, złogi, tkankę martwiczą
- Stwarza wilgotne środowisko w ranie
- Skuteczny, ale łagodny – nie uszkadza tkanki ziarninującej
- Przyspiesza gojenie rany i autolizę

INTRASITE GEL należy stosować z opatrunkiem wtórnym. Na podstawie stanu rany dokonuje się wyboru opatrunku wtórnego oraz częstości jego zmiany.

OPATRUNKI  
REFUNDOWANE

Numer katalogowy	Rozmiar	Opakowanie	Uwagi
7308	8 g	10 szt.	
7311	15 g	10 szt.	
7313	25 g	10 szt.	

## JELONET<sup>◇</sup>



Parafinowy opatrunek z gazy dla ran powierzchniowych. Sterylny.

- Gładki dzięki powłoczeniu białą parafiną
- Zapobiega przywieraniu do rany
- Zapewnia swobodne przechodzenie wysięku do chłonnego opatrunku wtórnego
- Redukuje ból przy usuwaniu opatrunku

Numer katalogowy	Rozmiar	Opakowanie	Uwagi
7403	5 cm x 5 cm (pakowany pojedynczo)	50 szt.	
7409	10 cm x 10 cm (pakowany pojedynczo)	100 szt.	
66007478	10 cm x 10 cm	36 szt.	
7404	10 cm x 10 cm (pakowany pojedynczo)	10 szt.	
7459	10 cm x 40 cm (pakowany pojedynczo)	10 szt.	
66007477	10 cm x 7 m (dispenser)	1 szt.	
7415	15 cm x 2 m	12 rolek	