

HEMO-ACCESS

Jedno, Dwu i Trzy światłowe zestawy z cewnikiem do dializ

Cewniki Biometrix zostały skonstruowane do czasowego użytku przy dializach i hemofiltracji poprzez żyły podobojczykowe, szyjne i udowe.

Cechy cewników do dializ Biometrix

- Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękący po wkluciu dla zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pacjenta
- Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika
- Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka
- Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika



Cewniki z dojścia podobojczykowego i udowego

2 Zestaw z cewnikiem 2-świetłowym

Kod	Opis cewnika	Długość przewodnicy	Igła Y-Introducer	Strzykawka z otworem
EF-7613	12Fr x 15 cm	60 cm	-	-
*EF-Y7613	12Fr x 15 cm	70 cm	-	-
EF-7713	12Fr x 20 cm	60 cm	-	-
*EF-Y7713	12Fr x 20 cm	70 cm	-	-
EF-7813	12Fr x 24 cm	70 cm	-	-
*EF-Y7813	12Fr x 24 cm	70 cm	-	-
EF-I7613	12Fr x 15 cm	60 cm	+	-
EF-I7713	12Fr x 20 cm	60 cm	+	-
EF-I7813	12Fr x 24 cm	70 cm	+	-
*EF-R7713	12Fr x 20 cm	60 cm	-	+
*EF-R7813	12Fr x 24 cm	70 cm	-	+
*EF-9613	11Fr x 15 cm Rigid Tip	60 cm	-	-
*EF-9713	11Fr x 20 cm Rigid Tip	60 cm	-	-

Ilość/karton 10 szt.

Zestaw z cewnikiem zawiera

Cewnik Pu widoczny w RTG > 8Fr x 10cm Rozszerzacz

12Fr x 15cm Rozszerzacz > 0.038" znaczonej przewodnicy

J-Flex Tip > 18Ga x 7cm Introducer

> 5ml Strzykawka > Koreczki Heparinizowane

(* EF-Y7613, EF-Y7713, EF-Y7813 zawierają przewodnicę z NiTiNolu 0.035".

Wartość przepływów

12Fr x 15cm	A 1.2ml V 1.3ml
12Fr x 20cm	A 1.4ml V 1.5ml
12Fr x 24cm	A 1.5ml V 1.6ml

1 Zestaw z cewnikiem 1-świetłowym

Kod	Opis cewnika
EI-1443	8Fr x 15cm Y-Type
EI-2053	8Fr x 20cm Y-Type
EH-1443	8Fr x 15cm Straight-Type
EH-2053	8Fr x 20cm Straight-Type

Ilość/karton 10 szt.

EH-1400 i EH-2000: 100, EH-1443: 20

*Zawiera 8Fr x 10cm Rozszerzacz naczyniowy

Zestaw z cewnikiem zawiera

Cewnik Pu widoczny w RTG > 8Fr x 10cm

Rozszerzacz > 0.038" znaczonej przewodnicy

J-Flex Tip > 18Ga x 7cm Introducer

> 5ml Strzykawka > Koreczki Heparinizowane

3 Zestaw z cewnikiem 3-świetłowym

Kod	Opis cewnika	Długość przewodnicy	Igła Y-Introducer	Strzykawka z otworem
EG-7613	12Fr x 15 cm	60 cm	-	-
*EG-Y7613	12Fr x 15 cm	70 cm	-	-
EG-7713	12Fr x 20 cm	60 cm	-	-
*EG-Y7713	12Fr x 20 cm	70 cm	-	-
EG-I7613	12Fr x 15 cm	60 cm	+	-
EG-I7713	12Fr x 20 cm	60 cm	+	-
*EG-R7613	12Fr x 15 cm	60 cm	-	+
*EG-R7713	12Fr x 20 cm	60 cm	-	+

Ilość/karton 10 szt.

Zestaw z cewnikiem zawiera

Cewnik Pu widoczny w RTG > 8Fr x 10cm Rozszerzacz

12Fr x 15cm Rozszerzacz > 0.038" znaczonej przewodnicy

J-Flex Tip > 18Ga x 7cm Introducer

> 5ml Strzykawka > Koreczki Heparinizowane

(* EG-Y7613, EG-Y7713, EG-R7613, EG-R7713 zawierają przewodnicę z NiTiNolu 0.035".

Wartość przepływów

12Fr x 15cm	A 1.01ml C 0.63ml V 1.08ml
12Fr x 20cm	A 1.11ml C 0.63ml V 1.18ml

Cewniki z dojścia szyjnego

2

Zestaw z cewnikiem 2-świetłowym

Kod	Opis cewnika	Długość przewodnicy	Igła Y-Introducer	Strzykawka z otworem
EF-7623	12Fr x 15 cm curved extensions	60 cm	-	-
*EF-Y7623	12Fr x 15 cm curved extensions	70 cm	-	-
EF-7723	12Fr x 20 cm curved extensions	60 cm	-	-
*EF-Y7723	12Fr x 20 cm curved extensions	70 cm	-	-
EF-I7623	12Fr x 15 cm curved extensions	60 cm	+	-
EF-I7723	12Fr x 20 cm curved extensions	60 cm	+	-
*EF-R7623	12Fr x 15 cm curved extensions	60 cm	-	+
*EF-R7723	12Fr x 20 cm curved extensions	60 cm	-	+
*EF-9623	11Fr x 15 cm curved extensions Rigid Tip	60 cm	-	-
*EF-9723	11Fr x 20 cm curved extensions	60 cm	-	-

Ilość/karton 10 szt.

Zestaw z cewnikiem zawiera
Cewnik Pu widoczny w RTG > 8Fr x 10cm Rozszerzacz
12Fr x 15cm Rozszerzacz > 0.038"znaczona przewodnica
J-Flex Tip > 18Ga x 7cm Introducer
> 5ml Strzykawka > Koreczki Heparynizowane
(* EF-Y7623, EF-Y7723, EF-R7623, EF-R7723, EF-9623, EF-9723
zawierają przewodnicę z NITiNolu 0.035".

Wartość przepływów

12Fr x 15cm	A 1.2ml V 1.3ml
12Fr x 20cm	A 1.4ml V 1.5ml

2

Zestaw z cewnikiem 2-świetłowym - zagiętym

Kod	Opis cewnika	Długość przewodnicy	Igła Y-Introducer	Strzykawka z otworem
EF-7693	11.5Fr x 15 cm	60 cm	-	-
*EF-Y7693	11.5Fr x 15 cm	70 cm	-	-
EF-7793	11.5Fr x 20 cm	60 cm	-	-
*EF-Y7793	11.5Fr x 20 cm	70 cm	-	-
EF-I7693	11.5Fr x 15 cm	60 cm	+	-
EF-I7793	11.5Fr x 20 cm	60 cm	+	-
*EF-R7693	11.5Fr x 15 cm	60 cm	-	+
*EF-R7793	11.5Fr x 20 cm	60 cm	-	+

Ilość/karton 10 szt.

Zestaw z cewnikiem zawiera
Cewnik Pu widoczny w RTG > 8Fr x 10cm Rozszerzacz
12Fr x 15cm Rozszerzacz > 0.038"znaczona przewodnica
J-Flex Tip > 18Ga x 7cm Introducer
> 5ml Strzykawka > Koreczki Heparynizowane
(* EF-Y7693, EF-Y7793, EF-R7693, EF-R7793
zawierają przewodnicę z NITiNolu 0.035".

Wartość przepływów

11.5Fr x 15cm	A 1.3ml V 1.6ml
11.5Fr x 20cm	A 1.5ml V 1.9ml

3

Zestaw z cewnikiem 3-świetłowym

Kod	Opis cewnika	Długość przewodnicy	Igła Y-Introducer	Strzykawka z otworem
EG-7623	12Fr x 15 cm curved extensions	60 cm	-	-
*EG-Y7623	12Fr x 15 cm curved extensions	70 cm	-	-
EG-7723	12Fr x 20 cm curved extensions	60 cm	-	-
*EG-Y7723	12Fr x 20 cm curved extensions	70 cm	-	-
EG-I7623	12Fr x 15 cm curved extensions	60 cm	+	-
EG-I7723	12Fr x 20 cm curved extensions	60 cm	+	-
*EG-R7623	12Fr x 15 cm curved extensions	60 cm	-	+
*EG-R7723	12Fr x 20 cm curved extensions	60 cm	-	+

Ilość/karton 10 szt.

Zestaw z cewnikiem zawiera
Cewnik Pu widoczny w RTG > 8Fr x 10cm Rozszerzacz
12Fr x 15cm Rozszerzacz > 0.038"znaczona przewodnica
J-Flex Tip > 18Ga x 7cm Introducer
> 5ml Strzykawka > Koreczki Heparynizowane
(* EG-Y7623, EG-Y7723, EG-R7623, EG-R7723 zawierają przewodnicę z NITiNolu 0.035".

Wartość przepływów

12Fr x 15cm	A 1.16ml C 0.63ml V 1.23ml
12Fr x 20cm	A 1.26ml C 0.63ml V 1.33ml

Cewniki typu „High Flow” z dojścia udowego

2

Zestaw z cewnikiem 2-światłowym

Kod	Opis cewnika	Długość przewodnicy
EF-8613	14Fr x 15 cm	60 cm
*EF-F8613	14Fr x 15 cm	60 cm
EF-8713	14Fr x 20 cm	60 cm
*EF-F8713	14Fr x 20 cm	60 cm
EF-8813	14Fr x 24 cm	70 cm
*EF-F8813	14Fr x 24 cm	70 cm

Ilość/karton 10 szt.

Zestaw z cewnikiem zawiera

Cewnik Pu widoczny w RTG > 8Fr x 10cm Rozszerzacz

12Fr x 15cm Rozszerzacz > 0.038" znaczonej przewodnicy

J-Flex Tip > 18Ga x 7cm Introducer

> 5ml Strzykawka > Koreczki Heparynizowane

(*) EF-F8613, EF-F8713, EF-F8813

zawierają przewodnicę z NiTiNolu 0.035".

Cewniki typu „High Flow” z dojścia szyjnego - zagięte

2

High Flow Jugular Bent Catheter Sets

Kod	Opis cewnika	Długość przewodnicy
EF-8693	14Fr x 15 cm	60 cm
*EF-F8693	14Fr x 15 cm	60 cm
EF-8793	14Fr x 20 cm	60 cm
*EF-F8793	14Fr x 20 cm	60 cm

Ilość/karton 10 szt.

Zestaw z cewnikiem zawiera

Cewnik Pu widoczny w RTG > 8Fr x 10cm Rozszerzacz

12Fr x 15cm Rozszerzacz > 0.038" znaczonej przewodnicy

J-Flex Tip > 18Ga x 7cm Introducer

> 5ml Strzykawka > Koreczki Heparynizowane

(*) EF-F8693, EF-F8793

zawierają przewodnicę z NiTiNolu 0.035".