



A3010 - Port zaworu bezigłowego FlowArt z 3 światłami

Charakterystyka ogólna

- Port zaworu bezigłowego FlowArt z 3 światłami został zaprojektowany po to, aby nie dochodziło do zranień wskutek ułknięcia igłą w czasie prowadzenia terapii dożylnnej.
- Port zaworu bezigłowego FlowArt z 3 światłami zaspokaja potrzebę posiadania więcej niż jednej drogi w trakcie terapii dożylnnej.
- Port zaworu bezigłowego FlowArt z 3 światłami eliminuje stosowanie igieł i nasadek.
- Port zaworu bezigłowego FlowArt z 3 światłami został zaprojektowany zgodnie z normami ISO 594-1 i ISO 594-2, i można go bezpiecznie stosować z innymi odpowiednimi iniektorami, zestawami do infuzji i kaniulami dożylnymi.
- Wszystkie materiały do produkcji i komponenty spełniają warunki ISO 10993.
- Port zaworu bezigłowego FlowArt z 3 światłami ma specjalne oznakowanie w postaci zacisków o różnych kolorach w celu właściwego identyfikowania różnych płynów

- Materiały stosowane do produkcji zaworów:

Obudowa (korpus zaworu)	: kopoliester
Sprężysta część funkcjonalna (trzonek z możliwością czyszczenia)	: ciekły kauczuk silikonowy typu LSR
Rurki	: poliuretan

- Właściwości użytkowe:

Objętość napełnienia	: 0,42 ml
Natężenie przepływu (każde światło)	: 145 ml/min (w warunkach 110 cm roztworu izotonicznego)
Ilość aktywacji:	: 500
Standardowa metoda sterylizacji	: tlenkiem etylenu (ETO) (sterylizacja promieniami gamma jest możliwa na życzenie)

Nr katalogowy: A3010, A-3010PH
Producent: ASSET MEDIKAL TASARIM A.S.