

Opis


Novosyn® jest syntetycznym, wchłaniającym szwem plecionym wykonanym z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu. Szw jest powlekany kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli (glikolid i L-laktyd 30/70) oraz stearynianem wapnia (50%). Idealny szew do zespoleń tkanek miękkich i do podwiązki we wszystkich procedurach chirurgicznych, gdzie wymagany jest szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony o średnim okresie podtrzymywania tkanki.

Właściwości:

- 75% początkowej siły podtrzymywania po 14 dniach
- 40 - 50% początkowej siły podtrzymywania po 21 dniach
- 25% początkowej siły podtrzymywania po 28 dniach
- Ok. 0% początkowej siły podtrzymywania po 35 dniach
- Całkowita absorpcja masy szwu 56 - 70 dni

Wskazania:

- Chirurgia żołądkowo - jelitowa
- Ginekologia i położnictwo
- Chirurgia urazowa i ortopedia
- Kręgosłup
- Okulistyka
- Urologia













- Szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna)
- Chirurgia małoinwazyjna
- Podwiązki



Cechy i korzyści:

- Łagodne pozycjonowanie węzła
- Łatwość prowadzenia węzła
- Wytrzymałość i pewność węzła
- Minimalizacja ryzyka reakcji zapalnej
- Wzmocniona elastyczność - zapewnia chirurgowi 100% kontroli w manipulowaniu szwem










Charakterystyka produktu:










| | |
|------------------------------------|--|
| Struktura | Pleciona |
| |  |
| Kolor | Fioletowy lub bezbarwny |
| Skład chemiczny | Kopolimer 90% glikolidu i 10% L- laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10) |
| Powleczenie | 50% Kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L - laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia |
| Materiał | Syntetyczny |
| Rozmiary | USP 8/0 - USP 2 |
| Zdolność podtrzymywania tkankowego | 50 - 40% - 21 dni po zaimplantowaniu |
| Absorpcja | 56 - 70 dni (proces hydrolizy) |
| Sterylizacja | Tlenek etylenu |







| Igła | | | Szew | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| kąt | długość mm | średnica mikrony | długość cm kolor | 8/0 0.4 | 7/0 0.5 | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 |
| 3/8 koła igła okrągła mikro | | | | | | | | | | | |
| 135° | DRm 6  | 140 μ 6,4 mm | 20 | G0068145 | | | | | | | |
| | | | 35 fioletowy | G0068146 | | | | | | | |
| 1/2 koła igła mikrolancetowata | | | | | | | | | | | |
| 160° | 2xHLM 6  | 150 μ 5,6 mm | 30 | G0068715 | | | | | | | |
| | | | fioletowy | | | | | | | | |
| 175° | 2xHLM 8  | 200 μ 8,0 mm | 30 | G0068740 | G0068741 | | | | | | |
| | | | 45 fioletowy | | | | | | | | |
| 3/8 koła igła mikrolancetowata | | | | | | | | | | | |
| 140° | 2xDLm5  | 150 μ 4,9 mm | 30 | G0068699 | | | | | | | |
| | | | fioletowy | | | | | | | | |
| 140° | DLm 6  | 150 μ 6,1 mm | 15 | G0068615 | | | | | | | |
| | | | 30 fioletowy | G0068724 | | | | | | | |
| 140° | 2xDLm 6  | 150 μ 6,1 mm | 30 | G0068702 | | | | | | | |
| | | | 45 fioletowy | G0068701 | | | | | | | |
| 137° | DLm 6s  | 200 μ 6,6 mm | 30 | G0068620 | G0068621 | | | | | | |
| | | | fioletowy | | | | | | | | |
| 137° | 2xDLm 6s  | 200 μ 6,6 mm | 30 | G0068710 | G0068712 | | | | | | |
| | | | 45 fioletowy | G0068713 | G0068711 | | | | | | |
| 1/2 koła igła lancetowata z zakończeniem Micro-point | | | | | | | | | | | |
| | 2xHLM 8  | | 45 | | | G0068966 | G0068967 | G0068968 | | | |
| | | | fioletowy | | | | | | | | |
| | | | 45 | | | G0069740 | | | | | |
| | | | bezbarny | | | | | | | | |






| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 8/0 0.4 | 7/0 0.5 | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 |
| 1/4 koła igła lancetowata z zakończeniem Micro-point | | | | | | | | | |
|  VLM 6 | 45 bezbarny | | | | G0069201 | | | | |
|  2xVLM 6 | 30 45 fioletowy | | | G0068616 G0068737 | | | | | |
|  VLM 8 | 45 70 fioletowy | | | G0068778 G0068299 | | | | | |
|  2xVLM 8 | 20 45 fioletowy | | | G0068733 G0068734 | G0068748 G0068735 | G0068736 | | | |
| | 45 bezbarny | | | G0069734 | G0069735 | | | | |
|  VLM 10 | 45 fioletowy | | | G0068718 | | | | | |
|  2xVLM 10 | 45 fioletowy | | | G0068738 | G0068739 | | | | |
| 1/2 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  HR 6 | 30 45 fioletowy | | C0068149 C0068020 | | | | | | |
|  HR 10 | 70 fioletowy | | | C0068002 | C0068003 | | | | |
| | 45 bezbarny | | | C0069802 | | | | | |
|  HR 13 | 45 70 90 fioletowy | | | C0068449 C0068006 | C0068450 C0068007 | C0068451 C0068008 C0068452 | C0068009 | | |
| | 45 70 bezbarny | | | C0069405 | C0069407 C0069007 | C0069408 C0069008 | | | |
|  HR 13 | 4x45 fioletowy | | | | C0088718 | C0088719 | | | |
| | 8x45 fioletowy | | | | M0088190 | M0088191 | | | |









odczepiana








| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------|----------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 7/0 0.5 | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 |
| 1/2 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  HR 13ss | 45 70 fioletowy | | | | | C0088320 C0068120 | C0088321 C0068110 | C0088322 C0068111 | |
|  HR 17f | 70 fioletowy | | | | C0068888 | | | | |
|  HR 17 | 45 70 90 fioletowy | | C0068011 | C0068012 | C0088340 C0068013 C0068853 | C0068014 C0068854 | C0068015 C0068855 | C0068016 | |
| | 70 bezbarny | | C0069011 | C0069012 | C0069013 | C0069014 | C0069015 | | |
|  HR 17 odczepiana | 4x45 4x70 8x45 8x70 fioletowy | | | | C0088713 C0088613 M0088185 M0088255 | C0088714 C0088614 M0088187 | | | |
|  2xHR 17 | 70 90 fioletowy | | | C0068869 | C0068870 | C0068904 | | | |
|  HR 17b | 70 fioletowy | | | C0068144 | C0068147 | C0068152 | | | |
|  2xHR 17b odczepiana | 70 fioletowy | | | C0068163 | C0068176 | | | | |
|  HR 17b odczepiana | 8x45 fioletowy | | | | | | M0068153 | | |
|  HR 17s | 45 70 fioletowy | | | | C0068113 | C0088335 C0068114 | C0068115 | C0068116 | C0068118 |







| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------|--|--|--|------------|------------|----------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  | 70 90 fioletowy | | | C0068765N1 | C0068766N1 C0068763 | C0068767 | | | |
|  | 20 45 70 90 120 fioletowy | | C0068028 | C0068029N1 C0068438 | C0068030N1 C0068877N1 C0068078 | C0068004 C0088325 C0068031N1 C0068881 C0068880 | C0068032 | | C0068443 |
| | 70 90 bezbarny | | | C0069029 | C0069030 C0069720 | C0069031 | | C0069033 | |
| | 4x45 4x70 8x45 8x70 fioletowy | | | C0088729 C0088629 M0088177 M0088248 | C0088730 C0088630 M0088178 M0088249 | C0088731 B0088631 M0088180 M0088250 | | | |
|  | 90 fioletowy | | | | C0068874 | C0068875 | | | |
|  | 70 90 120 fioletowy | | | C0068181 | C0068186N1 C0068526 C0068365 | C0068189 | | | |
|  | 4x45 8x45 fioletowy | | | M0068182 | C0088732 M0068188 | | | | |
|  | 70 90 fioletowy | | | C0068190 C0068191 | C0068192 | | | | |
|  | 70 fioletowy | | | C0068932 | C0068934 | C0068036N1 | C0068037N1 | C0068038N1 | |
|  | 70 fioletowy | | | | | | | C0068033 | |
|  | 70 fioletowy | | | | | | C0068937 | | |









| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------|--|--|--|--|------------------------|----------------------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  | 20 45 70 90 120 4x70 fioletowy | | | | C0068079 C0068018 C0068109 | | | | |
| | 70 90 bezbarny | | | C0068039 | C0068040N1 C0068540 | C0068041N1 C0068541N1 C0068088 C0088647 | C0068042N1 C0068542N1 C0068543N1 | C0068043N1 C0068544 | C0068034 C0068545 |
|  | 4x45 5x45 8x45 4x70 8x70 fioletowy | | | C0088740 M0088170 C0088640 M0088237 | C0088741 B0088351 M0088171 C0088641 M0088239 | C0088742 M0088172 C0088642 M0088241 | | | |
| | 4x45 8x45 bezbarny | | | | C0089741 M0089116 | M0089117 | | | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | C0068901 | C0068902 | C0068907 | | |
|  | 70 fioletowy | | | C0068196 | C0068198N1 | C0068209N1 | | | |
|  | 8x45 8x70 fioletowy | | | | M0068200 M0068201 | | | | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | C0068210 C0068216 | C0068217 | | | |










| Igła | Szew | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| długość mm | długość cm kolor | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 | 3 6 |
| 1/2 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  | 45 8x70 70 90 fioletowy | | | | C0068019 C0068089N1 C0068589 | C0068090N1 C0068590N1 | C0068091N1 C0068591N1 | C0068092N1 C0068592N1 | C0068093 C0068613 |
| | 70 bezbarnwy | | | C0069089 | C0069090 | C0069091 | C0069092 | | |
|  | 4x45 4x70 fioletowy | | | | C0088790 | B0088791 B0088691 | B0088792 B0088692 | B0088793 B0088693 | |
| | 8x45 8x70 fioletowy | | | | M0088164 | M0088165 M0088232 | M0088166 M0088233 | M0088234 | |
| odczepiana | | | | | | | | | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | | C0068791 | C0068100 C0068580 | C0068793 C0068642 | |
| | | | | | | | | | |
|  | 4x45 8x45 fioletowy | | | | C0088810 M0088160 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| odczepiana | | | | | | | | | |
|  | 70 90 fioletowy | | C0068035 | C0068046N1 C0068446 | C0068047N1 C0068447N1 | C0068048N1 C0068448N1 | C0068049N1 C0068645 | C0068045 | |
| | 70 bezbarnwy | | | | C0069047 | C0069048 | | | |







| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|
| | | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 | 3 6 |
| 1/2 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  HR 30 odczepiana | 4x45 4x70 fioletowy | | | C0088660 | C0088761 B0088661 | B0088662 | | | |
|  2xHR 30 | 70 fioletowy | | | | C0068747 | | | | |
|  HR 30s | 70 90 fioletowy | | | | C0068547 | C0068548N1 | C0068549N1 C0068633 | | |
|  HR 30ss | 70 90 fioletowy | | | | | C0088716 | C0068559 C0068646 | | |
|  HR 30ss odczepiana | 4x70 8x70 fioletowy | | | | | | B0088803 M0088225 | | |
|  HR 37 | 70 90 fioletowy | | | C0068050N1 C0068550N1 | C0068051N1 C0068551N1 | C0068052N1 C0068552N1 | C0068053N1 C0068553N1 | C0068054 | |
| | 70 90 bezbarnwy | | | C0069050 | C0069051 C0069585 | C0069052 | | | |
|  HR 37 odczepiana | 4x45 4x70 8x45 8x70 fioletowy | | | C0088769 C0088669 M0088145 M0088218 | C0088770 B0088670 M0088146 M0088219 | B0088671 | | | |
|  HR 37s | 45 70 90 4x90 150 fioletowy | | C0068953 | C0068094N1 C0068955 | C0068095N1 C0068595N1 | C0068096N1 C0068956N1 | C0068097N1 C0068597N1 B0088653 | C0068098 B0068598 B0068125 | |
| | | | | | C0068584 | | | | |
| | 70 90 bezbarnwy | | | C0069099 C0069594 | C0069095 C0069595N1 | C0069096 C0069596 | C0069097 C0069597 | C0069098 B0069598 | |









| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
| | | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 | 3 6 |
| 1/2 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  | 4x45 5x45 4x70 fioletowy | | | C0088794 | C0088795 | B0088796 B0088352 | B0088797 | B0088798 | |
| | 8x45 8x70 fioletowy | | | M0088135 | M0088136 M0088212 | M0088137 M0088213 | M0088139 M0088214 | M0088140 M0088215 | |
| | 4x45 8x45 8x70 odczepiana bezbarwny | | | | C0089795 M0089131 | B0089796 M0089132 M0089504 | B0089797 M0089133 | | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | C0068121 | C0068122 C0068576 | C0068123 C0068577N1 | B0068655 | |
|  | 4x45 4x70 8x45 odczepiana fioletowy | | | | | B0088806 M0088131 | B0088807 B0088707 M0088132 | | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | C0068381 | C0068175N1 C0068569N1 | C0068457N1 C0068571N1 | B0068661 | |
|  | 70 90 120 fioletowy | | | C0068059 C0068466 | C0068055N1 C0068467N1 | C0068056N1 C0068556N1 | C0068057N1 C0068557N1 B0068555 | C0068058 B0068558 | |
| | 70 90 bezbarwny | | | | C0069055 | | C0069057 C0069559 | B0069558 | |
|  | 4x45 5x45 4x70 fioletowy | | | | B0088355 | B0088766 | B0088767 | B0088768 | |
| | 8x45 8x70 odczepiana fioletowy | | | | M0088115 | M0088116 | M0088117 M0088207 | M0088118 M0088208 | |
|  | 150 pętla fioletowy | | | | | B0068355 | B0068350 | | |









| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| | | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 | 3 6 |
| 1/2 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | | C0068946 | C0068947N1 C0068847N1 | C0068948 B0068848 | |
|  odczepiana | 4x45 8x45 fioletowy | | | | | | B0088781 M0088110 | B0088782 M0088111 | |
|  | 70 fioletowy | | | | | | C0068169 | C0068070 | |
|  | 70 90 120 fioletowy | | | C0068099 | C0068060N1 C0068560N1 | C0068061N1 C0068561N1 | C0068062N1 C0068562N1 | C0068063 B0068563 B0068779 | |
| | 70 90 bezbarny | | | C0069059 C0069565 | C0069564 | C0069561 | C0069562 | | |
|  | 4x45 5x45 4x70 fioletowy | | | | B0088785 B0088350 | B0088786 B0088353 | B0088787 B0088354 B0088687 | B0088788 B0088688 | |
| | 8x45 8x70 fioletowy | | | | M0088101 | M0088102 | M0088103 | M0088104 M0088204 | |
| | 4x45 8x45 odczepiana bezbarny | | | | | B0089786 M0089140 | | | |
|  pętla | 150 fioletowy | | | | | | B0068119 | | |







| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------|
| | | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 | 3 6 |
| 1/2 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  HR 60 | 70 fioletowy | | | | C0068064 | C0068065 | C0068066 | C0068068 | |
|  HR 60 pętla | 150 fioletowy | | | | | | B0068380 | | |
|  HR 65 | 70 90 150 fioletowy | | | | B0068071 | | B0068072 B0068639 B0068939 | B0068640 B0068940 | |
| | 4x70 5x70 fioletowy | | | | | | B0088655 | B0088656 B0088684 | |
| | 70 140 bezbarny | | | | B0069064 | | | B0069372 | |
|  HR 65 pętla | 150 240 fioletowy | | | | | | B0068919 B0068929 | B0068930 | |
|  HR 70 | 70 90 fioletowy | | | | B0068803 | B0068804 | B0068183 | B0088002 | |
|  HR 70 odczepiana | 4x70 90 fioletowy | | | | | | | B0088003 B0088004 | |
|  HR 76 | 70 90 100 150 fioletowy | | | B0068073 | B0068074 | B0068075 | B0068076 B0068579 B0068926 | B0068077 B0068931 | |
|  HR 76 pętla | 150 fioletowy | | | | | | B0068927 | B0068928 | |







| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|
| | | 8/0 0,4 | 7/0 0,5 | 6/0 0,7 | 5/0 1 | 4/0 1,5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 |
| 3/8 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  | 30 fioletowy | C0068133 | | C0068433 | | | | | |
|  | 45 fioletowy | | C0068101 | C0068102 | C0068103 | | | | |
|  | 45 60 70 fioletowy | | | C0068434 | C0068134 C0068435 | C0068105 C0068436 | | | |
|  | 45 bezbarnwy | | | C0069725 | | | | | |
|  | 45 70 fioletowy | | | | | C0068137 C0068107 | | | |
|  | 45 70 fioletowy | | | | C0068155 | C0068138 C0068150 | C0068151 | | |
|  | 70 fioletowy | | | | | C0068159 | C0068160N1 | C0068161 | |
|  | 70 fioletowy | | | | | C0068108 | C0068117 | | |
|  | 70 120 fioletowy | | | | | | C0068164 C0068179 | C0068165N1 | |









| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 3/8 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | C0068170 | C0068171N1 C0068566 | C0068172 C0068567 | C0068173 C0068568 | C0068168 |
|  | 90 fioletowy | | | | | | | B0068437 | |
| 5/8 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  | 70 bezbarnwy | | | | | C0069415 | | | |
| | 70 90 fioletowy | | | | C0068414 | C0068415 C0068775 | C0068416 C0068810 | C0068417 | |
|  | 70 90 fioletowy | | | C0068813 | C0068818 | C0068815 C0068820 | C0068817 C0068828 | | |
|  | 70 fioletowy | | | | C0068027 | | | | |
|  | 70 fioletowy | | | | | | | C0068428 | |

















| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------------------------------|----------------------|--------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 5/8 koła igła okrągła | | | | | | | | | |
|  | 70 90 8x90 fioletowy | | | | C0068424 | C0068425 | C0068426 C0068860 M0088001 | C0068427 | |
|  | 90 fioletowy | | | | | | C0068861 | | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | | C0068489 | C0068490 C0068866 | C0068491 C0068867 | |
| Igła okrągła haczykowata typu „J” | | | | | | | | | |
|  | 70 fioletowy | | | | | C0068475 | | | |
|  | 70 fioletowy | | | | | | | C0068481 | |
|  | 70 fioletowy | | | | | C0068410 | C0068408 | | |
|  | 70 fioletowy | | | | | | | C0068478 | |
| Igła progresywnie zakrzywiona okrągła | | | | | | | | | |
|  | 45 bezbarnwy | | | C0069135 | | | | | |







| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| Igła okrągła typu „narta” | | | | | | | | | |
|  SKR 19 | 20 45 120 fioletowy | | | C0068752 C0068755 | C0068753 C0068154 C0068756 | C0068754 C0068757 | | | |
|  SKR 26 | 20 30 120 fioletowy | | | | C0068746 C0068744 | C0068749 C0068629 C0068751 | C0068781 | | |
|  SKR 26 | 40 fioletowy pętla | | | | C0068745 | | | | |
| Igła okrągła prosta | | | | | | | | | |
|  GR 19 | 20 35 70 fioletowy | | | C0068281 C0068944 | C0068284 C0068285 | | | C0068695 | |
|  2xGR 19 | 35 fioletowy | | | C0068943 | | | | | |
|  GR 19b | 20 fioletowy | | | C0068288 | | | | | |
|  GR 51 | 70 90 fioletowy | | | | C0068405 | C0068185 | | | |
|  GR 65 | 90 fioletowy | | | | | C0068994 | | | |









| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|------------------------------------|----------|----------|--------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | | | | | | | | | |
|  | 70 fioletowy | | C0068312 | C0068313 | C0068314 | C0068315 | C0068316 | C0068081 | |
| | 45 70 bezbarnwy | | C0069309 C0069339 | C0069340 | C0069341 | | | | |
|  | 70 fioletowy | | | | | C0068785 | | | |
|  | 70 120 fioletowy | | | C0068325 | C0068326 C0068310 | C0068331 | C0068332 | C0068333 | |
| | 70 bezbarnwy | | | C0069335 | C0069324 | | | C0069475 | |
|  | 20 70 120 fioletowy | | | C0068694 | C0068334 C0068335N1 | C0068337 C0068336N1 C0068345 | C0068343 | | |
| | 90 bezbarnwy | | | | | C0069778 | | | |
|  odczepiana | 4x45 8x45 fioletowy | | | | | C0088036 M0088037 | | | |
| | 4x70 fioletowy | | | | B0088065 | | | | |
|  | 70 fioletowy | | | | | C0068441 | C0068721 | C0068444 | |
| | 70 bezbarnwy | | | | | | | C0069444 | |






| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------------------|------------------------|------------------------|----------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | | | | | | | | | |
|  | 70 fioletowy | | | | C0068373 | C0068372N1 | C0068371 | C0068374 | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | | | C0068716 | C0068375 | |
|  | 70 4x70 90 fioletowy | | | | C0068360 | C0068361N1 | C0068362 | C0068363 B0068124 | B0068143 |
| | 90 bezbarwny | | | | C0068139 | C0068140N1 | C0068141N1 | C0068142N1 | |
|  | 4x45 fioletowy | | | | | C0088285 | | | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | | C0068842 | C0068843 | C0068844 | B0068897 |
| | 90 bezbarwny | | | | | C0068893N1 | C0068894N1 | C0068895N1 | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | | C0069004 | B0069886 | | B0068358 |
| | | | | | | C0068329 C0068342 | C0068338 C0068344N1 | C0068340 C0068354N1 | |






| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | | | | | | | | | |
|  HRC 40 | 70 90 fioletowy | | | | | C0068908 C0068949 | C0068909 B0068950 | C0068951 | |
| | 70 90 bezbarnwy | | | | | C0069920 | C0069903 | | |
|  HRC 40s | 70 90 fioletowy | | | | | C0068958 | C0068959 | C0068960N1 | C0068961 B0068992 |
| | 70 bezbarnwy | | | | | | | C0069958 | |
|  HRC 40ss | 70 fioletowy | | | | | | | C0068359 | |
| | 70 bezbarnwy | | | | | C0069010 | | | |
|  HRC 43 | 70 90 fioletowy | | | | | C0068971 C0068976 | C0068972 C0068977 | C0068978 | |
|  HRC 43 pętla | 150 fioletowy | | | | | | B0068872 | B0068873 | |
|  HRC 43s | 70 90 fioletowy | | | | | C0068625 | | C0068627 C0068982 | C0068628 B0068983 |
|  HRC 43s pętla | 150 fioletowy | | | | | | B0068601 | B0068602 | |
|  HRC 43ss | 70 90 fioletowy | | | | | | | C0068406 B0068399 | C0068368 B0068404 |







| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | | | | | | | | | |
|  HRC 48  | 70 90 150 fioletowy | | | | C0068570 | C0068962 C0068572 | C0068963 C0068573 | C0068964 C0068574 B0068837 | C0068965 B0068575 |
|  HRC 48  pętla | 150 fioletowy | | | | | | B0068986 | B0068987 | B0068988 |
| 3/8 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | | | | | | | | | |
|  DRC 12  | 70 fioletowy | C0068300 | C0068301 | C0068302 | | | | | |
|  DRC 18  | 70 fioletowy | | | C0068460 | C0068468 | | | | |
|  DRC 22  | 20 70 fioletowy | | | | C0068827 | C0068830 | | | |
|  DRC 26  | 70 fioletowy | | | | | C0068317 | | | |
|  DRC 30  | 70 fioletowy | | | | C0068800 | | | | |
|  DRC 32  | 70 fioletowy | | | | | C0068322 | C0068324 | | |







| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| Igła okrągła haczykowata typu „J” o zakończeniu krótkim tnącym | | | | | | | | | |
|  JRC 30s | 70 | | | | | | C0068477 | C0068476 | |
| | 90 | | | | | | | | C0068857 |
| | 120 | | | | | C0068193 | C0068194 | | |
| | fioletowy | | | | | | | | |
|  2xJRC 30s | 45 | | | | | | C0068479 | | |
| | 60 | | | | | C0068483 | | | |
| | fioletowy | | | | | | | | |
| | Igła progresywnie zakrzywiona okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | | | | | | | | |
|  PRC 24 | 120 | | | | | C0068807 | | | |
| | fioletowy | | | | | | | | |
| 5/8 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | | | | | | | | | |
|  FRC 10 | 30 | C0068798 | | | | | | | |
| | fioletowy | | | | | | | | |
|  FRC 17 | 70 | | | C0069003 | | | | | |
| | bezbarny | | | | | | | | |
|  FRC 22 | 90 | | | C0068523 | C0068505 | | | | |
| | fioletowy | | | | | | | | |
| | 90 | | | C0069299 | C0069298 | | | | |
| | bezbarny | | | | | | | | |







| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła okrągła o zakończeniu tępym | | | | | | | | | |
|  HRN 30 | 70 fioletowy | | | | C0068638 | C0068604 | | | |
|  HRN 35 | 70 90 fioletowy | | | | | C0068517 C0068617 | C0068518 C0068618 | C0068608 C0068619 | |
| | 70 90 bezbarnwy | | | | C0069550 | C0069549 | C0069553 | | |
|  HRN 40 | 70 90 fioletowy | | | | | | C0068634 C0068636 | C0068635 C0068637 | |
|  HRN 45 | 90 fioletowy | | | | | | | C0068647 | B0068648 |
|  HRN 50 | 90 fioletowy | | | | | | C0068663 | C0068664 | |
|  HRN 50s | 90 fioletowy | | | | | | | C0068228 | B0068229 |
|  HRN 65 | 90 fioletowy | | | | | | | B0068674 | B0068675 |
| 3/8 koła igła okrągła o zakończeniu tępym | | | | | | | | | |
|  DRN 64 | 90 fioletowy | | | | | | B0068607 | B0068605 | B0068614 |






| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|----------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła odwrótnie tnąca | | | | | | | | | |
|  HS 15 | 45 70 fioletowy | | C0068203 C0068233 | C0068204 C0068250 | | | | | |
| | 45 bezbarnwy | | C0069203 | C0069204 | | | | | |
|  HS 18 | 70 fioletowy | | C0068439 | C0068522 | | | | C0068205 | |
| | 70 bezbarnwy | | | C0069322 | | | | | |
|  HS 21 | 45 fioletowy | | | C0068225 | C0068226 | | | | |
| | 70 bezbarnwy | | | | C0069425 | | | | |
|  HS 23 | 45 70 90 fioletowy | | | | C0068230 C0068430N1 | C0068431N1 C0068524 | C0068432 | | C0068429 |
| | 45 70 bezbarnwy | | | | C0069230 C0069430 | C0069431 | C0069432 | C0069433 | |
|  HS 23ss | 70 fioletowy | | | | | | | | C0068840 |
| | 70 bezbarnwy | | | | | | | C0069438 | |






| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła odwrotnie tnąca | | | | | | | | | |
|  | 70 90 120 fioletowy | | | | C0068241N1 C0068600 | C0068242N1 C0068442 C0068957 | C0068243 | C0068244 | |
| | 70 bezbarnwy | | | | C0069440 | C0069441 | | | |
|  | 70 120 fioletowy | | | | C0068641 | C0068290N1 C0068603 | C0068291N1 C0068610 | C0068292 | |
| | 70 bezbarnwy | | | | | C0069290 | C0069084 | C0069293 | |
|  odczepiana | 4x45 8x45 fioletowy | | | | | C0088895 M0088081 | B0088906 | | |
|  | 70 fioletowy | | | | | | C0068975 | | C0068084 |
| | 70 bezbarnwy | | | | | | | C0069083 | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | | C0068251N1 | C0068252N1 | C0068253 C0068493 | |
| | 70 bezbarnwy | | | | | C0069450 | C0069451 | | |









| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła odwrotnie tnąca | | | | | | | | | |
|  HS 37 | 90 fioletowy | | | | C0068494 | C0068495N1 | C0068496N1 | C0068497N1 | B0068498 |
| | 70 90 bezbarny | | | | | C0069461 C0069294 | C0069295 | C0069296 | B0069297 |
|  HS 37s | 70 90 120 fioletowy | | | | C0068293 C0068594 | C0068294N1 C0068596N1 | C0068296N1 C0068582N1 B0068611 | C0068297N1 C0068583N1 B0068632 | C0068298 B0068599 |
| | 70 90 bezbarny | | | | C0069460 | C0069195 C0069187 | C0069196 | C0069197 | |
|  HS 37s odczepiana | 4x45 fioletowy | | | | | | | B0088705 | |
|  HS 37s/HR 37s | 150 fioletowy | | | | | B0068278 | | | |
|  HS 37ss | 70 fioletowy | | | | | C0068085 | C0068086 | C0068087 | |
| | 70 bezbarny | | | | | C0069085 | C0069088 | C0069087 | |
|  HS 37ss | 3x45 fioletowy | | | | | | B0088701 | | |







| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 | |
| 1/2 koła igła odwrotnie tnąca | | | | | | | | | | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | | | C0068805 C0068485 | C0068806 C0068486N1 | C0068806 C0068487N1 | B0068488 |
|  | 70 90 fioletowy | | | | | | C0068267 C0068585 | C0068268N1 C0068586N1 | C0068269N1 C0068587N1 | C0068770 B0068588 |
| | 70 bezbarnwy | | | | | | | | C0069093 | |
|  | 3x45 4x45 fioletowy | | | | | | | | B0088911 B0088912 | |
| | 4x45 bezbarnwy | | | | | | | | B0089912 | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | | | C0068691 | C0068261 C0068461 | C0068262 C0068462N1 | C0068263 B0068463 |
| | 90 bezbarnwy | | | | | | | C0069362 | C0069363 | B0069364 |
|  | 150 fioletowy | | | | | | | | B0068303 | |
|  | 70 fioletowy | | | | | | | | | C0068227 |

| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|--------|--------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | | | | | | | | | |
|  DS 9 | 45 fioletowy | C0068202 | | | | | | | |
| | 45 70 fioletowy | C0068206 C0068506 | C0068207 C0068507 | C0068208 C0068508 | | | | | |
|  DS 12 | 45 70 fioletowy | C0069206 C0069330 | C0069207 C0069331 | C0069208 | | | | | |
| | 45 70 bezbarnwy | | | | | | | | |
|  2xDS 12 | 45 fioletowy | C0068706 | C0068769 | | | | | | |
| | 45 70 90 fioletowy | | C0068212 C0068512 C0068511 | C0068213 C0068513 | C0068214 C0068514 | | | | |
|  DS 16 | 45 70 bezbarnwy | | C0069212 | C0069213 C0069513 | C0069214 C0069302 | | | | |
| | 45 70 90 fioletowy | | C0068219 C0068419 | C0068220N1 C0068420N1 C0068224 | C0068221N1 C0068421N1 | C0068422N1 | | | |
|  DS 19 | 45 70 90 bezbarnwy | | C0069219 C0069419 | C0069220N1 C0069420N1 C0069223 | C0069221N1 C0069421N1 | C0069422 | | | |
| | 45 70 fioletowy | | C0068232 | C0068536 C0068234N1 | C0068235N1 | C0068236N1 | C0068237N1 | | |
|  DS 24 | 45 70 90 bezbarnwy | | | C0069534 C0069234 | C0069535 C0069235N1 | C0069236N1 C0069232 | C0069237 | | |

| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | | | | | | | | | |
|  | 70 fioletowy | | | | C0068246N1 | C0068247N1 | C0068248N1 | C0068249 | C0068245 |
| | 70 90 bezbarnwy | | | | C0069246 | C0069247N1 | C0069248 C0069148 | C0069244 | |
|  | 70 fioletowy | | | | C0068255 | C0068256 | C0068257 | C0068258 | C0068259 |
| | 70 bezbarnwy | | | | | C0069256 | | | |
|  | 70 90 fioletowy | | | | | | C0068282 C0068239 | C0068283 C0068240 | |
| | 70 fioletowy | | | | | C0068379 | | | |
|  | 70 fioletowy | | | | | | | | |
|  | 70 bezbarnwy | | | | | | | C0068453 | C0069282 |

| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------------------|----------|----------|--------|--------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| Igła prosta odwrotnie tnąca | | | | | | | | | |
|  | 45 fioletowy | | | C0068211 | | | | | |
|  | 45 fioletowy | | | C0068920 | | | | | |
|  | 70 fioletowy | | | | C0068272 | C0068274 | C0068275 | | |
| | 70 bezbarnwy | | | C0069271 | C0069272 | C0069273 | | | |
|  | 45 70 fioletowy | | | C0068264 | C0068465 C0068265 | C0068266 | | | |
| | 45 70 bezbarnwy | | | C0069280 | C0069465 C0069265 | C0069267 | | | |
| Igła odwrotnie tnąca progresywnie zakrzywna z zakończeniem Micro-point – plastyczna / kosmetyczna | | | | | | | | | |
|  | 45 bezbarnwy | | C0069602 | C0069600 | | | | | |

| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | 8/0 0.4 | 7/0 0.5 | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 |
| 3/8 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro-point – plastyczna / kosmetyczna | | | | | | | | | |
| 2xDSMP 6  | 45 fioletowy | | G0068850 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| DSMP 7  | 45 bezbarnwy | | | C0069601 | | | | | |
| | 70 fioletowy | | C0068407 | | | | | | |
| 2xDSMP 7  | 45 fioletowy | | | C0068708 | | | | | |
| | 45 bezbarnwy | | | C0069709 | | | | | |
| DSMP 11  | 45 70 fioletowy | | C0068684 | C0068685 C0068688 | | | | | |
| | 45 bezbarnwy | | | C0069607 | C0069608 | | | | |
| 2xDSMP 11  | 45 fioletowy | | | C0068726 | | | | | |
| DSMP 13f  | 45 bezbarnwy | | | C0069617 | | | | | |
| DSMP 13  | 45 70 fioletowy | | | C0068622 | C0068623 C0068723 | C0068624 | | | |
| | 45 bezbarnwy | | | C0069618 | C0069619 | C0069620 | | | |
| 2xDSMP 13  | 45 fioletowy | | | | C0068162 | | | | |
| | 45 bezbarnwy | | | | C0069715 | C0069716 | | | |

| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------|
| | | 8/0 0.4 | 7/0 0.5 | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 |
| 3/8 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro-point – plastyczna / kosmetyczna | | | | | | | | | |
|  DSMP 16 | 45 70 fioletowy | | | C0068530 | C0068538 C0068782 | C0068531 C0068783 | C0068529 C0068784 | | |
| | 45 70 bezbarny | | | C0069526 | C0069525 C0069325 | C0069524 C0069326 | C0069599 C0069327 | | |
|  DSMP 19 | 45 70 fioletowy | | | | C0068626 C0068528 | C0068630 C0068823 | C0068631 C0068824N1 | | |
| | 45 70 bezbarny | | | | C0069628 C0069528 | C0069629N1 C0069529N1 | C0069630N1 C0069530N1 | C0069531 | |
|  DSMP 24 | 45 70 fioletowy | | | | | | C0068025 C0068864 | C0068022 C0068865N1 | |
| | 45 70 90 bezbarny | | | | | C0069655 C0069555 | C0069656 C0069556N1 C0069572 | C0069657 C0069554N1 | |
|  DSMP 30 | 70 fioletowy | | | | | | C0068669 | C0068670 | C0068671 |
|  DSMP 35 | 70 fioletowy | | | | | | | C0068690 | |
|  DSMP 39 | 70 fioletowy | | | | | | C0068659 | C0068660 | |
| | 70 bezbarny | | | | | | C0069659 | C0069660 | |

| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | | 8/0 0.4 | 7/0 0.5 | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 |
| 1/2 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro-point – plastyczna / kosmetyczna | | | | | | | | | |
| <div>HSMP 9</div> <div></div> | 45 bezbarny | | | | C0069591 | G0069593 | | | |
| <div>2xHSMP 9</div> <div></div> | 35 45 fioletowy | C0068673 | | C0068758 | | | | | |
| <div>HSMP 12</div> <div></div> | 45 bezbarny | | | C0069606 | G0069632 | G0069633 | | | |
| <div>HSMP 15</div> <div></div> | 45 bezbarny | | | | G0069635 | C0069636 | | | |
| Igła długość mm | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| 1/2 koła igła okrągła przeciwbakteryjna | | | | | | | | | |
| <div>HRB 37s</div> <div></div> | 90 bezbarny | | | | | | C0069822 | | |
| <div>HRB 40s</div> <div></div> | 90 fioletowy | | | | | | | C0068516 | |
| <div>HRB 48</div> <div></div> | 90 bezbarny | | | | | | | C0069772 | |
| <div>HRB 48</div> <div></div> <div>odczepiana</div> | 8x45 fioletowy | | | | | | | | M0088282 |
| | 8x45 bezbarny | | | | | | M0089770 | M0089771 | |

Podwiązki

| | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| Nici przycięte | | | | | | | | | |
| | 3x45 fioletowy | | C0058623 | C0058624 | C0058625 | C0058626 | C0058627 | C0058629 | C0058630 |
| | 3x45 bezbarnwy | | | C0059624 | C0059625 | C0059626 | C0059627 | C0059629 | C0059630 |
| | 6x45 fioletowy | | C0058643 | C0058644 | C0058645 | C0058646 | B0058647 | B0058649 | B0058650 |
| | 6x45 bezbarnwy | | | C0059644 | C0059645 | C0059646 | B0059647 | B0059649 | |
| | 12x45 fioletowy | | | C0058664 | C0058665 | C0058666 | B0058667 | B0058669 | B0058670 |
| | 12x45 bezbarnwy | | | C0059664 | C0059665 | C0059666 | B0059667 | B0059669 | B0059670 |
| | 10x60 fioletowy | | C0058180 | C0058181 | C0058182 | C0058183 | B0058567 | B0058568 | |
| | 2x70 fioletowy | | | C0058404 | C0058405 | C0058406 | C0058407 | C0058409 | C0058410 |
| | 2x70 bezbarnwy | | | | C0059405 | | | C0059409 | C0059410 |
| | 5x70 fioletowy | | | C0058444 | C0058445 | C0058446 | C0058447 | B0058449 | B0058450 |
| | 5x70 bezbarnwy | | | | C0059445 | C0059446 | C0059447 | | B0059450 |
| | 4x90 fioletowy | | | | | C0058064 | | | |
| | 5x90 fioletowy | | | | | C0058456 | C0058457 | | |
| | 1x140 fioletowy | | C0058203 | C0058204 | C0058205 | C0058207 | C0058208 | C0058209 | C0058210 |
| | 1x140 bezbarnwy | | | | C0059205 | C0059207 | C0059208 | | |
| | 1x150 fioletowy | | | B0058704 | B0058705 | B0058706 | B0058707 | B0058709 | B0058708 |

| | Szew długość cm kolor | Grubość szwu USP; metryczna | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 6/0 0.7 | 5/0 1 | 4/0 1.5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3.5 | 1 4 | 2 5 |
| Szpulki z podwiązkami | | | | | | | | | |
| | 1x250 fioletowy | | | | G0058715 | G0058716 | G0058717 | G0058719 | G0058720 |
| | 1x250 bezbarny | | | | G0059715 | G0059716 | G0059717 | | |