


MACINTOSH



Rdzeń z włókna szklanego w wysokopolerowanej obudowie daje skupione światło. Obudowa zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń i umożliwia łatwe czyszczenie.

Atraumatyczna końcówka dystalna

Rdzeń światłowodowy w szczelnej obudowie

3 metalowe łożyska kulkowe dla zapewnienia bezpiecznego montażu

Zielony metalowy blok światłowodowy zgodny z normą ISO 7376.

W pełni autoklawowalna łyżka z antyodblaskowym satynowym wykończeniem. Gwarancja 5 lat lub 4000 cykli autoklawu, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Pełne warunki na stronie internetowej.


Rdzeń światłowodowy umieszczony jest tak, aby jak najmniej utrudniał widok.



Dane produktu wygrawerowane wyraźnie na łyżce

Produkty Macintosh posiadają zakrzywioną łyżkę, którą wsuwa się do zagłębienia fałdu nęgliśni i porusza w obu kierunkach w celu odsłonięcia jamy krtań i strun głosowych. Są to najbardziej popularne łyżki na świecie.

MILLER



WYJĄTKOWA JAKOŚĆ

Łyżki Sirius należą do wiodącej w branży rodziny łyżek laryngoskopowych Sirius, dostępnej wyłącznie w Timesco. Wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej i zawierają wyjątkowy rdzeń światłowodowy z włókna szklanego, zapewniający maksymalne światło z rękojeści laryngoskopowych Timesco Xenon lub XLED

W PEŁNI AUTOKLAWOWALNE

Łyżki laryngoskopowe Sirius są w pełni autoklawowalne i dostępne w wersjach Macintosh i Miller. Są to najpopularniejsze konstrukcje i zostały zilustrowane wyłącznie w tej broszurze.

PIĘCIOLETNIA GWARANCJA

Łyżki laryngoskopowe Sirius są objęte 5-letnią gwarancją. To nasz znak jakości, któremu możesz zaufać.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

W pełni autoklawowalny
I.C.001/9

Kompatybilne łyżki są oznaczone odpowiednimi kolorami

CE

Posiada oznaczenie CE

ISO 7376

Zgodny z normą ISO 7376

ISO 7376

Zgodny z normą ISO 7376



Dostarczany z wielojęzyczną instrukcją
ILL010/6



Długi okres gwarancji

Produkty Miller posiadają prostą łyżkę, którą wsuwa się ponad nęgliśnią i porusza w obu kierunkach w celu odsłonięcia jamy krtań i strun głosowych. Najmniejsze rozmiary (00, 0 i 1) są cenione przez lekarzy do stosowania u niemowląt i małych dzieci.

W tej broszurze zilustrowany jest tylko nasz system laryngoskopowy światłowodowy Sirius XL z zamkniętym światłowodem. Produkujemy również system światłowodowy z wymiennym rdzeniem **Optima CLX**, standardowy system oświetleniowy Orion i jednorazowego użytku system **Callisto**. Szczegółowe informacje na temat wszystkich tych produktów dostępne są w osobnych broszurach.

W pełni autoklawowalna metalowa łyżka, na którą gwarancja wynosi 5 lat lub 4000 cykli autoklawu, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Pełne warunki dostępne są na stronie internetowej.

Atraumatyczna końcówka dystalna

Odchylana końcówka do unoszenia nagleśni, zapewniająca lepszy widok krtani, bez konieczności używania nadmiernej siły, szczególnie przy trudnych intubacjach.

Dane produktu wygrawerowane wyraźnie na łyżce

Niewymierna wiązka włókna szklanego jest ściśle zamknięta w łyżce, co umożliwia łatwe czyszczenie.

Sztwna metalowa konstrukcja wykonana z autoklawowalnej antymagnetycznej stali nierdzewnej.

W tylnej części łyżki dźwignia do sterowania nachyleniem końcówki.

3 metalowe łożyska kulkowe dla zapewnienia bezpiecznego montażu


Zgodny z normą ISO 7376 zielony metalowy blok montażowy pasujący do rękojeści ze światłowodem



ŁYŻKI SIRIUS XL ECLIPSE

Opis	Wymiary
Sirius XL Eclipse Macintosh Rozmiar 2	115mm x 24mm
Sirius XL Eclipse Macintosh Rozmiar 3	135mm x 24mm
Sirius XL Eclipse Macintosh Rozmiar 4	160mm x 24mm

INTUBACJA PRZY POMOCY ŁYŻKI TIMESCO SIRIUS XL ECLIPSE



Zaletą łyżek laryngoskopowych Timesco Sirius XL Eclipse jest przegubowa końcówka umożliwiająca uniesienie fałdu nagleśni. Zapewnia ona lepszy widok tchawicy bez konieczności używania nadmiernej siły, co zmniejsza ryzyko urazu u pacjenta, zwłaszcza w przypadku trudnych intubacji, na przykład:

- u pacjentów z ograniczoną możliwością otwarcia ust
- u pacjentów z wystającymi zębami
- u pacjentów o ograniczonej ruchomości szyi
- u pacjentów z urazami kręgosłupa
- u pacjentów, którym założono kołnierze szyjne

Timesco oferuje również jednorazowe łyżki Eclipse w naszej serii Callisto. Broszura Callisto Eclipse: [LL069/L](#)

TRUDNE INTUBACJE

Łyżki laryngoskopowe Sirius XL Eclipse stanowią nieocenioną pomoc w trudnych intubacjach, ponieważ posiadają elastyczną końcówkę do unoszenia fałdu nagleśni, zapewniając lepszy widok tchawicy bez konieczności używania nadmiernej siły, co skutkuje mniejszym urazem pacjenta.

Polerowany metalowy kołnierz odbija światło i kieruje je do światłowodowego rdzenia łyżki, zapewniając maksymalne oświetlenie.

Wyraźny branding produktu z kodem produktu i znakiem CE umieszczonymi po przeciwnej stronie logo Xenon. Numer serii znajduje się w górnej części rękojeści.

Radełkowana powierzchnia rękojeści zapewnia doskonały chwyt.

W pełni autoklawowalna metalowa rękojeść, którą gwarancja wynosi 5 lat lub 4000 cykli autoklawu, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Pełne warunki dostępne są na stronie internetowej.



ŻARÓWKI KSENONOWE 2.5V

Kod produktu	Opis
3000.900.20	Optima XL żarówka ksenonowa 2,5V opak. 6 szt.
3000.900.21	Optima XI żarówka ksenonowa 2,5V Per

RĘKOJEŚCI KSENONOWE

Kod produktu	Opis
3000.350.05	Ksenonowa rękojeść laryngoskopowa, mała 146mm x 19mm
3000.350.10	Ksenonowa rękojeść laryngoskopowa, średnia 146mm x 29mm
3000.358.10	Ksenonowa rękojeść laryngoskopowa, gruba 111mm x 32mm

Super jasna wymienna żarówka ksenonowa 2,5 V zapewniająca doskonale białe światło o mocy 18 000 LUX. Żarówki umożliwiają do 20 godzin pracy i temperaturę barwową 2900(K).

Oznaczona kolorami opaska umożliwiająca dokładną identyfikację złącza zgodnego z normą ISO 7376, kompatybilnego z wielorazowego i jednorazowego użytku łyżkami.

Zasilana bateriami z suchymi ogniwami lub łatwo przekształcana w rękojeść wielokrotnego ładowania przy pomocy silniczków litowych Timesco R.

Bezpieczna nakrętka zapewniająca łatwy dostęp do baterii.

NIEZAWODNE OŚWIETLЕНИЕ

Nowa, ulepszona rękojeść laryngoskopowa XLED Timesco została zaprojektowana tak, aby górować nad innymi i zapewniać stałe, jasne i niezawodne oświetlenie zawsze, gdy jest potrzebne.

BEZ MIGOTANIA

Wysoka wydajność i niezawodność dzięki jasnej, wymiennej lampce LED. Inteligentna elektronika kontroluje natężenie światła, zapobiegając migotaniu, nawet przy niskim naładowaniu baterii.

ZAWSZE JASNE ŚWIATŁO

Ulepszone parametry dają stałe jasne, kontrolowane oświetlenie. Natężenie światła i temperatura barwowa pozostają niezmiennie przez cały okres eksploatacji lampy i baterii.

O NOWEJ LAMPCE W SKRÓCIE

- Super jasna wymienna lampka LED 3V
- Bez migotania, białe światło
- Wyjątkowa moc wyjściowa 40 000 luksów (przy lampce)
- Wydłużona żywotność żarówki
- Temperatura barwowa 5000(K)
- 3 razy więcej luksów niż w przypadku innych wiodących marek

Więcej informacji na temat rękojeści Optima XLED dostępnych jest w osobnej broszurze: B.L.040/1



ŻARÓWKI XLED

Kod produktu	Opis
3000.950.20	XLED żarówka laryngoskopowa LED, opak. 6 szt.
3000.950.21	XLED żarówka laryngoskopowa LED

RĘKOJEŚCI XLED

Kod produktu	Opis	Wymiary
3000.500.05	Rękojeść laryngoskopowa XLED, mała	146mm x 19mm
3000.500.10	Rękojeść laryngoskopowa XLED, średnia	146mm x 29mm
3000.508.10	Rękojeść laryngoskopowa XLED, krótka	111mm x 32mm

mała
2x AA

średnia
2x C

krótka
2x AA



ŁADOWARKI BATERII JONOWYCH TIMESCO ION-R

Kod produktu	Opis
3125.999.10	Ładowarka Timesco ION-R (pojedyncza) zawiera: ładowarkę, zasilacz i obydwa wkłady Timesco R (AA i C)
3125.999.20	Ładowarka Timesco ION-R (podwójna) zawiera: 2 x ładowarka, 1 x zasilacz i po 2 wkłady Timesco R (AA i C)

Ładowarki Timesco ION-R są wielonapięciowe i dostarczane są wraz z akcesoriami do użytku na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć w naszej broszurze ION-R (L.L.060/1).



BATERIE TIMESCO R

Kod produktu	Opis
3115.150.20	Silniczek Timesco R - mały (rozmiar AA)
3115.150.50	Silniczek Timesco R - średni (rozmiar C)

Do każdej rękojści potrzebna jest tylko jedna bateria. Timesco dostarcza akumulatory małe i średnie, dzięki czemu można utworzyć system akumulatorów. Więcej informacji można znaleźć w naszej broszurze ION-R (L.L.060/1).

Do ładowarki wkładany jest tylko Silniczek Timesco R Engine.

Zarówno małe, jak i średnie Silniczki Timesco R można ładować w ładowarkach pojedynczych i podwójnych.

Pełne ładowanie Silniczków Timesco R trwa mniej niż 2 godziny.

Zmieniająca kolor dioda LED wskazuje stan baterii i cykl ładowania.

Płytki boczne można zdjąć, aby połączyć 3 ładowarki szeregowo w celu uzyskania energii z jednego zasilacza.

Po pełnym naładowaniu Silniczków Timesco R ładowarka przełączy się w tryb niskiego poboru mocy, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia prądu.



Timesco produkuje zestawy laryngoskopowe Sirius XL w sztywnych futerałach. Poniżej wymieniono kilka popularnych zestawów. Dostępne są również inne zestawy na zamówienie.

Zestawy Sirius XL w sztywnym plastikowym futerale z zapasową żarówką

Wnętrza futerałów dopasowane są do zawartości każdego z zestawów.

2955.975.80	Standardowy zestaw światłowodowy Sirius XL: 1 rękojeść XL średnia i 3 łyżki Macintosh nr 2, 3 i 4 + żarówka, w futerale
Kod produktu	Opis
2955.150.15	Sirius XL łyżka światłowodowa Macintosh 2
2955.150.20	Sirius XL łyżka światłowodowa Macintosh 3
2955.150.25	Sirius XL łyżka światłowodowa Macintosh 4
3000.350.10	Laryngoskopowa rękojeść ksenonowa średnia (C) Światłowod
3000.900.21	Żarówka ksenonowa Optima XI 2,5 V
2905.890.30	Plastikowy futerał laryngoskopowy na 3 łyżki Macintosh i 1 rękojeść

2955.975.85	Standardowy zestaw światłowodowy Sirius XL: 1 rękojeść XLED średnia i 3 łyżki Macintosh nr 2, 3 i 4 + żarówka, w futerale
--------------------	---

Kod produktu	Opis
2955.150.15	Sirius XL łyżka światłowodowa Macintosh 2
2955.150.20	Sirius XL łyżka światłowodowa Macintosh 3
2955.150.25	Sirius XL łyżka światłowodowa Macintosh 4
3000.500.10	Laryngoskopowa rękojeść XLED średnia (C) Światłowod
3000.950.21	Żarówka laryngoskopowa XLED
2905.890.30	Plastikowy futerał laryngoskopowy na 3 łyżki Macintosh i 1 rękojeść

2955.985.70	Pediatryczny zestaw światłowodowy Sirius XL: 1 rękojeść XL mała i 2 łyżki Macintosh nr 0 i 1 + żarówka, w futerale
--------------------	--

Kod produktu	Opis
2955.185.05	Sirius XL łyżka światłowodowa Miller 0
2955.185.10	Sirius XL łyżka światłowodowa Miller 1
3000.350.05	Laryngoskopowa rękojeść ksenonowa mała (AA) Światłowod
3000.900.21	Żarówka ksenonowa Optima XI 2,5 V
2905.890.42	Plastikowy futerał laryngoskopowy na 2 łyżki Miller i 1 rękojeść

2955.989.95	Zestaw łączony Sirius XL: 2 rękojeści 1 x średnia XL, 1 x mała XL i 5 łyżek Macintosh nr 2, 3 i 4, Miller nr 0 i 1 + żarówka, w futerale
--------------------	--

Kod produktu	Opis
2955.150.15	Sirius XL łyżka światłowodowa Macintosh 2
2955.150.20	Sirius XL łyżka światłowodowa Macintosh 3
2955.150.25	Sirius XL łyżka światłowodowa Macintosh 4
2955.185.05	Sirius XL łyżka światłowodowa Miller 0
2955.185.10	Sirius XL łyżka światłowodowa Miller 1
3000.350.05	Laryngoskopowa rękojeść ksenonowa mała (AA) Światłowod
3000.350.10	Laryngoskopowa rękojeść XLED średnia (C) Światłowod
3000.900.21	Żarówka ksenonowa Optima XI 2,5 V
2905.890.75	Plastikowy futerał laryngoskopowy na 3 łyżki Macintosh i 2 łyżki Miller i 2 rękojeści



SIRIUS XL ECLIPSE - POJEDYNCZE ŁYŻKI

Kod produktu	Opis	Wymiary
2955.175.15	Sirius XL Eclipse Łyżka Macintosh 2, w futerale	115mm x 24mm
2955.175.15X	Sirius XL Eclipse Łyżka Macintosh 2, bez futerału	115mm x 24mm
2955.175.20	Sirius XL Eclipse Łyżka Macintosh 3, w futerale	135mm x 24mm
2955.175.20X	Sirius XL Eclipse Łyżka Macintosh 3, bez futerału	135mm x 24mm
2955.175.25	Sirius XL Eclipse Łyżka Macintosh 4, w futerale	160mm x 24mm
2955.175.25X	Sirius XL Eclipse Łyżka Macintosh 4, bez futerału	160mm x 24mm



ŁYŻKI SIRIUS XL ECLIPSE

Kod produktu	Opis	Wymiary
2955.177.20	Sirius XL Eclipse Łyżki Macintosh 2 i 3, w futerale	



SIRIUS XL ECLIPSE - ŁYŻKI I RĘKOJEŚĆ KSENONOWA

Kod produktu	Opis	Wymiary
2955.176.15	Sirius XL Eclipse Łyżka Macintosh 2 i rękojeść ksenonowa, w futerale	115mm x 24mm
2955.176.20	Sirius XL Eclipse Łyżka Macintosh 3 i rękojeść ksenonowa, w futerale	135mm x 24mm
2955.176.25	Sirius XL Eclipse Łyżka Macintosh 4 i rękojeść ksenonowa, w futerale	160mm x 24mm



SIRIUS XL ECLIPSE - ŁYŻKI I RĘKOJEŚĆ KSENONOWA

Kod produktu	Opis	Wymiary
2955.177.25	Sirius XL Eclipse Łyżka Macintosh 3 i 4 + rękojeść ksenonowa, w futerale	



SIRIUS XL ECLIPSE - ŁYŻKI I RĘKOJEŚĆ XLED

Kod produktu	Opis	Wymiary
2955.178.15	Sirius XL Eclipse Łyżka Macintosh 2 i rękojeść XLED, w futerale	115mm x 24mm
2955.178.20	Sirius XL Eclipse Łyżka Macintosh 3 i rękojeść XLED, w futerale	135mm x 24mm
2955.178.25	Sirius XL Eclipse Łyżka Macintosh 4 i rękojeść XLED, w futerale	160mm x 24mm



SIRIUS XL ECLIPSE - ŁYŻKI I RĘKOJEŚĆ XLED

Kod produktu	Opis	Wymiary
2955.179.25	Sirius XL Eclipse Macintosh 3 i 4 + rękojeść XLED, zestaw w futerale	



SIRIUS XL ECLIPSE - ŁYŻKI I RĘKOJEŚĆ KSENONOWA

Kod produktu	Opis
2955.180.50	Sirius XL Eclipse Macintosh łyżki 2, 3 i 4 + rękojeść XLED, zestaw w futerale



SIRIUS XL ECLIPSE - PUSTY FUTERAŁ (na 2 ŁYŻKI)

Kod produktu	Opis
2999.175.75	Futerał z tworzywa na 2 łyżki Sirius XL Eclipse i rękojeść



SIRIUS XL ECLIPSE - ŁYŻKI I RĘKOJEŚĆ XLED

Kod produktu	Opis
2955.182.50	Sirius XL Eclipse Macintosh łyżki 2, 3 i 4 + rękojeść XLED, zestaw w futerale



SIRIUS XL ECLIPSE - PUSTY FUTERAŁ (na 3 ŁYŻKI)

Kod produktu	Opis
2999.185.50	Futerał z tworzywa na 3 łyżki Sirius XL Eclipse i rękojeść

Kod produktu	Opis	Wymiary
ŁYŻKI LARYNGOSKOPOWE SIRIUS MACINTOSH		
2955.150.05	Sirius XL Macintosh Rozmiar 0	83mm x 20mm
2955.150.10	Sirius XL Macintosh Rozmiar 1	95mm x 20mm
2955.150.15	Sirius XL Macintosh Rozmiar 2	115mm x 24mm
2955.150.20	Sirius XL Macintosh Rozmiar 3	135mm x 24mm
2955.150.25	Sirius XL Macintosh Rozmiar 4	160mm x 24mm
2955.150.30	Sirius XL Macintosh Rozmiar 5	176mm x 25mm

ŁYŻKI LARYNGOSKOPOWE SIRIUS MILLER

2955.185.03	Sirius XL Miller Rozmiar 00	65mm x 18mm
2955.185.05	Sirius XL Miller Rozmiar 0	77mm x 18mm
2955.185.10	Sirius XL Miller Rozmiar 1	102mm x 18mm
2955.185.15	Sirius XL Miller Rozmiar 2	150mm x 19mm
2955.185.20	Sirius XL Miller Rozmiar 3	195mm x 19mm
2955.185.25	Sirius XL Miller Rozmiar 4	207mm x 22mm

RĘKOJEŚCI LARYNGOSKOPOWE KSENONOWE

3000.350.05	Rękojeść laryngoskopowa ksenonowa, mała	146mm x 19mm
3000.350.10	Rękojeść laryngoskopowa ksenonowa, średnia	146mm x 29mm
3000.358.10	Rękojeść laryngoskopowa ksenonowa, krótka	111mm x 32mm

RĘKOJEŚCI LARYNGOSKOPOWE XLED

3000.500.05	Rękojeść laryngoskopowa XLED, mała	146mm x 19mm
3000.500.10	Rękojeść laryngoskopowa XLED, średnia	146mm x 29mm
3000.508.10	Rękojeść laryngoskopowa XLED, krótka	111mm x 32mm

ŻARÓWKI KSENONOWE OPTIMA XL

3000.900.20	Żarówki ksenonowe Optima XL 2.5V	Opak. 6 szt.
3000.900.21	Żarówki ksenonowe Optima XL 2.5V	

ŻARÓWKI LED OPTIMA XLED

3000.950.20	Żarówki LED do laryngoskopów XLED	Opak. 6 szt.
3000.950.21	Żarówki LED do laryngoskopów XLED	

AKUMULATORY TIMESCO

3115.150.20	Timesco R Engine mały (rozmiar AA)	Mały (Rozmiar AA)
3115.150.50	Timesco R Engine średni (rozmiar C)	Średni (Rozmiar C)

ŁADOWARKA TIMESCO ION-R

3125.999.10	Ładowarka ION-R (pojedyncza) zawiera: ładowarkę, przewód zasilający i obydwa wkłady Timesco R (AA i C)	
3125.999.20	Ładowarka ION-R (podwójna) zawiera: 2 ładowarki, 1 przewód zasilający i 2 x każdy z wkładów Timesco R	

Kod produktu	Opis	Wymiary
ŁYŻKI SIRIUS XL ECLIPSE W FUTERALE		
2955.175.15	Sirius XL Eclipse Macintosh 2 w futerale	115mm x 24mm
2955.175.15X	Sirius XL Eclipse Macintosh 2 bez futerału	115mm x 24mm
2955.175.20	Sirius XL Eclipse Macintosh 3 w futerale	135mm x 24mm
2955.175.20X	Sirius XL Eclipse Macintosh 3 bez futerału	135mm x 24mm
2955.175.25	Sirius XL Eclipse Macintosh 4 w futerale	160mm x 24mm
2955.175.25X	Sirius XL Eclipse Macintosh 4 bez futerału	160mm x 24mm

ŁYŻKI I RĘKOJEŚĆ SIRIUS XL ECLIPSE W FUTERALE

2955.176.15	Sirius Eclipse Macintosh 2 i rękojeść ksenonowa, w futerale	115mm x 24mm
2955.176.20	Sirius Eclipse Macintosh 3 i rękojeść ksenonowa, w futerale	135mm x 24mm
2955.176.25	Sirius Eclipse Macintosh 4 i rękojeść ksenonowa, w futerale	160mm x 24mm
2955.178.15	Łyżka Sirius Eclipse Macintosh 2 i rękojeść XLED, w futerale	115mm x 24mm
2955.178.20	Łyżka Sirius Eclipse Macintosh 3 i rękojeść XLED, w futerale	135mm x 24mm
2955.178.25	Łyżka Sirius Eclipse Macintosh 4 i rękojeść XLED, w futerale	160mm x 24mm

2955.177.20	Sirius XL Eclipse Macintosh 2 i 3, w futerale	
2955.177.25	Łyżki Sirius Eclipse Macintosh 3 i 4 + rękojeść ksenonowa, zestaw w futerale	
2955.179.25	Łyżki Sirius Eclipse Macintosh 3 i 4 + rękojeść XLED, zestaw w futerale	
2955.180.50	Łyżki Sirius Eclipse Macintosh 2, 3 i 4 + rękojeść ksenonowa, zestaw w futerale	
2955.182.50	Łyżki Sirius Eclipse Macintosh 2, 3 i 4 + rękojeść XLED, zestaw w futerale	

SIRIUS XL ECLIPSE - PUSTY FUTERAL

2999.175.75	Futeral z tworzywa na 2 łyżki Eclipse i rękojeść	
2999.185.50	Futeral z tworzywa na 3 łyżki Eclipse i rękojeść	

LARYNGOSKOP SIRIUS XL - ZESTAW W FUTERALE

2955.975.80	Standardowy zestaw Sirius XL światłowod 1średnia rękojeść XL i 3 łyżki Macintosh nr 2, 3 i 4 + żarówka, w futerale	
2955.975.85	Standardowy zestaw Sirius XL światłowod 1średnia rękojeść XLED i 3 łyżki Macintosh nr 2, 3 i 4 + żarówka, w futerale	
2955.985.70	Zestaw pediatryczny Sirius XL 1 mała rękojeść XL i 2 łyżki Miller nr 0 i 1 + żarówka, w futerale	
2955.989.95	Zestaw Sirius XL 2 rękojeści 1 x średnia rękojeść XL, 1 x mała rękojeść XL i 5 łyżek Macintosh nr 2, 3 i 4, Miller nr 0 i 1 + żarówka w zestawie	