

TWÓRZ SAM SWOJĄ MAKSYMALNĄ BARIERĘ!

1 Wybierz swój zestaw cewników **Altius RT**

2 Wybierz odpowiedni dla Ciebie zestaw obłożeń



Basic CVC Insertion Pack
(K40174/CVC)



Intermediate CVC Insertion Pack
(K40175/CVC)



Comprehensive Plus CVC Insertion Pack
(K40176/CVC/P1)



Stwórz swój własny indywidualny zestaw z szerokiej gamy naszych komponentów

ORDERING INFORMATION

NR KATALOG OWY	OPIS PRODUKTU	ŚWIATŁO Side	OBJETO SC CC	NATEŻENIE PRZEPŁYWU VS. CISNIENIE		
				200ml/min	300ml/min	400ml/min
ART-ADL-1215-K	Altius RT Acute 12 Fr. 15cm dual lumen	Venous	0.8	80	135	190
		Arterial	0.7	-50	-130	-180
ART-ADL-1220-K	Altius RT Acute 12 Fr. 20cm dual lumen	Venous	0.9	70	180	210
		Arterial	0.8	-70	-165	-200
ART-ADL-1225-K	Altius RT Acute 12 Fr. 25cm dual lumen	Venous	0.9	100	200	230
		Arterial	0.8	-90	-190	-225
ART-ADL-1415-K	Altius RT Acute 14 Fr. 15cm dual lumen	Venous	0.8	70	150	170
		Arterial	0.7	-70	-145	-160
ART-ADL-1420-K	Altius RT Acute 14 Fr. 20cm dual lumen	Venous	1.0	60	135	180
		Arterial	0.9	-50	-130	-170
ART-ADL-1425-K	Altius RT Acute 14 Fr. 25cm dual lumen	Venous	1.0	70	165	190
		Arterial	0.9	-70	-160	-180

REFERENCJE KLINICZNE

1. Leblanc, M., et al. (1997) Central Venous Dialysis Catheter Dysfunction. *Advances in Renal Replacement Therapy*. 2. Casey, A.L., et al. (2007) A prospective clinical trial to evaluate the microbial barrier of a needleless connector. *Journal of Hospital Infection*. 65, 212-218. 3. Jarvis, W.R., et al. (2009) Health Care-Associated Bloodstream Infections Associated with Negative- or Positive-Pressure or Displacement Mechanical Valve Needleless Connectors. *Clinical Infectious Diseases*. 49:1821-7.

For more information and pricing speak to your local Kimal Representative or contact:

UK

Tel: +44 (0)845 437 9542

Fax: +44 (0)845 437 9544

Email: customercare@kimal.co.uk

International

Tel: +44 (0)845 437 9543

Fax: +44 (0)845 437 9544

Email: internationalenquiries@kimal.co.uk

Germany

Tel: +49 (0)2133 285 141

Fax: +49 (0)2133 285 1420

Email: info@kimal.de

Middle East

Tel: +97 16 552 8146

Fax: +97 16 552 8147

Email: mea@kimal.co.uk

© 2018 Kimal PLC. All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from Kimal PLC. Kimal PLC reserve the right to change the specification of its products at any time. Kimal PLC, Arundel Road, Uxbridge, UB8 2SA.

L-0203-0011-A3 | MAY 2018

KIMAL
delivering healthcare innovation

ALTIUS™ RT
ACUTE HAEMODIALYSIS

OSTRA TERAPIA NERKOWA

NIE RÓB KOMPROMISÓW! MAKSYMALIZUJ!

KIMAL
delivering healthcare innovation

MAKSMALNA OCHRONA PACJENTA

LuerSafe[®] Zaciski automatyczne

Utrzymuj zamknięty system po odłączeniu, eliminując potrzebę dodatkowego zaciskania i zmniejszając ryzyko zatoru powietrznego, ciężka utrata krwi i infekcje.^{2,3}




360° Obrótowe skrzydełko szwu

Umożliwia obrót cewnika po zamocowaniu.




Multi-Tube[™] Technology

Poprawia jakość natężenia przepływu poprzez redukcję turbulencji i nieregularności.



Intelligent Grooves

zmniejsz okluzję ścian naczyń i zmaksymalizować natężenie przepływu.



Soft Flexible PUR

Zmniejsza uraz naczyń i eliminuje załamania cewnika



MAKSYMALNA OCHRONA PACJENTA

Ochrona przed utratą krwi



Ochrona przed zatorowością powietrzną



Ochrona przed załamaniem cewnika



Redukuj ryzyko

Zmniejsza ryzyko infekcji



Zmniejsza ryzyko urazów naczyń



Zmniejsza ryzyko niedrożności naczyń



Poprawiona wydajność

Poprawiona drożność cewnika



Ulepszone wprowadzenie wewnętrzne do żyły szyjnej lub podobojczykowej



Lepsze natężenie przepływu dla pacjentów w stanie krytycznym



stiff, inflexible competitor catheter



Altius[®] RT flexible and durable PUR material

