


CST - STAPLER OKRĘŻNY ZAKRZYWIONY

STAPLER WEWNĘTRZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

STAPLER CST

STAPLER WEWNĘTRZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU





DZWONEK PO WYSTRZALE


Wyraźny i charakterystyczny sygnał dźwiękowy.


AUTOMATYCZNA BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA ASL™ (AUTOMATIC SAFETY LOCK)

Innowacyjna konstrukcja automatycznie włącza i wyłącza blokadę bezpieczeństwa, zmniejszając ryzyko przypadkowego i ponownego wystrzału staplera.

SYSTEM OBNIŻAJĄCY NACISK TKANKI PRS™ (PRESSURE RELEASE SYSTEM)

Wyliminowanie nadmiernej kompresji tkanki („efekt tłoka”) dzięki zwiększonej pojemności głowy staplera.






WYRAŹNY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Słyszalne kliknięcie określa optymalne uwolnienie tkanki, wskazując, kiedy należy usunąć CST.


OBNIŻONA SIŁA WYSTRZAŁU

Udoskonalona ergonomia ułatwia lekkie oddanie strzału.

INNE



INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ



KOD PRODUKTU	CST21	CST25	CST29	CST33
OPIS	Stapler okrężny uszczelniony, z bezbarierową głową o dużej objętości			
KODOWANIE KOLORYSTYCZNE	Pomarańczowy	Biały	Niebieski	Zielony
LICZBA ZSZYWEK	16	20	24	28
ŚREDNICA KOWADEŁKA	21 mm	25 mm	29 mm	33 mm
ŚREDNICA OSTRZA	13,9 mm	17,0 mm	20,5 mm	24,8 mm
POJEMNOŚĆ GŁOWY STAPLERA PRZED WYSTRZAŁEM / PO WYSTRZALE	5,1 / 4,6 ml	9 / 8,2 ml	12 / 10,9 ml	14,6 / 13,2 ml

Wytwórca:

Touchstone International Medical Science Co., Ltd.

278 Dongping Street | Suzhou Industrial Park | 215123 Suzhou | China

AESULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | www.bbraun.pl

AESULAP CHIFA - firma grupy B. Braun