


# Perifix<sup>®</sup> mocowanie wraz z opatrunkiem zabezpieczającym cewnik

Zapewnia pacjentowi bezpieczeństwo i wygodę



Regionalna Anestezjologia

Prosty sposób mocowania cewników  
stosowanych w regionalnej anestezjologii

# Perifix® mocowanie wraz z opatrunkiem zabezpieczającym cewnik

## Regionalna Anestezjologia

Perifix® element mocujący, łączy łatwość założenia z bezpieczeństwem utrzymania cewnika.

Możliwość ruchu cewnika po założeniu elementu mocującego zostaje wyeliminowana.

Kontrola miejsca wkłucia jest możliwa bez ryzyka zmiany położenia cewnika.

Wszystko czego potrzebujecie dla łatwego i bezpiecznego zamocowania cewnika to:

Perifix® mocowanie wraz z opatrunkiem zabezpieczającym cewnik.



Łatwa kontrola miejsca wkłucia dzięki cechom foliowego elementu mocującego.



Płaski kształt zapewnia duży komfort dla pacjenta.

### Pełen zestaw mocujący cewnik

*Płaski pierścień mocujący*



*Foliowy opatrunek ze środkową częścią pozbawioną kleju*

### Korzyści dla użytkownika

- Płaski pierścień mocujący:** zapewnia bezpieczne i łatwe mocowanie zapobiegające wysunięciu cewnika
- Foliowy opatrunek ze środkową częścią pozbawioną kleju:**
  - zapewnia wygodną ochronę miejsca wkłucia
  - może być łatwo wymieniony bez ryzyka poruszenia cewnika

Zastosowanie wyrobu: Mocowanie cewnika do skóry zapobiegając jego przemieszczaniu oraz ochrona miejsca, w którym cewnik przebija skórę, przed zanieczyszczeniem.

**B. BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.  
ul. Tysiąclecia 14  
64-300 Nowy Tomyśl  
Tel.: 61 44 20 100  
Fax: 61 44 23 936  
[www.bbraunpl](http://www.bbraunpl)